



Philips VisaCare  
Accessorio di ricambio  
normale

### Pelle più tonica

Tutti i tipi di pelle  
Può essere usato 2 volte alla  
settimana  
Sostituire ogni 6 mesi

SC6891/01

## Stimolazione dei tessuti profondi per una pelle più tonica

utilizzabile solo con Philips VisaCare

Quando la tua pelle è giovane, si rinnova rapidamente, è tonica e luminosa. Con il passare del tempo, il metabolismo della tua pelle rallenta. Ecco perché abbiamo ideato VisaCare Prestige: la soluzione per il ringiovanimento della tua pelle che contrasta la perdita di tonicità e colore.

#### **Semplicità d'uso**

- Testina di ricambio con semplice sistema di inserimento
- Per risultati ottimali, sostituire ogni sei mesi
- L'accessorio normale può essere utilizzato due volte alla settimana

#### **Delicato sulla pelle**

- Adatta a tutti i tipi di pelle

#### **Accessorio normale per una pelle più tonica**

- Stimolazione dei tessuti profondi per una pelle più tonica

# PHILIPS

Accessorio di ricambio normale

Pelle più tonica Tutti i tipi di pelle, Può essere usato 2 volte alla settimana, Sostituire ogni 6 mesi

## Specifiche

### Facilità d'uso


- Compatibile con: Philips SC6220, Philips SC6240, Philips SC6250
- Pulizia: Lavare sotto l'acqua corrente

- Sostituzione: Testina con sistema semplice di inserimento
- Sostituzione consigliata: Ogni 2 mesi

SC6891/01

## In evidenza

### Pelle più tonica



L'accessorio normale favorisce la stimolazione dei tessuti profondi, per una pelle più tonica. Il 92% delle donne conferma\*: "La pelle appare rassodata".

### Accessorio normale da utilizzare due volte alla settimana



Utilizzare l'accessorio normale due volte alla settimana per un trattamento intenso e rassodante in soli 5 minuti.

### Adatta a tutti i tipi di pelle



Può essere utilizzato su tutti i tipi di pelle, anche su pelli delicate.

### Facile da sostituire



Inserimento semplice, compatibile con tutti i dispositivi VisaCare.

### Sostituire ogni 6 mesi

Per risultati ottimali, si raccomanda di effettuare la sostituzione ogni sei mesi.



Data di rilascio  
2024-01-04

Versione: 9.3.1

EAN: 87 10103 67521 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Risultati di uno studio condotto da un'agenzia indipendente nel 2015 su 51 donne a cui è stato chiesto di provare il prodotto