

Philips VisaCare
Cserefej normál bőr
számára

Feszesebb tapintású bőr

Minden bőrtípusra
Hetente kétszer használható
6 havonta cserélje

SC6891/01



A szövetek mély stimulációja a feszesebb tapintású bőrért

kizárólag a Philips VisaCare készülékkel való használatra

A fiatal bőr gyorsan megújul, feszes és ragyogó. A bőr anyagcseréje azonban az idő múlásával lelassul. Ezért is fejlesztettük ki a VisaCare Prestige készüléket: a bőrfiatalító megoldást, amely hadat üzen a bőrfeszesség csökkenésének és a fakó arcszínnek.

Egyszerű használat

- Könnyen felpattintható cserefej
- A legjobb eredmény érdekében hat havonta cserélje ki
- Hetente kétszer használható normál fej

Gyengéd a bőrhöz

- Minden bőrtípushoz megfelelő

Normál fej a feszesebb tapintású bőrért

- A szövetek mély stimulációja a feszesebb tapintású bőrért

PHILIPS

Cserefej normál bőr számára

Feszesebb tapintású bőr Minden bőrtípusra, Hetente kétszer használható, 6 havonta cserélje

Műszaki adatok

Egyszerű használat

- Kompatibilitás:: Philips SC6220, Philips SC6240, Philips SC6250

- Tisztítás: Friss vízben mossa meg
- Cseré: Könnyen felpattintható fej
- Cseré javasolt gyakorisága: 2 havonta



Kiadás dátuma
2024-01-04

Verzió: 9.9.1

EAN: 87 10103 67521 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.


A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

SC6891/01

Fénypontok

Feszesebb tapintású bőr




A szövetek mély stimulációja normál fejjel, a feszesebb tapintású bőrért. A nők 92%-a egyetért ezzel*: „feszesebb tapintású a bőr.”

Hetente kétszer használendő normál fej



Használja a normál fejet hetente kétszer a feszesebb bőrért, és a mindössze 5 perc alatt elvégezhető intenzívebb kezelésért.

Minden bőrtípushoz megfelelő



Minden bőrtípuson használható, még érzékeny bőrön is.

Könnyen cserélhető



Könnyen felpattintható, az összes VisaCare készülékhez illeszkedik.

6 havonta cserélje

A legjobb eredmény érdekében javasoljuk, hogy hat havonta cserélje ki.

* 2015-ben független ügynökség által. 51 női fogyasztó bevonásával végzett független teszt eredménye