

PHILIPS

Refurbished IPL- Haarentfernungsgerät

Lumea IPL 9900 Series

SmartSkin Sensor

4 intelligente Aufsätze: Körper,
Gesicht, Bikinizone, Achselhöhlen

Exklusive, KI-gesteuerte App-
Funktionen

Mit Kabel und kabellos
verwendbar



BRP958/00R1

Unsere beste IPL-Lösung mit exklusiven SkinAI Funktionen

Genießen Sie bis zu 18 Monate seidig glatte Haut*

Wir präsentieren – unsere beste IPL-Lösung für langanhaltend glatte Haut. Unsere schnellste kabellose Lumea IPL-Lösung mit SenseIQ Technologie bietet über die Lumea IPL-App nun exklusive SkinAI Funktionen, mit denen Sie Ihre Haut analysieren und Fortschritte verfolgen können.

Sanft und effizient für langanhaltend glatte Haut

- Schnelle Ergebnisse bei Behandlung 2x im Monat
- Mit und ohne Kabel verwendbar für eine komfortable Anwendung
- Mit Dermatologen entwickelt und somit einfach und effektiv

Komplettlösung für Gesicht und Körper

- Komplettlösung für Gesicht und Körper mit 4 intelligenten Aufsätzen
- Mit einem Haarentferner für das Gesicht ist ein glattes Gesicht zum Greifen nah
- Geeignet für die meisten Hauttöne und Haartypen

Generalüberholtes Lumea IPL

- Gleiche Ergebnisse, besser für die Umwelt

Individuelle IPL-Haarentfernung

- Sanft und komfortabel mit SenseIQ
- Smart skin analysis with SkinAI

Besonderheiten

Generalüberholtes Lumea IPL



Wir bereiten zurückgegebene Produkte wieder auf und geben ihnen ein zweites Leben, da die Materialien und Teile, die wir verwenden, bei der Herstellung die größte CO2-Belastung verursachen. Der Kauf eines generalüberholten Geräts anstelle eines brandneuen Geräts reduziert den CO2-Fußabdruck um 78%***.

Schnelle Ergebnisse durch 2x im Monat durchgeführte Behandlung




Zu Beginn alle zwei Wochen – das sind nur halb so viele Behandlungen wie bei anderen Marken. Anschließend nur eine Auffrischungsbehandlung pro Monat. Die Behandlung beider Unterschenkel dauert 8,5 Minuten.

SenseIQ Technologie



Lumea Serie 9900 verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.

Mit und ohne Kabel verwendbar für eine komfortable Anwendung



Philips Lumea wurde für eine einfache und bequeme Anwendung entwickelt. Verwenden Sie das Gerät kabelgebunden für eine schnelle Behandlung großer Körperpartien wie Ihrer Beine, oder behandeln Sie im kabellosen Akkumodus präzise schwer erreichbare Körperpartien.

4 intelligente Aufsätze



Speziell entwickelte Aufsätze passen sich perfekt jeder Körperform an und nutzen bei Verwendung die effektivsten Programme für jede Körperpartie. Gesicht: Flacher Aufsatz mit kleinem Behandlungsfenster mit UV-Filter. Körper: Nach innen gewölbt mit großem Behandlungsfenster. Bikinizone und Achselhöhlen: Nach außen gewölbt für schwer zugängliche Bereiche.


Mit Dermatologen entwickelt



Als ein führender Anbieter in der Gesundheitstechnologie hat Philips in Zusammenarbeit mit Dermatologen Lumea IPL entwickelt – zur einfachen und effektiven Verwendung zu Hause. Dank der Technologie

aus professionellen Schönheitssalons bietet Lumea IPL eine sanfte Behandlung, selbst in empfindlichen Bereichen.

Exklusive SkinAI Funktionen



Unsere kostenlose Coaching-App bietet nun Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit exklusiver SkinAI Technologie, damit Sie Ihre Haut analysieren und die Haarreduktion verfolgen können.

Haarentferner für das Gesicht inbegriffen



Zu Geräten der Lumea IPL Serie 9900 gibt es nun den Philips Haarentferner für das Gesicht. Jetzt können Sie Babyhärchen schnell und sicher entfernen, bevor Sie mit der Lichtbehandlung mit Lumea beginnen.

Für die meisten Haut- und Haartypen



IPL benötigt einen Kontrast zwischen dem Pigment in der Haarfarbe und dem Pigment im Hautton und funktioniert daher bei natürlich dunkelblondem, braunem und schwarzem Haar sowie hellen bis dunkelbraunen Hauttönen (I-V).

Daten

Technische Daten der Aufsätze

Aufsatz zur Behandlung am Körper: Form:

konvex geschwungen, Größe des

Behandlungsfensters: 4,1 cm², Individuelle

Behandlung für den Körper: Beine, Arme und

Bauch

Aufsatz zur Behandlung im Gesicht: Form: flach,

Größe des Behandlungsfensters: 2 cm²,

zusätzlicher Filter, Individuelle Behandlung für

das Gesicht: Oberlippe, Kinn und Kieferpartie

Bikinizonenbehandlungs-Aufsatz: Form: konkav

geschwungen, Größe des Behandlungsfensters:

3 cm², Individuelle Behandlung für die

empfindliche Bikinizone

Unterarmbehandlungs-Aufsatz: Form: konkav

geschwungen, Größe des Behandlungsfensters:

3 cm², Individuelle Behandlung für die

Achselhöhlen

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren

Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhindert unbeabsichtigte Lichtimpulse

Hauttongsensor: Erkennt Ihren Hautton

SmartSkin Sensor: Die richtige

Einstellungsanzeige auf Abruf

Anwendungsmodus

Slide and Flash: Für eine schnelle Anwendung

Manuell und automatisch: Für die Behandlung kleiner Bereiche

Mit Kabel/kabellos einsetzbar: Mit Kabel und kabellos verwendbar

Technische Daten

Stromspannung: 100-240 V

Batterietyp: wiederaufladbarer Akku

High Performance-Lampe: Langlebiges Produkt mit 450.000 Lichtimpulsen – entspricht einer Lampen-Lebensdauer v. 39 Jahren****

Service

Gewährleistung: 2 Jahre Gewährleistung und 1 weiteres Jahr Gewährleistung bei Produktregistrierung innerhalb von 90 Tagen

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisungen: Bedienungsanleitung

Aufbewahrung: Hochwertige Tasche

Adapter: 19,5 V/4.000 mA

Anwendungszeit

Unterschenkel: 8,5 Min.

Achselhöhlen: 2,5 Min.

Bikinizone: 2 Min.

Gesichtsbereiche: 1,5 Min.

