

# PHILIPS

## sonicare

Sonic elektriskā zobu  
suka ar īpašu lietotni

DiamondClean 9000

Viedā zobu tīrīšana tagad  
vienkāršāka

Iebūvēts spiediena sensors

Vieda birstes galviņas  
atpazīšana

4 režīmi, 3 intensitātes līmeņi



HX9911/23



## Jūsu veselīgākais smaids katru dienu Dziļa tīrīšana veselīgākam smaidam.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 nodrošina optimālu veiktspēju aplikuma noņemšanai, veselīgākām smaganām un zobu balināšanai, palīdzot jums veikt dziļāku tīrīšanu veselīgākam smaidam.

### Designed around you

- Saru forma, kas gādā par smaidu

### Uzlabo zobu tīrīšanu

- Vienkārša un vizuāli pievilcīga uzlāde — mājās un ārpus tām

### Premium performance

- All-in-One zobu birstes uzgalis vispusīgai kopšanai
- Zobu tīrīšana ar Sonic tehnoloģiju: efektīvas tīrīšanas meistarklase

### Ļaujiet DiamondClean 9000 pielāgoties jūsu vajadzībām


- Personalizēta zobu tīrīšana
- Informē jūs, ja tīrīšanā pielietojat pārmērīgu spēku
- BrushSync automātiski izvēlas vislabāko režīmu tieši jums
- Vienmēr ziniet pareizo uzgaļa nomaiņas brīdi

### Esiet informēts, pateicoties personalizētam progresā ziņojumam

- Uzsāciet un turpiniet veselīgus ieradumus

## Izceltie produkti

### Premium All-in-One zobu birstes uzgali



Tīriet bez kompromisiem ar A3 Premium zobu birstes uzgali "viss vienā". Mūsu visu laiku labākajam zobu birstes uzgalim ir leņķī izvietoti sari, kas palīdz likvidēt līdz 20 reizēm vairāk aplikuma pat grūti aizsniedzamās vietās.\* Trīsstūra formas sari likvidē līdz 100% vairāk plankumu mazāk nekā divās dienās.\*\* Turklāt garie sari nodrošina dziļu tīršanu smaganām, padarot tās līdz 15 reizēm veselīgākas vien divu nedēļu laikā.\*\* Tas viss, pat nemainot zobu birstes uzgaļus. Vai zinājāt, ka zobu birstes uzgaļi pēc trīs mēnešu lietošanas kļūst mazāk efektīvi? Mūsu BrushSync funkcija jums var atgādināt, kad tuvojas laiks tos nomainīt.

### Noapaļots profils



Izliektais profils palīdz sariem nokļūt tieši tur, kur nepieciešams. Ieguldot neatlaidīgu darbu, mēs esam izveidojuši universālu risinājumu, kas sniedz izcilu mutes kopšanu.

### Uzticama zobu tīršana ar Sonic tehnoloģiju



Notīriet aplikumu ar Sonic tehnoloģiju – mūsu augstākais kritērijs efektīvai un saudzīgai tīršanai. Kamēr tīrāt zobus, līdz pat 62 000 saru kustību un dinamiskas, plūstošas darbības palīdz iztīrīt pat grūti aizsniedzamas vietas, gādājot par izteiktu tīrības un svaiguma sajūtu mutē.

### 4 režīmi, 3 intensitātes līmeņi



DiamondClean 9000 ir Clean, White+, Gum Health un Deep Clean+ režīmi, lai nodrošinātu visas zobu tīršanas vajadzības. Režīms Clean ir paredzēts izcilai zobu tīršanai ikdienā, White+ paredzēts aplikuma noņemšanai, Gum Health maigi un efektīvi notīra smaganas, un režīms Deep Clean+ nodrošina rūpīgu tīršanu un atsvaidzinājumu. Zobu birstei ir trīs spēka pakāpes, un jūs varat izvēlēties intensīvu tīršanu vai maigāku spēku jutīgam mutes dobumam.

### Iebūvēts spiediena sensors



Iespējams, jums nešķiet, ka piemērojat pārāk lielu spēku, tomēr jūsu DiamondClean 9000 to pamanīs. Ja uzspiedīsiet pārāk spēcīgi, rokturis

sāks nedaudz pulsēt, norādot, ka jārikojas uzmanīgāk. Ļaujiet zobu birstei strādāt. 7 no 10 cilvēkiem atzina, ka šī funkcija ir noderīga, un sāka tīrīt zobus labāk.

### BrushSync savienošanas funkcija



Viedās zobu birstes uzgaļi nodrošina to, ka lietojat pareizo režīmu un intensitāti, lai panāktu vislabāko tīršanas rezultātu. Piemēram, jūs izmantojat W3 Premium White birstes uzgali. Jūsu DiamondClean 9000 BrushSync tehnoloģija automātiski sinhronizēs jūsu birstes uzgali ar White+ režīmu, lai palīdzētu jums padarīt zobus baltākus.

### BrushSync uzgaļa nomainas atgādinājums



Ar laiku visi zobu birstes uzgaļi nolietojas, tāpēc jums jāpievērš uzmanība savējam, lai jūs turpinātu izbaudīt lielisku tīršanu. Mūsu BrushSync tehnoloģija pārbauda, cik ilgi esat lietojis savu birstes uzgali un cik spēcīgi esat tīrījis zobus. BrushSync nomainas atgādinājums uz roktura un īss skaņas signāls dos jums ziņu, kad būs laiks to nomainīt.

# Specifikācijas

## Savienojamība

**Bluetooth® bezvadu tehnoloģija:** Viedā zobu tīrīšanas lietotne

## Strāvas padeve

**Spriegums:** 110–220 V

## Tehniskā specifikācija

**Akumulators:** Uzlādējams

**Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai):**

14 dienas\*\*\*\*

**Akumulatora tips:** Litija jonu

## Dizains un apdare

**Krāsa:** Rose gold

## Serviss

**Garantija:** 2 gadu ierobežota garantija

## Saderība

**Android saderība:** Android tālruni, Bluetooth 4.0 un jaunākas versijas, Meklējiet Sonicare pakalpojumā Google Play Store, lai skatītu detalizētu OS saderību.

**iOS saderība:** iPhone ar Bluetooth 4.0 un

jaunākām versijām, Meklējiet Sonicare pakalpojumā App Store, lai skatītu detalizētu iOS saderību.

## Vienkārša lietošana

**Rokturis:** Plāns ergonomisks dizains

**Roktura saderība:** Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

**Nomainas atgādinājums:** Izcila rezultāta nodrošināšanai katru reizi, iedegas atgādinājuma ikona

**Birstes uzgaļa atpazīšanas funkcija:**

Sinhronizācija ar optimālo darbības režīmu

**Akumulatora indikators:** Izgaismota ikona

norāda baterijas darbmūžu

**Displejs:** Izgaismots displejs

## Komplektā iekļautie piederumi

**Suku uzgaļi:** 1 A3 Premium All-in-One

**Ceļojumu futrālis:** 1 USB lādēšanas futrālis

**Rokturis:** 1 DiamondClean 9000

**Lādētājs "Glāze":** 1

## Tīrīšanas veiktspēja

**Veselības ieguvumi:** Līdz 15 reizēm veselīgākas smaganas\*\*

**Sniegums:** Likvidē līdz 20x vairāk aplikuma\*

**Ātrums:** Līdz 62 000 birstes kustību/min

**Balinošās īpašības:** Līdz 100 % mazāk plankumu\*\*\*

**Taimeris:** BrushPacer un SmarTimer

**Informācija par tīrīšanas spiedienu:** Rokturis vibrē, lai brīdinātu lietotāju

## Režīmi

**3 intensitātes pakāpes:** Augsta, Vidēja, Zema

**Tīrīšana:** Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

**Deep Clean+:** Atsvaidzinošai un rūpīgai tīrīšanai

**Smaganu veselība:** Pievēršot īpašu uzmanību dzerokļiem

**Balināšana+:** Virsmas plankumu noņemšanai

## Smart sensoru tehnoloģija

**BrushSync uzgaļa nomainas atgādinājums:**

Vienmēr ziniet pareizo, uzgaļa nomainas brīdi

**Spiediena sensors:** Brīdina, ja tirot tiek lietots pārmērīgs spiediens

**BrushSync tehnoloģija:** Savieno viedo zobu

birstes rokturi, ar viedo zobu birstes uzgali

## BrushSync savienošanas funkcija

**A3 Premium All-in-One:** Savienojas pārī

Clean režīmā



\* salīdzinot ar parasto zobu birste.

\*\* izmantojot ar A3 birstes uzgaļiem, salīdzinot ar parasto zobu birste.

\*\*\* salīdzinot ar parasto zobu birste; laboratorijas pētījumi; faktiskie rezultāti var atšķirties.

\*\*\*\* Katru dienu divas reizes tirot zobus divas minūtes.