

PHILIPS

sonicare

Elektriline Sonic-hambahari
koos rakendusega

DiamondClean 9000

Juhendatud harjamine on lihtne

Sisseehitatud surveandur

Nutikas harjapea tuvastus

Neli režiimi, kolm intensiivsust



HX9911/23



Teie kõige tervem naeratus iga päev Sügavpuhastus loob tervema naeratus

Philips Sonicare DiamondClean 9000 eemaldab tõhusalt hambakatu, tagades tervemad igemed ja valgemad hambad ning aidates teil saavutada sügavpuhastuse ja tervema naeratus.

Disainitud ümbrusega sobivaks

- Teie suu jaoks disainitud harjaste kuju

Optimeerib harjamist

- Lihtne ja mugav laadimine – kodus ja liikvel olles

Tiptasemel jõudlus

- Kõik ühes harjapea, mis pakub täielikku hooldust
- Sonic harjamine: tõhusa puhastamise meistrikläss

Laske DiamondClean 9000-l enda vajadustega kohaneda


- Isikupärastatud harjamiskogemus
- Annab teada, kui harjate liiga tugevasti
- BrushSync valib teile automaatselt parima režiimi
- Teadke alati, millal on vaja harjapead vahetada

Püsige rajal tänu personaliseeritud edusammude aruandele

- Alustage oma hambapesu rutiini jälgimist

Esiletõstetud tooted

Tiipsemel kõik ühes harjapea



A3 Premium All-in-One harjapea puhastab tõhusalt, ilma kompromisside tegemata. Meie kõigi aegade parimal harjapeal on nurga all paigutatud harjased, mis aitavad eemaldada kuni 20 x rohkem hambakattu isegi raskesti ligipääsetavatest piirkondadest*. Kolmnurksed tipud töötavad, et eemaldada kuni 100% rohkem plekke vähem kui kahe päevaga***. Pikemad harjased puhastavad sügavalt igemeid, mis on vaid kahe nädala pärast 15 x tervemad**. Kõik see toimub ühe harjapeaga, ilma et peaksite kasutama erinevaid harjapeasid. Kas teadsite, et harjapead on pärast 3 kuu pikkust kasutamist vähem tõhusad? Meie BrushSync funktsioon tuletab meelde, kui on aeg harjapead vahetada.

Ümarad harjased



Ümara kuju aitab harjastel minna sinna, kuhu nad minema peavad. Läbi uuendusliku disainiprotsessi oleme loonud kõik ühes lahenduse, mis tagab suurepärase suuhügieeni.

Usaldusväärne Sonic harjamine



Sonic tehnoloogia eemaldab hambakattu tõhusalt kuid õrnalt. 62 000 harjaliigutust ja dünaamiline vedelikuvoog aitab puhastada ka

raskesti ligipääsetavatest kohtadest Tulemuseks on erakordselt värske ja puhas tunne.

Neli režiimi, kolm intensiivsust



DiamondClean 9000 hambaharjal on kõigi teie vajaduste jaoks erinevad režiimid: Clean, White+, Gum Health ja Deep Clean+. Clean režiim on igapäevaseks hambapesuks, White+ on hambakatu eemaldamiseks, Gum Health puhastab õrnalt, kuid tõhusalt igemeid ning Deep Clean+ annab värskendava ja põhjalikuma puhastuse. Hambaharjal on kolm intensiivsuse seadistust, seega saate valida tugevama või tundlike hammaste jaoks õrnema puhastuse.

Sisseehitatud surveandur



Te ei pruugi märkata, kui te liiga kõvasti harjate, kuid DiamondClean 9000 hambaharjal ei jää see märkamata. Kui vajutate liiga tugevalt, siis hakkab käepide kergelt pulseerima ja te saate teada, et tuleb olla ettevaatlikum. Laske harjal oma tööd teha. 7 inimest 10 hulgast pidasid seda funktsiooni kasulikuks ja hakkasid selle tulemusel oma hambaid paremini harjama.

BrushSync režiimi ühildumine




Nutikad harjapead tagavad, et kasutaksite parima tulemuse saavutamiseks õiget režiimi ja intensiivsust. Ütleme näiteks, et kasutate W3 Premium White harjapead. Teie DiamondClean 9000 BrushSync tehnoloogia sünkroniseerib teie harjapea automaatselt White+ režiimiga ja aitab teil hambaid valgemaks muuta.

BrushSync vahetamise meeldetuletus



Kõik harjapead kuluvad ühel hetkel ära, seega tuleb teil parima tulemuse tagamiseks ka enda harjapea kulumist jälgida. Meie BrushSync tehnoloogia peab arvestust harjapea kasutusaja ja selle üle, kui tugevalt olete harjanud. Kui vahetamisaeg on käes, annab sellest teada käepidemel olev BrushSync vahetamise meeldetuletus ja lühike helisignaal.

Reaalajas tagasiside



DiamondClean 9000 annab teile nõu, kuidas saaksite hammaste harjamist parandada. Sisseehitatud andurid annavad märku, kui harjate liiga tugevalt, ja ühendatud Sonicare'i rakendus loob personaalse aruande, mis aitab teil oma harjumusi ja arengut jälgida.

Spetsifikatsioon

Ühenduvus

Bluetooth® -i juhtmeta tehnoloogia: Ühendatud harjamisrakendus

Võimsus

Pinge: 110–220 V

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): 14 päeva****

Aku tüüp: Liitiumioon

Disain ja viimistlus

Värv: Roosa kuld

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Ühilduvus

Ühilduvus Androidiga: Androidiga telefonid, Bluetooth 4.0 ja uuemad, Üksikasjaliku OS-iga ühilduvuse kohta otsige Google Play poest märksõna Sonicare.

Ühilduvus iOS-iga: iPhone, millel on Bluetooth

4.0 või uuem versioon, iOS-iga ühilduvuse jaoks otsige App Store'is märksõna Sonicare järgi.

Kergesti kasutatav

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Käepide: Peenike, ergonomiline disain

Asendamise meeldetuletus: Alati parimate tulemuste tagamiseks, süttib meeldetuletuse ikoon

Harjapea tuvastus: Ühildub optimaalse režiimiga

Akunäidik: Valgustatud ikoon näitab aku tööiga

Ekraan: Valgustatud ekraan

Kaasolevad tarvikud

Reisivutlar: 1 USB-laadimisümbris

Harjapead: 1 A3 Premium All-in-One

Käepide: 1 DiamondClean 9000

Laadimisklaas: 1

Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Kuni 15× tervemad igemed**

Talitlus: Eemaldab kuni 20× rohkem hambakattu*

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Valgemad hambad: Kuni 100% vähem plekke***

Taimer: BrushPacer ja SmartTimer

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

Režiimid

Kolm intensiivsust: Kõrge, Keskmine, Madal

Puhastamine: Igapäevaseks tiptasemel puhastamiseks

Deep Clean+: Tagab ergutava sügavpuhastuse

Igemete tervis: Eriline tähelepanu

purihammastele

White+: Pinnalt plekkide eemaldamine

Nutikate anduritega tehnoloogia

BrushSynxi vahetamise meeldetuletus: Teadke alati, millal tuleb, harjapead vahetada

Surveandur: Annab liiga tugevast harjamisest märku

BrushSynxi tehnoloogia: Ühendab nutika käepideme ja, nutika harjapeaga

BrushSync-režiimi ühildumine

A3 Premium All-in-One: Ühildumine puhastusrežiimiga

