

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents électrique
avec application

DiamondClean Smart
9400

Élimine jusqu'à 20 fois plus de
plaque dentaire*

Des gencives jusqu'à 15 fois plus
saines**

Jusqu'à 100 % de taches en
moins***

Alerte de pression visible



HX9918/89

Une hygiène bucco-dentaire totale pour une bouche plus saine

L'assurance d'une efficacité à 100 %

La DiamondClean Smart nettoie en profondeur, pour un sourire plus blanc et sain. Les têtes de brosse hautes performances répondent à tous vos besoins en matière d'hygiène bucco-dentaire, tandis que la technologie Smart Sensor vous fournit des informations personnalisées et vous permet de progresser.

Suivi personnalisé via l'application pour se perfectionner

- Vous aide à améliorer votre technique de brossage
- Vous guide et fournit des indications en temps réel pendant le brossage
- Guidage connecté pour un brossage en douceur
- Vous encourage à repasser sur les zones négligées, pour un brossage à 100 %
- Prenez plus soin des zones problématiques

Optimisez votre brossage


- Pour une tête de brosse offrant une efficacité optimale
- Sélectionne automatiquement le mode qui vous convient
- Faites votre choix parmi 4 modes et 3 réglages d'intensité
- Solution de charge simple et élégante, chez soi comme en déplacement

Des performances Premium

- Tête de brosse tout-en-un, pour un soin complet
- Brossage sonique : le summum de l'efficacité

Points forts

Tête de brosse Premium tout-en-un




Brossez-vous les dents sans compromis avec la tête de brosse A3 Premium tout-en-un. La meilleure de nos brosses à dents est dotée de brins inclinés éliminant jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire, même dans les zones difficiles d'accès*. Les pointes triangulaires permettent d'éliminer jusqu'à 100 % de taches en plus en moins de deux jours***. Et les brins plus longs nettoient en profondeur, pour des gencives jusqu'à 15 fois plus saines en seulement deux semaines**. Tout cela sans changer de tête de brosse. Saviez-vous que les têtes de brosse deviennent moins efficaces après 3 mois d'utilisation ? Notre fonction BrushSync peut vous prévenir quand il est presque temps de remplacer.

Un brossage sonore fiable




Éliminez la plaque dentaire grâce à la technologie sonore, notre référence en matière de nettoyage doux et efficace. Lorsque vous vous brossez les dents, jusqu'à 62 000 mouvements de brossage et l'action des fluides dynamiques contribuent à nettoyer les zones difficiles d'accès, pour une bouche incroyablement fraîche et propre.

4 modes, 3 réglages d'intensité




Smart DiamondClean : une solution complète. Les 3 réglages d'intensité vous permettent d'intensifier le nettoyage, tandis que les 4 modes répondent à tous vos besoins de brossage : Clean pour un brossage quotidien optimal, White+ pour éliminer les taches, Deep Clean+ pour un nettoyage en profondeur vivifiant, et Gum Health pour nettoyer en douceur le long des gencives.

Vous guide et fournit des indications en temps réel




L'application Philips Sonicare vous permet de savoir quand vos dents sont parfaitement brossées. Elle vous apprend à réaliser un brossage plus consciencieux et mieux réussi.

Fonction Retouche




S'il vous arrive de négliger une zone lorsque vous vous brossez les dents, la fonction Retouche vous prévient. Il vous suffira ensuite de la nettoyer de nouveau, pour avoir l'assurance d'un brossage complet, à chaque fois.

Zones à surveiller et définition d'objectifs




Votre dentiste vous a peut-être indiqué des zones problématiques ? Nous les mettrons en surbrillance sur la carte dentaire 3D de l'application, et nous vous rappellerons d'y faire plus attention.

Simplicité



Lorsque vous utilisez une brosse à dents électrique, le mieux est de la laisser faire le travail. Nous avons intégré au manche un capteur qui fonctionne avec notre application pour vous aider à ne pas frotter trop fort. Vous pourrez ainsi améliorer votre technique, pour un brossage plus doux et efficace.

Trop de pression ?



Vous n'avez peut-être pas conscience de vous brosser les dents trop fort, mais heureusement, votre DiamondClean Smart veille. En cas de pression excessive, l'anneau lumineux au bout du manche clignote pour vous rappeler de moins appuyer et de laisser la tête de brosse faire le travail. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les avait aidés à mieux se brosser les dents.


DiamondClean Smart 9400

Brosse à dents électrique avec application

HX9918/89


Points forts

Sélection des modes via BrushSync™



Avec notre fonction de sélection des modes via BrushSync, le brossage est toujours optimal. Les têtes de brosse intelligentes garantissent l'utilisation du mode et de l'intensité appropriés afin d'obtenir le meilleur brossage possible. Les options optimales sont sélectionnées pour vous en fonction de votre tête de brosse.

Rappels intelligents de remplacement



Les têtes de brosse s'usent au fil du temps et éliminent alors la plaque dentaire moins efficacement. Avec la reconnaissance intelligente de la tête de brosse, vous saurez toujours quand remplacer votre tête de brosse. Votre brosse à dents enregistre vos durées de brossage et la pression exercée, puis vous alerte lorsqu'il est temps de remplacer la tête. Vous pouvez également contrôler la durée de vie de vos têtes de brosse dans l'application Philips Sonicare, et même en commander de nouvelles, pour ne jamais être pris de court.

Un design prenant en compte la facilité de rangement



Une simple charge permet deux semaines d'utilisation régulière, mais si le niveau de la batterie devient trop faible pendant que vous êtes en déplacement, votre coffret de voyage USB Premium fait également office de chargeur. Placez votre brosse à dents dans le coffret et connectez ce dernier à votre ordinateur portable ou branchez-le sur une prise secteur. À domicile, placez simplement votre brosse à dents dans notre élégant verre de charge. Il s'intègre parfaitement dans le décor de votre salle de bain et vous sert de verre à dents.

DiamondClean Smart 9400

Brosse à dents électrique avec application

HX9918/89

Caractéristiques

Mise à jour du produit

Période d'assistance: Philips fournira les mises à jour de sécurité nécessaires jusqu'au 31 décembre 2026.

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth® : Application de brossage connectée

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 14 jours****

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Noir

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Compatibilité

Compatibilité Android: Téléphones Android avec Bluetooth® 4.0 et plus, Recherchez Philips Sonicare dans le Google Play Store pour des informations plus détaillées sur la compatibilité avec les systèmes d'exploitation.

Compatibilité iOS: iPhone avec Bluetooth® 4.0 et

plus, Recherchez Philips Sonicare dans l'App Store pour des informations plus détaillées sur la compatibilité avec iOS.

Facile d'utilisation

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Afficheur: Écran lumineux

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Reconnaissance de la tête de brosse: Se synchronise avec le mode optimal

Indicateur de remplacement: Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

Accessoires inclus

Manche: 1 DiamondClean Smart

Étui de voyage: 1 coffret de charge USB

Têtes de brosse: 4 A3 Premium tout-en-un

Verre de charge: 1

Performances de brossage

Bénéfices santé: Des gencives jusqu'à 15 fois plus saines**

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Performances: Élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire*

Minuteur: BrushPacer et SmarTimer

Efficacité blancheur: Jusqu'à 100 % de taches en moins***

Indicateur de pression: Anneau lumineux violet, Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Retouche: Garantit un brossage à 100 %

Modes

3 réglages d'intensité: Fort, Moyen, Faible

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur

Gum Health: Apporte une attention particulière aux molaires

White+: Pour éliminer les taches de surface

Sélection des modes BrushSync

A3 Premium tout-en-un: Sélection du mode Clean

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Capteur de position: Surveille et améliore l'étendue du brossage

Capteur de mouvements: Vous aide à moins frotter

Carte dentaire 3D: Met les zones problématiques en surbrillance

Retouche: Pour brosser les zones négligées

Capteur de position: Vous guide vers les zones que vous avez oubliées



* par rapport à une brosse à dents manuelle.

** Lors de l'utilisation d'une tête de brosse A3, par rapport à une brosse à dents manuelle.

*** Par rapport à une brosse à dents manuelle. Étude réalisée en laboratoire ; les résultats effectifs peuvent varier.

**** Par rapport à une tête de brosse DiamondClean.

***** Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard.