

PHILIPS

sonicare



Spazzolino elettrico
sonico con app

DiamondClean
Smart 9400

Una rimozione della placca fino a
20 volte superiore*

Gengive fino a 15 volte più
sane**

Fino al 100% di macchie in
meno***

Avviso di pressione visibile



HX9918/89

Igiene orale completa per una bocca più sana

Ottieni la sicurezza di una pulizia completa

DiamondClean Smart assicura una pulizia profonda per un sorriso più bianco e più sano. La testina ad alte prestazioni ti permette di dedicarti a tutti gli aspetti della tua igiene orale, mentre la tecnologia Smart Sensor ti consente di ricevere feedback e coaching personalizzati.

Coaching personalizzato per una pulizia perfetta

- Guida intelligente per una pulizia delicata
- Aiuta a migliorare la tecnica di pulizia
- Ti guida e ti fornisce un feedback immediato durante la pulizia
- Indica eventuali punti tralasciati per una copertura del 100%
- Prenditi maggiore cura delle zone problematiche

Pulizia ottimale


- Seleziona automaticamente la modalità più adatta a te
- Assicurati di ottenere il massimo dalla testina
- Scegli tra 4 modalità e 3 impostazioni di intensità
- Ricarica in modo semplice ed elegante a casa e fuori

Premium performance

- Testina All-in-One per un'igiene orale completa
- Pulizia sonora: il capolavoro di una pulizia efficace


In evidenza

Testina Premium All-in-One



Pulizia senza compromessi con la testina Premium All-in-One A3. Il nostro miglior prodotto di sempre è dotato di setole angolate per rimuovere fino a 20 volte più placca anche nei punti più difficili da raggiungere*. Le punte triangolari rimuovono fino al 100% di macchie in più in meno di due giorni***. Le setole più lunghe puliscono in profondità per gengive fino a 15 volte più sane in appena due settimane**. Tutto questo senza cambiare testine. Sapevi che le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo? La nostra funzione BrushSync ti ricorda quando è quasi giunto il momento della sostituzione.

Pulizia sonora affidabile




Rimuovi la placca con la tecnologia sonora: il nostro punto di riferimento per una pulizia efficace e delicata. Mentre spazzoli i denti, fino a 62.000 movimenti delle setole e un'azione fluida e dinamica consentono di pulire anche i punti più difficili da raggiungere, lasciando la bocca eccezionalmente fresca e pulita.

4 modalità, 3 impostazioni di intensità




DiamondClean Smart ti consente di ottenere prestazioni ottimali. Le nostre 3 impostazioni di intensità ti garantiscono risultati migliori e le nostre 4 modalità soddisfano tutte le tue esigenze in fatto di pulizia: modalità Clean, per un'eccezionale pulizia quotidiana, Deep Clean+, per una pulizia rinvigorente e profonda, e Gum Health, per una pulizia delicata lungo il bordo gengivale.

Ti guida e ti fornisce un feedback immediato




Grazie all'app Philips Sonicare saprai quando hai raggiunto una pulizia profonda e riceverai istruzioni per spazzolare in maniera più consapevole.

Funzione TouchUp




Se durante la pulizia dei denti ti capita di tralasciare alcuni punti, la funzione TouchUp dell'app te li indicherà. In questo modo potrai effettuare una seconda passata per assicurarti di ottenere una pulizia completa ogni volta.

Zone specifiche e obiettivi




Il tuo dentista ha segnalato zone problematiche? Le indicheremo nell'app sulla mappa in 3D del cavo orale e ti ricorderemo di prestare particolare attenzione a queste zone.

Detto fatto



Con uno spazzolino elettrico, puoi lasciare che la testina effettui la pulizia. Abbiamo integrato un sensore nel manico e collegato all'app che ti ricorda di ridurre lo sfregamento. In questo modo, puoi migliorare la tua tecnica e ottenere una pulizia più delicata ed efficace.

Pressione eccessiva?



Nel caso in cui stia esercitando troppa pressione, DiamondClean Smart se ne accorgerà e l'anello luminoso all'estremità del manico lampeggerà. Si tratta di un promemoria per diminuire la pressione e lasciar lavorare la testina dello spazzolino. 7 persone su 10 hanno trovato questa funzione utile per ottenere una pulizia migliore.


DiamondClean Smart 9400

Spazzolino elettrico sonico con app

HX9918/89


In evidenza

Associazione con modalità BrushSync




Con la funzione di associazione BrushSync, otterrai sempre la migliore pulizia possibile. Infatti, le testine intelligenti sono in grado di monitorare la tua tecnica, così da selezionare la modalità e il livello di intensità ottimali per ottenere una pulizia eccezionale.

Promemoria intelligente per la sostituzione della testina



Le testine si usurano nel tempo e diventano meno efficaci nel rimuovere la placca. Grazie al riconoscimento intelligente della testina saprai sempre quando è necessario sostituire la testina. Il tuo spazzolino monitora per quanto tempo e con quale intensità hai utilizzato ciascuna testina e ti avvisa quando è arrivato il momento di sostituirla. È inoltre possibile monitorare la durata delle testine nell'app Philips Sonicare e persino ordinare testine di ricambio, così non resterai mai senza.

Progettato per essere facile da conservare



Una singola ricarica completa garantisce due settimane di utilizzo regolare. Tuttavia, se lo spazzolino si scarica mentre sei in viaggio, la custodia da viaggio deluxe serve anche come caricabatterie USB. Basta mettere lo spazzolino nella custodia e collegarla al tuo laptop o a una presa a muro. E per ricaricare a casa, ti basta inserire lo spazzolino nell'elegante bicchiere di ricarica, che si adatta allo stile del tuo bagno e funziona anche come normale bicchiere per il risciacquo dopo la pulizia.

DiamondClean Smart 9400

Spazzolino elettrico sonico con app

HX9918/89

Specifiche

Aggiornamento del prodotto

Periodo di supporto: Philips fornirà gli aggiornamenti di sicurezza necessari fino al 31 dicembre 2026.

Connettività

Tecnologia wireless Bluetooth®: App per la pulizia denti connessa

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica): 14 giorni*****

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Nero

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Compatibilità

Compatibilità Android: Telefoni Android con Bluetooth 4.0 e versioni successive, Cerca Sonicare su Google Play Store per informazioni dettagliate sulla compatibilità del sistema operativo.

Compatibilità iOS: iPhone con Bluetooth 4.0 e

versioni successive, Cerca Sonicare sull'App Store per informazioni dettagliate sulla compatibilità iOS.

Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: L'icona illuminata indica la durata della batteria

Display: Display illuminato

Manico: Design ergonomico e compatto

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Riconoscimento della testina: Si sincronizza con la modalità ottimale

Avviso di sostituzione: Per garantire sempre risultati ottimali, l'icona del promemoria si illumina

Accessori inclusi

Custodia da viaggio: 1 Custodia di ricarica USB

Testine: 4 All-in-One Premium A3

Manico: 1 DiamondClean Smart

Caricatore in vetro: 1

Prestazioni di pulizia

Benefici per la salute: Gengive fino a 15 volte più sane**

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Prestazioni: Rimuove fino a 20 volte più placca*

Effetto denti più bianchi: Fino al 100% di macchie in meno***

Timer: BrushPacer e SmarTimer

Feedback sulla pressione esercitata: L'anello luminoso si illumina in viola, Vibrazione del manico per avvertire l'utente

TouchUp: Garantisce il 100% di copertura

Modalità

3 intensità: Alta, Media, Bassa

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Deep Clean+: Per una pulizia profonda

Gum Health: Attenzione particolare per i molari

White+: Per rimuovere le macchie superficiali

Associazione con modalità BrushSync

Premium All-in-One A3: Associazione con la modalità Clean

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

Sensore di localizzazione: Monitora e migliora la copertura

Sensore di spazzolamento: Guida per ridurre lo sfregamento

Mappa 3D del cavo orale: Indica le zone problematiche

TouchUp: Per tornare sui punti trascurati

Sensore di posizione: Ti guida verso le aree da pulire

