

PHILIPS

sonicare

Ladattava
sähköhammasharja

FlexCare Platinum

3 harjaustilaa, 3 tehoa

2 harjaspäätä

Paineanturi

Harjaspäiden UV-puhdistuslaite

HX9142/10



Poikkeuksellisen tehokas hammasvälien puhdistus

Poistaa jopa seitsemän kertaa enemmän plakkia hampaiden välistä*

Yhdeksän erilaista harjaspäätä, intuitiivinen paineanturi ja edistynyt harjaspäätetekniikka – Philips Sonicare FlexCare Platinum -hammasharja puhdistaa kokonaisvaltaisesti, poistaa huipputehokkaasti plakkia ja parantaa ikenien terveyttä.

Auttaa noudattamaan hampaidenpesua koskevia ohjeita

- Ilmoittaa liian kovasta harjaamisesta
- Ajastimet kannustavat perusteelliseen harjaamiseen

Itse muokattava harjauskokemus

- Mukautaa harjaustilaa ja -tehoa

Tehokas puhdistus edistää hampaiden ja ikenien terveyttä

- Sonic-tekniikka suun hyvinvoinnin parantamiseen
- Poistaa jopa seitsemän kertaa enemmän plakkia hampaiden välistä
- Todistettu kliinisesti kohentavan ienten terveyttä kahdessa viikossa
- Uusi InterCare-harjaspää tarjoaa edistynyttä hammasvälien puhdistusta

Sopii elämäntyyliisi

- Pitkä akunkesto ja matkakotelo
- Kätevä kuljetuslaukku ja laturi


Kohokohdat

9 kokonaisvaltaista harjauskokemusta



FlexCare Platinumissa voit valita omasi kolmesta harjaustilasta – Clean, White tai Gum Care – ja kolmesta tehotasosta – matala, keskitaso tai voimakas – jolloin harjauskokemus on sopiva juuri sinulle.

Kohentaa ienten terveyttä kahdessa viikossa



Ientulehdusta, verenvuotoa ja tulehduksia vähentävässä ienhoito-harjaustilassa FlexCare Platinumin on kliinisesti todistettu parantavan ienten hyvinvointia jo kahdessa viikossa.

InterCare-harjaspääteknologia



Ienrajasta huolehtivan uuden InterCare-harjaspään erityisen pitkät harjakset yltyvät syvälle hampaiden väliin. Edistyneen puhdistustekniikan ansiosta se poistaa plakin ja kiillottaa hampaat, ja sen sinisestä valkoiseksi haalistuvat harjaspäät muistuttavat harjaspään vaihtamisesta.

Sonic-teknikka




Toisin kuin perinteisessä sähköhammasharjassa Philips Sonicaressa on patentoitu Sonic-teknikka. Sonicaren ainutlaatuinen dynaaminen puhdistustoiminto ohjaa nesteen hammasväleihin poistaen plakkia hellävaraisesti hampaiden välistä ja ienrajasta.

Ulottuu syvälle hammasväleihin



FlexCare Platinum yltyä syvälle hammasväleihin poistaen plakkia erityisen tehokkaasti. Sen on kliinisesti todistettu poistavan 7 kertaa manuaalista hammasharjaa enemmän plakkia hammasväleistä.

Intuitiivinen paineanturi




FlexCare Platinumissa on ainutlaatuinen intuitiivinen paineanturi liian kovan harjaamisen ehkäisyyn. Runko ilmoittaa värisemällä, jos käytät liikaa voimaa.

Sopii elämäntyyliisi



Ensiluokkaisessa matkakotelossa säilytät hammasharjaa hygieenisesti, ja pienikokoinen matkalaturi huolehtii virransaannista matkoilla. Yksi täysi lataus riittää normaalissa käytössä kahdeksi viikoksi, joten et joudu tinkimään raikkaasta tunteesta matkoillakaan.

Quadpacer ja Smartimer



FlexCare Platinumissa on kaksi ajastinta, jotka kannustavat perusteelliseen harjaamiseen. Quadpacer-intervalliajastin kertoo, milloin on aika siirtyä seuraavaan suuneljännekseen, ja Smartimer auttaa harjaamaan hammaslääkärin suositteleman kahden minuutin ajan.

Kuljetuslaukku ja laturi



FlexCare Platinum on helposti pakattavine kuljetuslaukuineen ja kompakteine matkalatureineen helppo ottaa mukaan minne tahansa.

Tekniset tiedot

Virta

Jännite: 110-220 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 3 viikkoa**

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Valkoinen, etupaneeli metallinen

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun tilan

Näyttö: Valaistu näyttö

Harjausaika: Jopa 3 viikkoa**

Pakkauksen sisältö

Laturi: 1

Harjaspäät: 1 InterCare Standard -harjaspää, 1 InterCare Compact -harjaspää

Rungot: 1 FlexCare Platinum -kahva

Kuljetuskotelo: 1

UV-puhdistuslaite

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia

Terveysedut: Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa

Paineanturi: Varoittaa rungon värinällä

Valkaiseva ominaisuus: Auttaa poistamaan tummentumia luonnollisesti

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

3 tehoa: Matala, M, Korkea

Valkoinen: Poistaa tummentumia

Ikenien suojaus: Hieroo hellästi ikeniä

