

# PHILIPS

## sonicare

### Testine mini

### InterCare

Confezione doppia

Dimensioni mini

Ad aggancio

Pulizia degli spazi interdentali

HX9012/07



## Pulizia superiore\* anche negli spazi interdentali.

Pulizia anche degli spazi interdentali e delle zone difficili da raggiungere

La testina Philips Sonicare InterCare è perfetta per eliminare la placca depositata negli spazi interdentali, curare le gengive infiammate e sfoggiare un sorriso bello e sano.

#### **Testina compatibile con più manici**

- Compatibile con qualsiasi spazzolino ad aggancio Philips Sonicare

#### **È stato dimostrato che migliora la salute orale**

- Parte di una migliore igiene orale quotidiana

#### **Progettato per ottimizzare le prestazioni**

- Le setole sono dotate di avviso di sostituzione per una pulizia efficace
- Progettata per raggiungere in profondità gli spazi interdentali
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare

# In evidenza

## Per raggiungere in profondità gli spazi interdentali



Questa testina per spazzolino Philips Sonicare è dotata di setole particolarmente lunghe e ad alta densità per raggiungere la placca nascosta in profondità negli spazi interdentali e in altre zone difficili da pulire. Disponibile anche in dimensione standard, più grande, per una pulizia accurata.

## Movimento sonico ottimizzato



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

## Sistema con testina ad aggancio



Questa testina si aggancia e si sgancia dallo spazzolino per facilitarne la manutenzione e la pulizia. Perfetta per tutti gli spazzolini Philips Sonicare tranne: PowerUp Battery e Essence.

## Migliore igiene orale



Tutte le testine Philips Sonicare svolgono un'azione delicata su denti e gengive e ciascuna di esse è stata testata per offrirti prestazioni eccezionali e lunga durata.

## Setole con avviso di sostituzione



Dopo mesi di utilizzo, le testine si consumano perdendo la consistenza iniziale. Le nostre setole blu ti indicano quando è arrivato il momento di sostituirle poiché diventano progressivamente più bianche. Per risultati ottimali, sostituisci la testina ogni tre mesi.

# Specifiche

## Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco

Consistenza rigida delle setole: Media

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente

Misura: Compatto

## Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Adatto per questi modelli: Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 3 Gum Health, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

## Accessori inclusi

Testine: 2 InterCare compatte

## Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

## Benefici per la salute

Rimozione della placca: Aiuta a rimuovere la placca

Salute delle gengive: Per migliorare le condizioni delle gengive

