

PHILIPS

sonicare

Spazzolino elettrico
sonico con app

DiamondClean
Smart

Coaching personalizzato

Sensori intelligenti della testina

Riconoscimento intelligente
della testina

5 modalità, 3 intensità



HX9944/13



Il nostro miglior spazzolino per un'igiene orale completa

Ottieni la sicurezza di una pulizia completa

DiamondClean Smart è il nostro spazzolino migliore, per un'igiene orale completa. Quattro testine ad alte prestazioni ti permettono di dedicarti a tutti gli aspetti dell'igiene orale, mentre la tecnologia Smart Sensor ti consente di ricevere feedback e addestramento personalizzati.

Proven to improve oral health

- Rimuove fino a 10 volte più placca* per una pulizia profonda
- Gengive fino a 7 volte più sane* in sole 2 settimane
- Ottieni un alito fresco a lungo

Coaching personalizzato per una pulizia perfetta

- Ti aiuta nello spazzolamento e ti segnala le zone trascurate
- Indica eventuali punti trascurati per una copertura del 100%
- Prenditi maggiore cura delle zone problematiche
- Ti avverte quando stai esercitando troppa forza
- Ti aiuta a ridurre lo sfregamento

Pulizia ottimale

- Le testine selezionano automaticamente le impostazioni ottimali
- Assicurati di ottenere il massimo dalla testina
- Scegli tra 5 modalità e 3 impostazioni di intensità


In evidenza

Puoi dire addio alla placca



Inserisci la testina C3 Premium Plaque Control per provare la nostra pulizia più profonda. Le setole, dotate di bordi morbidi e flessibili, si adattano alla forma di ciascun dente per offrire una superficie di contatto fino a 4 volte più ampia*** e rimuovere fino a 10 volte più placca dalle zone difficili da raggiungere*.

Cura delle gengive



Inserisci la testina G3 Premium Gum Care per migliorare la salute delle gengive. Le sue dimensioni più piccole e le setole specifiche offrono una pulizia delicata ma efficace lungo il bordo gengivale, dove hanno origine i problemi alle gengive. È clinicamente testata per ridurre le infiammazioni delle gengive fino al 100%* e per garantire gengive fino a 7 volte più sane in appena due settimane.*


1 spazzolino per la lingua TongueCare+



Inserisci la testina per la lingua TongueCare+ per eliminare i batteri, causa di cattivi odori. Le sue 240 microsetole appositamente progettate puliscono tutti i pori della lingua e rimuovono i batteri e i residui che possono provocare alito


cattivo. Utilizzalo insieme al nostro spray antibatterico per la lingua BreathRx otterrai una pulizia profonda e un alito freschissimo.

Non trascurare nessun punto




Grazie all'app Philips Sonicare saprai quando hai raggiunto una pulizia profonda e riceverai istruzioni per spazzolare in maniera più consapevole.

Funzione TouchUp




Se durante la pulizia dei denti ti capita di trascurare alcuni punti, la funzione TouchUp dell'app te li indicherà. In questo modo potrai effettuare una seconda passata per assicurarti di ottenere una pulizia completa ogni volta.

Zone specifiche e obiettivi



Il tuo dentista ha segnalato zone problematiche? Le indicheremo nell'app sulla mappa in 3D del cavo orale e ti ricorderemo di prestare particolare attenzione a queste zone.

Pressione eccessiva?




Nel caso in cui stia esercitando troppa pressione, DiamondClean Smart se ne accorgerà e l'anello luminoso all'estremità del manico lampeggerà. Si tratta di un promemoria per diminuire la pressione e lasciar lavorare la testina dello spazzolino. 7 persone su 10 hanno trovato questa funzione utile per ottenere una pulizia migliore.

Detto fatto



Con uno spazzolino elettrico, puoi lasciare che la testina effettui la pulizia. Abbiamo creato un sensore nel manico che ti ricorda di ridurre lo sfregamento. In questo modo, puoi migliorare la tua tecnica e ottenere una pulizia più delicata ed efficace.

Associazione con modalità BrushSync



Non sai quale modalità e intensità utilizzare? Nessun problema. Un microchip nella testina indica a DiamondClean Smart quale stai utilizzando. Pertanto, se inserisci ad esempio una testina Gum Care, lo spazzolino selezionerà la modalità e l'intensità ottimali per ottenere una pulizia delle gengive delicata ma efficace. Ti basterà premere il pulsante di accensione.

Specifiche

Connettività

Tecnologia wireless Bluetooth®: App per la pulizia denti connessa

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica): 14 giorni*****

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Compatibilità

Compatibilità Android: Telefoni Android, Tablet con tecnologia Bluetooth 4.0

Compatibilità iOS: iPad 3a gen o superiore, iPhone 4S o successivo, con iOS7 o successivo

Facilità d'uso

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Indicatore di stato della batteria: L'icona illuminata indica la durata della batteria

Manico: Design ergonomico e compatto

Display: Display illuminato

Riconoscimento della testina: Si sincronizza con la modalità ottimale

Avviso di sostituzione: Per garantire sempre risultati ottimali, l'icona del promemoria si illumina

Accessori inclusi

Testine: 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 G3 Premium Gum Care, 1 spazzolino TongueCare+

Manico: 1 DiamondClean Smart

Base di ricarica: 1

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Prestazioni: Rimuove fino a 10 volte più placca*

Benefici per la salute: Gengive fino a 7 volte più sane****

Timer: BrushPacer e SmarTimer

Feedback sulla pressione esercitata: L'anello luminoso si illumina in viola, Vibrazione del manico per avvertire l'utente

TouchUp: Garantisce il 100% di copertura

Modalità

3 intensità: Alta, Media, Bassa

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Deep Clean+: Per una pulizia profonda

Gum Health: Attenzione particolare per i molari

TongueCare+: Per un alito fresco a lungo

White+: Per rimuovere le macchie superficiali

Associazione con modalità BrushSync

C3 Premium Plaque Defence: Associazione con la modalità Clean

Testina Premium Gum Care G3: Associazione con la modalità Gum Health

Testina W3 Premium White: Associazione con la modalità White+

1 spazzolino per la lingua TongueCare+: Associazione con la modalità TongueCare

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

Sensore di localizzazione: Monitora e migliora la copertura

Sensore di spazzolamento: Guida per ridurre lo sfregamento

Mappa 3D del cavo orale: Indica le zone problematiche

TouchUp: Per tornare sui punti trascurati

Sensore di posizione: Ti guida verso le aree da pulire

Supporto software

Aggiornamenti software: Philips offre i relativi aggiornamenti software per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto.



* Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

** rispetto a uno spazzolino manuale utilizzato con un dentifricio sbiancante leader di categoria

** rispetto a DiamondClean

****dopo 2 settimane in modalità Gum Health, rispetto a uno spazzolino manuale

****dopo 3 giorni di utilizzo in modalità White+ rispetto a uno spazzolino manuale

****sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità standard