

PHILIPS

sonicare



Elektrische
Schallzahnbürste

2000 Series

Sonicare Schalltechnologie

4-Quadranten-Timer und 2-
Minuten-Timer

Schlankes, ergonomisches Design



HX3658/13

Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie.

Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung*

Die Schalltechnologie in Kombination mit unserem Bürstenkopf entfernt Plaque sanft und bis zu 3 x mehr* als eine Handzahnbürste.

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- 14 Tage Akkulaufzeit

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Optimieren Sie Ihr Putzerlebnis mit dem 2-Minuten-Timer und dem 4-Quadranten-Timer

Einfacher Übergang zu Sonicare

- Easy-Start erleichtert den Übergang

Schützt Ihr Zahnfleisch

- Sicher und schonend im Gebrauch

Hervorragende Reinigung

- Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung
- Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste*

2000 Series

Elektrische Schallzahnbürste

HX3658/13

Daten

Leistung

Stromspannung: DC5V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 14 Tage

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Weiß

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Artikel enthalten

Handstück: 1 2100 Philips Sonicare

Bürstenköpfe: 4 C1 ProResults

Ladegerät: 1 USB-Ladegerät

Reinigungsleistung

Leistung: Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque*

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Ausstellungsdatum
2025-05-02
Version: 7.7.1

EAN: 87 20689 00338 4

www.philips.com



Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

* vs manual toothbrush for healthier teeth and gums
* Individuelle Ergebnisse können variieren
** Die Daten sind abrufbar.