

PHILIPS

Brosse à dents électrique
avec application

Séries 7900 Advanced
Whitening

Brossage connecté en toute
simplicité

Capteur de pression intégré

Reconnaissance intelligente de
la tête

4 modes, 3 réglages d'intensité

HX9631



Tout le nécessaire pour une excellente hygiène bucco-dentaire Des dents plus blanches en une semaine

Rien de plus dur que de garder de bonnes habitudes de brossage. La Series 7900 vous aide à garder le cap entre vos visites chez le dentiste. Les capteurs intelligents intégrés vous aident à appliquer la bonne pression et le rapport des progrès de l'application à vous en tenir à votre routine de brossage.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
- Éclaircit les dents en seulement une semaine.

Un design élégant et pratique

- Boîtier de voyage avec chargeur USB intégré pour charger le manche où que vous soyez
- Esthétique et simple à charger

ExpertClean s'adapte à vos besoins

- Vous alerte si vous appuyez trop fort
- Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse
- Expérience de brossage personnalisée
- Vous alerte si vous appuyez trop fort
- BrushSync sélectionne automatiquement le mode qui vous convient

Gardez vos bonnes habitudes grâce aux conseils personnalisés

- Des conseils pour acquérir et conserver de bonnes habitudes


Points forts

Des dents naturellement plus blanches




Clipsez la tête de brosse W2 Optimal White pour éliminer les taches en surface et révéler un sourire plus éclatant. Avec ses brins centraux d'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle éclaircit les dents en seulement une semaine.

Dites adieu à la plaque dentaire



Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Capteur de pression intégré




Si vous n'avez pas conscience de vous brosser les dents trop fort, votre ExpertClean veille. Cette brosse à dents intelligente vibre pour vous rappeler de moins appuyer si nécessaire afin de laisser la tête de brosse faire le travail. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les avait aidés à mieux se brosser les dents.

Reconnaissance intelligente de la tête



Grâce aux têtes de brosse intelligentes, le mode et l'intensité permettant un brossage optimal sont sélectionnés. Par exemple, si vous utilisez la tête de brosse G3 Premium Gum Care, la technologie BrushSync de votre Series 7900 synchronise automatiquement votre tête de brosse avec le mode Gum Health afin de favoriser la bonne santé de vos gencives.

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™



Toutes les têtes de brosse finissent par s'user avec le temps. C'est pourquoi il est conseillé de les surveiller afin de s'assurer qu'elles permettent un brossage optimal. Notre technologie BrushSync mémorise depuis combien de temps vous utilisez votre tête de brosse, et la pression que vous exercez. Un rappel de remplacement BrushSync™ sur le manche et un bref signal sonore vous indiquent qu'il est temps de la remplacer.

4 modes, 3 réglages d'intensité



La Series 7900 dispose des modes Clean, White+, Gum Health et Deep Clean+ pour répondre à vos besoins en matière de


brossage. Le mode Clean assure un nettoyage quotidien exceptionnel, le mode White+ enlève les taches, le mode Gum Health offre un nettoyage efficace, mais doux des gencives et le mode Deep Clean+ garantit un nettoyage en profondeur des plus revigorants. Ces trois intensités vous permettent de choisir une intensité élevée pour un nettoyage plus efficace ou une intensité plus faible si votre bouche est plus sensible.

Capteur de pression intégré



Si vous ne vous rendez pas compte que vous vous brossez les dents trop fort, votre Series 7900 veille. La brosse à dents vibre pour vous rappeler de moins appuyer si nécessaire afin de laisser la tête de brosse faire le travail. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les avait aidés à mieux se brosser les dents.

Rapport de progression



La Series 7900 vous aide à améliorer vos habitudes de brossage et à les conserver entre deux visites chez le dentiste. Les capteurs intelligents intégrés vous alertent lorsque vous appuyez trop fort. Votre expérience de brossage est communiquée à l'application Philips Sonicare, ce qui permet de créer un rapport de progression personnalisé qui vous aide à garder le cap et à visualiser vos progrès au fil du temps.

Caractéristiques

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth® : Application de brossage connectée

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 14 jours**

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Noir

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Compatibilité

Compatibilité Android: Téléphones Android,

Tablettes compatibles Bluetooth® 4.0

Compatibilité iOS: iPad 3e génération ou ultérieure, iPhone 4S ou supérieur, avec iOS7 ou supérieur, avec système d'exploitation iOS7

Facile d'utilisation

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur de remplacement: Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 4 W2 Optimal White

Manche: 1 Série 7900

Housse de voyage: Coffret de voyage avec charge USB

Chargeur: 1

Socle pour brosse à dents: 1

Performances de brossage

Performances: Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*

Minuteur: BrushPacer et SmarTimer

Efficacité blancheur: Éclaircit les dents en une semaine

Indicateur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

3 réglages d'intensité: Faible, Moyen, Fort

Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur

Gum Health: Apporte une attention particulière aux molaires

White+: Pour éliminer les taches de surface

Sélection des modes BrushSync

W2 Optimal White: Sélection du mode White

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™: Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

Technologie BrushSync: Connecte le manche intelligent à, la tête de brosse intelligente

Prise en charge logicielle

Mises à jour logicielles: Philips offre des mises à jour de logiciels pendant une période de deux ans après la date d'achat.

