

PHILIPS

sonicare



Cepillo dental eléctrico
sónico con app

DiamondClean Smart
9400

Elimina hasta 20 veces más placa*

Encías hasta 15 veces más sanas**

Hasta un 100 % menos de
manchas***

Alerta de presión visible



HX9918/89

Cuidado completo para una boca más sana

Siente la seguridad de una cobertura total

DiamondClean Smart ofrece una limpieza profunda para conseguir una sonrisa más blanca y sana. Gracias a los cuatro cabezales de cepillado de alto rendimiento puedes ocuparte de todas las zonas de tu salud bucal, y nuestra tecnología Smart Sensor te ofrece comentarios y asesoramiento personalizados.

Asesoramiento personalizado en aplicación para cepillado perfecto

- Te guía y te proporciona comentarios instantáneos mientras te cepillas
- Te ayuda a mejorar tu técnica de cepillado
- Guía inteligente para un cuidado suave
- Te avisa de las zonas que te has dejado para conseguir una cobertura del 100 %
- Empieza a cuidar mejor las zonas problemáticas

Optimiza tu cepillado


- Asegúrate de que sacas el máximo partido a tu cabezal de cepillado
- Selecciona automáticamente el mejor modo
- Elige entre 4 modos y 3 ajustes de intensidad
- Carga fácil y con estilo en casa y fuera de ella

Premium performance

- Un cabezal de cepillado todo en uno para un cuidado completo
- Cepillado sónico: la mejor forma de lograr una limpieza eficaz

Destacados

Cabezal de cepillado Todo en Uno Premium




Limpia sin concesiones con el cabezal de cepillado Todo en Uno A3 Premium. Nuestro mejor cabezal cuenta con cerdas en ángulo para ayudar a eliminar hasta 20 veces más placa incluso en zonas de difícil acceso*. Las puntas triangulares eliminan hasta un 100 % más de manchas en menos de dos días***. Y las cerdas más largas permiten conseguir unas encías hasta 15 veces más sanas en tan solo dos semanas**. Todo ello sin necesidad de cambiar los cabezales de cepillado. ¿Sabías que los cabezales del cepillado pierden eficacia después de 3 meses de uso? Nuestra función BrushSync te avisará cuando llegue el momento de sustituir el cabezal.

Cepillado sónico de confianza




Elimina la placa con nuestra innovadora tecnología sónica y disfruta de una limpieza eficaz y suave. Durante el cepillado, los 62 000 movimientos de cerdas y la acción de fluido dinámico ayudan a las cerdas a limpiar incluso las zonas más difíciles, lo que permite lograr una sensación extraordinaria de limpieza y frescor.

4 modos, 3 ajustes de intensidad




Con DiamondClean Smart lo tendrás todo. Nuestros 3 ajustes de intensidad te permiten potenciar la limpieza y nuestros 4 modos satisfacen todas tus necesidades de cepillado: modo Limpieza para una limpieza diaria excepcional, modo Blanqueamiento+ para eliminar las manchas, modo Limpieza en profundidad+ para una intensa limpieza en profundidad y modo Cuidado de las encías para limpiar con suavidad a lo largo de la línea de las encías.

Te guía y te proporciona comentarios instantáneos




La aplicación Philips Sonicare te permite saber cuándo has conseguido una limpieza en profundidad y te ayuda a mejorar tu cepillado.

Función TouchUp




Si te dejas alguna zona mientras te cepillas los dientes, la función TouchUp de la aplicación te lo mostrará. Puedes volver a dar otra pasada para asegurarte de que obtienes siempre una limpieza completa.

Zonas de enfoque y establecimiento de objetivos




¿Tu dentista ha destacado algunas zonas problemáticas? Las resaltaremos en el mapa de la boca en 3D de la aplicación y te recordaremos que debes prestar especial atención a estas zonas.

La sencillez es la clave



Con un cepillo dental eléctrico, es mejor dejar que haga todo el trabajo. Hemos integrado un sensor de fricción en el mango que trabaja con nuestra aplicación para ayudarte a cepillarte de forma menos enérgica. Así podrás mejorar tu técnica y conseguir una limpieza más suave y eficaz.

¿Demasiada presión?



Puede que no notes que te estás cepillando con demasiada fuerza, pero el DiamondClean Smart sí. Si ejerces demasiada presión, el anillo luminoso que hay en el extremo del mango parpadeará. Así te recuerda que debes aliviar la presión y dejar que el cabezal de cepillado trabaje. Siete de cada 10 personas opinan que esta función les ha ayudado a cepillarse mejor.


DiamondClean Smart 9400

Cepillo dental eléctrico sónico con app

HX9918/89


Destacados

Emparejamiento de modo BrushSync



Siempre obtendrás la mejor limpieza posible con nuestra función de emparejamiento de modo BrushSync. Los cabezales de cepillado inteligentes garantizan que utilices el modo y la intensidad adecuados para obtener la mejor limpieza posible seleccionando el modo de cepillado y el nivel de intensidad óptimos en combinación con el cabezal de cepillado.

Recordatorios de sustitución inteligente



Los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo y pierden eficacia para eliminar la placa. Con el reconocimiento inteligente de los cabezales de cepillado, siempre sabrás cuándo debes cambiar el cabezal. El cepillo dental controla la duración e intensidad del cepillado con cada cabezal y te avisa cuando es el momento de sustituirlo. También puedes controlar la vida útil de los cabezales de cepillado en la aplicación Philips Sonicare e incluso pedir cabezales de repuesto para que nunca te falten.

Diseñado pensando en el almacenamiento



Disfrutarás de dos semanas de uso regular con una sola carga completa. Sin embargo, si te quedas sin batería mientras viajas, también puedes usar el estuche de viaje USB de lujo como cargador. Coloca el cepillo dental en el estuche y conecta este a un portátil o una toma de corriente. Al igual que al cargarlo en casa, solo tienes que colocar el cepillo en el elegante vaso de recarga, que queda genial en el baño y además te sirve para enjuagarte.

DiamondClean Smart 9400

Cepillo dental eléctrico sónico con app

HX9918/89

Especificaciones

Actualización del producto

Periodo de asistencia: Philips proporcionará las actualizaciones de seguridad necesarias hasta el 31 de diciembre de 2026.

Conectividad

Tecnología inalámbrica Bluetooth®: App de cepillado conectada

Potencia

Tensión: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): 14 días*****

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Consumo de energía: En espera sin pantalla <0,5 W

Diseño y acabado

Color: Negro

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Compatibilidad

Compatibilidad con Android: Teléfonos Android con Bluetooth 4.0 y superior, Busca Sonicare en Google Play Store para obtener información detallada sobre la compatibilidad con los sistemas operativos.

Compatibilidad con iOS: iPhone con Bluetooth

4.0 y superior, Busca Sonicare en App Store para obtener información detallada sobre la compatibilidad con iOS.

Fácil de usar

Indicador de batería: El icono iluminado indica la vida útil de la batería

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Compatibilidad con mangos: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Pantalla: Pantalla iluminada

Reconocimiento del cabezal del cepillado: Se sincroniza con el modo óptimo

Recordatorio de sustitución: Para garantizar siempre los mejores resultados, el icono de recordatorio se ilumina

Piezas incluidas

Mango: 1 DiamondClean Smart

Cabezales: 4 Todo en uno Premium A3

Vaso cargador: 1

Estuche de viaje: 1 estuche de carga USB

Rendimiento de limpieza

Beneficios para la salud: Encías hasta 15 veces más sanas**

Rendimiento: Elimina hasta 20 veces más placa*

Temporizador: BrushPacer y SmarTimer

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

Beneficios del blanqueamiento: Hasta un 100 % menos de manchas***

Información sobre la presión aplicada: El anillo

se ilumina en morado, El mango vibra para avisar al usuario

TouchUp: Garantiza un 100 % de cobertura

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

3 intensidades: Alta, Mediano, Baja

Limpieza en profundidad+: Para una limpieza en profundidad vigorizante

Cuidado de las encías: Especial atención a las muelas

Blanqueamiento: Para eliminar las manchas superficiales

Emparejamiento de modo BrushSync

Todo en uno A3 Premium: Se empareja con el modo Limpieza

Tecnología de sensor inteligente

Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada fuerza

Sensor de ubicación: Controla y mejora la cobertura

Sensor de fricción: Te guía para reducir la fricción

Mapa de la boca en 3D: Resalta las zonas problemáticas

TouchUp: Para cubrir las zonas que se han pasado por alto

Sensor de posición: Guía hacia las zonas que se hayan escapado

