

PHILIPS



光美容器

Lumea IPL 7000
Series

5段階の光の照射レベル

2種類のアタッチメント：からだ、
顔

交流式



SC1997/71

最長12か月、なめらかな肌へ*

ルメア光美容器 7000 シリーズでなめらかな肌を手に入れましょう。からだの各部位に適したアタッチメントで肌にやさしく効果的にお手入れできます。

やさしく効果的で、なめらかな仕上がりが持続

- 月に2回だけのお手入れですばやく処理
- 皮膚科医と共同で開発
- お手入れ中に使い勝手がよいロングケーブル

フェイスとボディーのフルソリューション

- 顔と全身をお手入れできる2種類のアタッチメント
- 多くの肌色と体毛色に対応

一人一人に合った IPL 脱毛法

- 肌色センサーと5段階の光の照射レベル

Lumea IPL 7000 Series

光美容器

SC1997/71

仕様

仕様 アタッチメント

からだ用アタッチメント: ウィンドウサイズ: 4.0 cm², からだのお手入れ: 脚、腕、腹、ワキ
顔用アタッチメント: ウィンドウサイズ: 2 cm², フィルター内蔵, 顔のお手入れ: 鼻下、あご、頬

調整可能な設定

内蔵 UV フィルター: 紫外線から肌を保護
5段階のエネルギー設定: お肌のタイプに合わせて調整可能
内蔵セーフティシステム: 誤照射防止機能

アプリケーションモード

連続照射モード/単回照射モード: 簡単お手入れ用
スタンプモード/フラッシュモード: 狭い部分のお手入れ用
コンセントに接続して使用可能: コードでの使用

技術仕様

高性能ランプ: 高い耐久性、照射回数250,000回、20年間のランプの寿命に相当**
対応電圧: 100-240 V

品目

取扱説明書: 取扱説明書
ストレージ: ビューティーポーチ
アダプタ: 24 V / 1,500 mA

アプリケーション時間

ひざ下 (片側): 15 分
脇: 2.5分
ビキニエリア: 4 分間
顔: 2分

* 12回のお手入れ後、ひざ下の計測結果。フィリップス調べ
** お手入れのスケジュールに従った場合。ひざ下、ビキニライン、脇、顔での使用を測定。ランプの寿命は、本体 2 年間保証を延長するものではありません

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.



仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-04-17
バージョン: 1.1.3

EAN: 87 20689 01698 8

www.philips.com