

# PHILIPS

## 光美容器

### Lumea IPL 7000 Series

5段階の光の照射レベル

3種類のアタッチメント：からだ、顔、ビキニライン

交流式



SC1998/71



## 最長12か月、なめらかな肌へ\*

ルメア光美容器 7000 シリーズでなめらかな肌を手に入れましょう。からだの各部位に適したアタッチメントで肌にやさしく効果的にお手入れできます。

#### やさしく効果的で、なめらかな仕上がりが持続

- 月に2回だけのお手入れですばやく処理
- 皮膚科医と共同で開発
- お手入れ中に使い勝手がよいロングケーブル

#### フェイスとボディーのフルソリューション

- 顔と全身をお手入れできる3種類のアタッチメント
- 多くの肌色と体毛色に対応

#### 一人一人に合った IPL 脱毛法

- 肌色センサーと5段階の光の照射レベル

# 特長

## 月に2回だけですばやく処理



2週間ごとの使用。約15分で両ひざ下をお手入れできます。

## 肌色センサー



肌色センサーが、肌色を測定し、光美容器に適さない色素の濃い部分を避けることが出来ます。

## ロングケーブル



ロングパワーケーブルだから、便利で使いやすい

## 3種類の専用アタッチメント



からだ、顔、ビキニラインそれぞれの専用ヘッドで、デリケートな部分でもすばやく正確かつ肌にやさしくお手入れできます。顔用アタッチメントには、正確なお手入れを可能にするガラスフィルターを内蔵

## 皮膚科医との共同開発



当社はヘルステックのリーダーとして、ルメア光美容器を皮膚科医と共同開発し、ご自宅で安全に、簡単かつ効果的に使用できるようにしました。ルメア光美容器なら敏感エリアもやさしく処理できます。

## さまざまな肌質、体毛の質に対応



光美容器は体毛の色素と皮膚の色素のコントラストが必要なため、ダークブロンド、ブラウン、黒髪、および白から褐色の肌色に反応します。

# 仕様

## 調整可能な設定

内蔵 UV フィルター: 紫外線から肌を保護  
5段階のエネルギー設定: お肌のタイプに合わせて調整可能  
内蔵セーフティシステム: 誤照射防止機能

## アプリケーションモード

連続照射モード/単回照射モード: 簡単お手入れ用  
コンセントに接続して使用可能: コードでの使用  
スタンプモード/フラッシュモード: 狭い部分のお手入れ用

## 技術仕様

高性能ランプ: 高い耐久性、照射回数250,000回、20年間のランプの寿命に相当\*\*  
対応電圧: 100-240 V

## 品目

取扱説明書: 取扱説明書  
ストレージ: 収納ケース  
アダプタ: 24 V / 1,500 mA

## アプリケーション時間

ひざ下 (片側): 15分  
脇: 2.5分  
ビキニエリア: 4分間  
顔: 2分

## 仕様 アタッチメント

からだ用アタッチメント: ウィンドウサイズ: 4.0 cm<sup>2</sup>, からだのお手入れ: 脚、腕、腹、ワキ  
顔用アタッチメント: ウィンドウサイズ: 2 cm<sup>2</sup>,  
フィルター内蔵, 顔のお手入れ: 鼻下、あご、頬  
ビキニライン用アタッチメント: ウィンドウサイズ: 2 cm<sup>2</sup>, ビキニラインのお手入れ

\* 12回のお手入れ後、ひざ下の計測結果。フィリップス調べ  
\*\* お手入れのスケジュールに従った場合。ひざ下、ビキニライン、脇、顔での使用を測定。ランプの寿命は、本体2年間保証を延長するものではありません

