

PHILIPS

Spazzolino elettrico
sonico con app

Series 7900

Advanced

Whitening

Spazzolamento connesso e
semplice

Sensore di pressione integrato

Riconoscimento intelligente
testina

4 modalità, 3 intensità

HX9631



Tutto ciò che ti serve per un'ottima igiene orale

Denti più bianchi in una settimana

Mantenere buone abitudini di pulizia dei denti non è semplice. Il modello serie 7900 ti guiderà tra un checkup dentistico e l'altro. Scopri quando regolare la pressione con i sensori intelligenti integrati e utilizza il report dei progressi dell'app per seguire e rispettare la tua routine di pulizia dei denti.

Proven to improve oral health

- Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale
- Denti bianchi in una sola settimana

Scopri un design intuitivo ed elegante

- Con la custodia da viaggio USB puoi portare lo spazzolino ovunque con te
- Semplice da ricaricare e avviare

Let ExpertClean adapt to your needs

- Ti avverte se stai esercitando troppa pressione
- Non dimenticare mai di sostituire le testine
- Pulizia dei denti personalizzata
- Ti avverte se stai esercitando troppa pressione
- BrushSync seleziona automaticamente la modalità più adatta a te

Stay on track with personalized guidance

- Guida dettagliata per iniziare e mantenere sane abitudini

Series 7900 Advanced Whitening

Spazzolino elettrico sonico con app

HX9631/18

In evidenza

Denti naturalmente più bianchi



Inserisci la testina W2 Optimal White per rimuovere le macchie superficiali e svelare un sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più fitte, pensate appositamente per rimuovere le macchie, è clinicamente testata per sbiancare i denti in una sola settimana.

Puoi dire addio alla placca



Le innumerevoli setole di alta qualità rimuovono fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

Sensore di pressione integrato



Nel caso in cui tu stia esercitando troppa pressione, ExpertClean se ne accorgerà. Se devi diminuire la pressione, questo spazzolino

intelligente emetterà un suono intermittente come promemoria per avisarti che è necessario lasciar lavorare la testina dello spazzolino. 7 persone su 10 hanno trovato questa funzione utile per ottenere una pulizia migliore.

Riconoscimento intelligente testina



Le testine intelligenti si assicurano che tu stia utilizzando la modalità e l'intensità giuste per ottenere le prestazioni migliori. Se, ad esempio, stai utilizzando la testina G3 Premium Gum Care, la tecnologia BrushSync serie 7900 sincronizza automaticamente la testina dello spazzolino con la modalità Gum Health per aiutarti a ottenere i risultati migliori.

Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync



Tutte le testine si usano nel corso del tempo, pertanto ti consigliamo di tenerle d'occhio per accertarti che siano ancora in grado di garantire una pulizia ottimale. La nostra tecnologia BrushSync monitora il tempo di utilizzo della testina e la pressione esercitata. Il promemoria di


sostituzione BrushSync sul manico e un breve segnale acustico ti segnalano quando è arrivato il momento di sostituire la testina.

4 modalità, 3 intensità



Serie 7900 è dotato di modalità Clean, White+, Gum Health e Deep Clean+. La modalità Clean è ideale per una pulizia quotidiana, White+ per rimuovere a fondo le macchie, Gum Health offre una pulizia efficace ma delicata per le gengive e Deep Clean+ consente di ottenere una pulizia profonda e tonificante. I tre livelli di intensità ti consentono di scegliere tra un'impostazione più alta per una pulizia profonda e una più bassa per le bocche più sensibili.

Sensore di pressione integrato



Nel caso in cui tu stia esercitando troppa pressione, Serie 7900 se ne accorgerà. Se devi diminuire la pressione, lo spazzolino emetterà un suono intermittente come promemoria per avisarti che è necessario lasciar lavorare la testina dello spazzolino. 7 persone su 10 hanno trovato questa funzione utile per ottenere una pulizia migliore.


Series 7900 Advanced Whitening

Spazzolino elettrico sonico con app

HX9631/18

In evidenza

Progress Report



Serie 7900 ti offre una guida ideale per migliorare e mantenere abitudini di igiene orale salutari da seguire tra un checkup dal dentista e l'altro. Grazie ai sensori intelligenti integrati, saprai quando stai esercitando una pressione eccessiva. Collegandoti all'app Sonicare, avrai un

report dei progressi che ti aiuterà a rimanere sulla strada giusta e ti mostrerà tutti i progressi che hai fatto.

Batteria di lunga durata



In condizioni di normale utilizzo, Serie 7900 può durare fino a due settimane con una sola ricarica.

Ricarica mentre sei in viaggio



Adesso è possibile caricare lo spazzolino mentre sei in viaggio grazie alla nuova custodia da viaggio per la ricarica. È possibile utilizzare una porta USB o una presa a muro.

Series 7900 Advanced Whitening

Spazzolino elettrico sonico con app

HX9631/18

Specifiche

Aggiornamento del prodotto

Periodo di supporto: Philips fornirà gli aggiornamenti di sicurezza necessari fino al 31 dicembre 2026.

Connettività

Tecnologia wireless Bluetooth®: App per la pulizia denti connessa

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica): 14 giorni**

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Rosa

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Compatibilità

Compatibilità Android: Telefoni Android, Tablet con tecnologia Bluetooth 4.0

Compatibilità iOS: iPad 3a gen o superiore, iPhone 4S o successivo, con sistema operativo iOS7, con iOS7 o successivo

Facilità d'uso

Manico: Design ergonomico e compatto

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Avviso di sostituzione: Per garantire sempre risultati ottimali, l'icona del promemoria si illumina

Accessori inclusi

Caricabatterie: 1

Custodia da viaggio: Custodia di ricarica USB

Testine: 4 W2 Optimal White

Manico: 1 serie 7900

Supporto per spazzolino: 1

Prestazioni di pulizia

Prestazioni: Rimuove fino a 7 volte più placca*

Effetto denti più bianchi: Denti bianchi in 1 settimana

Timer: BrushPacer e SmarTimer

Feedback sulla pressione esercitata: Vibrazione del manico per avvertire l'utente

Modalità

3 intensità: Bassa, Media, Alta

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Deep Clean+: Per una pulizia profonda

Gum Health: Attenzione particolare per i molari

White+: Per rimuovere le macchie superficiali

Associazione con modalità BrushSync

W2 Optimal White: Associazione con la modalità White

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando, sostituire la testina

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

Tecnologia BrushSync: la testina intelligente, Connette il manico e

Supporto software

Aggiornamenti software: Philips offre i relativi aggiornamenti software per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto.

