

飞利浦脱毛仪 快速使用指南

- **脱毛前准备:** 核对肤色/毛发颜色对照表。提前一天剔除毛发,完成脱毛准备,连接电源。
- **手动模式:** 按开/键 ,默认进入手动模式。单击  按键可调节能量大小,档位指示灯同步显示对应能量档位。请将出光口紧贴在皮肤并保持,按下开/键  即可打光脱毛。
- 按下  及  按键,可切换自动模式和手动模式。
- **自动模式:** 请将出光口紧贴在皮肤并保持,自动打光。内置Sense IQ,智能匹配所需能量进行脱毛。
- **关机:** 长按开/键  2秒,设备关闭后,风扇将持续5-10秒自动关机。

建议使用频率

仅需2周1次(前2个月使用,共4次)

* 在完成前2个月的使用后,用户可以根据需要,再不定期地使用产品以保持效果(每4周一次)

扫码获取
脱毛仪使用教程视频




更多信息请查看说明书

正面

飞利浦脱毛仪 新手注意事项

- ☑ 一定提前刮掉毛发,建议刮毛后隔天再用脱毛仪
- ☑ 首次使用建议选择小腿或手臂小范围打光,观察24小时没有皮肤反应后再使用
- ☑ 开机默认进入手动模式,首次使用建议从低档位开始
- ☑ 建议开机后等待10~30秒后再使用,使冰点功能充分开启后体验更好
- ☑ 身体脱毛:建议用自动模式(SenseIQ自动根据肤色匹配能量)或者测试肤色后根据建议调节适当档位
- ☑ 面部:建议采用手动档,针对唇周等敏感部位可以适当调低档位
- ☑ 脱毛前皮肤干痒建议用无刺激的护肤产品润肤,等完全吸收干燥后再打光
- ☑ 本品设有安全出光系统,出光口完全紧贴皮肤才会出光;若使用中如果没有打光,请确认出光口是否完全覆盖皮肤
- ☒ 注意请勿在同一位置重复打光。脱毛过程中,请勿注视光源
- ☒ 皮肤上有痣\纹身\疤痕\伤口等地方不可以使用脱毛仪
- ☒ 经期\孕期\哺乳期慎用



背面