

PHILIPS

Elektrische sonische tandenborstel met app

Series 7900 Advanced Whitening

Verbind eenvoudig met de app

Ingebouwde poetsdruksensor

Slimme herkenning van opzetborstels

4 poetsstanden, 3 sterktes

HX9631



Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne

Wittere tanden in 1 week

Het is lastig om goede poetsgewoonten vast te houden. In de periode tussen controles bij de tandarts helpt de 7900-serie u hierbij. Dankzij de ingebouwde slimme sensoren weet u wanneer u de druk moet aanpassen en het voortgangsrapport in de app helpt u om uw tandenpoetsroutine vast te houden.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Verwijdert tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel
- Wittere tanden in slechts één week

Geniet van een stijlvol en gebruiksvriendelijk design

- Oplaadreisetui met USB-aansluiting om uw tandenborstel overal op te laden
- Eenvoudig om op te laden en ook nog eens stijlvol

ExpertClean past zich aan naar uw behoeften

- Laat u weten wanneer u te hard poetst
- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen
- Gepersonaliseerde poetservaring
- Laat u weten wanneer u te hard poetst
- BrushSync selecteert automatisch de beste stand voor u

Houd uw doelen vol met gepersonaliseerde begeleiding

- Begeleiding om te beginnen met gezonde gewoontes en ze vast te houden

Kenmerken

Natuurlijk wittere tanden




Gebruik de W2 Optimal White-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week witter maken.

Tandplak behoort tot het verleden



Dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel.

Ingebouwde poetsdruksensor



U merkt wellicht niet dat u te hard poetst maar uw ExpertClean ontgaat dat niet. Als u te hard drukt, gaat de intelligente tandenborstel licht pulseren en weet u dat u minder hard moet poetsen. Laat de borstel het werk doen. 7 van de 10 personen vonden deze functie handig en gingen daardoor beter hun tanden poetsen.

Slimme herkenning van opzetborstels



Slimme opzetborstels zorgen ervoor dat u de juiste stand en sterkte gebruikt voor de best mogelijke reiniging. Als u bijvoorbeeld de G3 Premium Gum Care-opzetborstel gebruikt, koppelt de BrushSync-technologie van uw 7900-serie uw opzetborstel aan de Gum Health-stand. Dit helpt u om uw tandvlees gezond te houden.

BrushSync-vervangingsherinnering



Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Het is daarom goed om ook die van u in de gaten te houden, zodat u zeker weet dat uw gebit nog steeds goed gereinigd wordt. Onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel al hebt gebruikt en hoe hard u hebt gepoetst. De BrushSync-vervangingsherinnering op uw handvat en een korte pieptoon laten u weten wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen.


4 poetsstanden, 3 sterktes



De 7900-serie heeft de standen Clean, White+, Gum Health en Deep Clean+ voor al uw poetsbehoeften. De Clean-poetsstand is


bedoeld voor buitengewone dagelijkse reiniging. White+ is voor het verwijderen van tandaanslag, Gum Health reinigt het tandvlees voorzichtig maar effectief, en Deep Clean+ geeft u een verfrissende, grondige reiniging. De tandenborstel heeft drie sterktes, zodat u kunt kiezen voor een sterkere reiniging of een mildere voor een gevoelige mond.

Ingebouwde poetsdruksensor



U merkt wellicht niet dat u te hard poetst, maar uw 7900-serie ontgaat dat niet. Als u te hard drukt, gaat het handvat licht pulseren en weet u dat u voorzichtiger moet zijn. Laat de borstel het werk doen. 7 van de 10 personen vonden deze functie handig en gingen daardoor beter hun tanden poetsen.

Voortgangsrapport



De 7900-serie geeft u de begeleiding die u nodig hebt om gezonde poetsgewoonten te verbeteren en vast te houden tussen de tandartscontroles door. De ingebouwde slimme sensoren laten u weten wanneer u te hard poetst. Door uw tandenborstel aan de Sonicare-app te verbinden, krijgt u een gepersonaliseerd voortgangsrapport dat u helpt om uw poetsgewoontes vast te houden en krijgt u een overzicht van uw verbeteringen.

Specificaties

Connectiviteit

Draadloze Bluetooth®-technologie: Verbonden tandenpoetsapp

Vermogen

Spanning: 110-220 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): 14 dagen**

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Roze

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Compatibiliteit

Compatibiliteit met Android: Android-telefoons, Tablets met Bluetooth 4.0

Compatibel met iOS: iPad 3e generatie of hoger, iPhone 4S of hoger, met iOS7-besturingssysteem, met iOS7 of hoger

Gebruiksgemak

Handvat: Slank, ergonomisch design

Compatibel met handvat: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Vervangingsherinnering: Altijd de beste resultaten, herinneringsicoon gaat branden

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 7900-serie

Reisetui: Oplaadreisetui met USB

Docking station: 1

Opzetborstels: 4 W2 Optimal White

Staande tandenborstel: 1

Reinigingsprestaties

Prestaties: Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*

Timer: BrushPacer en SmarTimer

Wittere tanden: Wittere tanden in 1 week

Feedback bij te veel druk: Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

3 sterktes: Laag, Medium, Hoog

Deep Clean+: Voor een verkwikkend grondige

reiniging

Gum Health: Speciale aandacht voor kiezen

White+: Verwijdert oppervlaktevlekken

BrushSync-koppeling van poetsstanden

W2 Optimal White: Koppelt met de White-poetsstand

Slimme sensortechnologie

Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te hard poetst

BrushSync-vervangingsherinnering: Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen

BrushSync-technologie: slimme opzetborstel, Koppelt de slimme tandenborstel met

Software-ondersteuning

Software-updates: Philips biedt relevante software-updates aan gedurende 2 jaar na de aankoopdatum.

