

# PHILIPS

## sonicare



フィリップス ソニックケア  
— 9900 プレステージ

Philips Sonicare 9900  
Prestige

センスIQテクノロジー

優れた歯垢、ステイン除去

コンパクトなハンドルデザイン

過圧防止センサーと動かしすぎ検  
出機能



HX9996/23

## 最上位<sup>\*1</sup>の歯ブラシで叶えるいちばん好きな自分 SenseIQテクノロジーで一人ひとりに合わせたオーラルケアを

16年連続日本の歯科医・歯科衛生士が最も使用している<sup>\*2</sup>電動歯ブラシブランド、フィリップス ソニックケアの最上位機種<sup>\*3</sup>「9900プレステージ」に新色登場。「9900プレステージ」は、SenseIQ（センスIQ）テクノロジーで、使用者の磨き方を感知し、最適化し、一人ひとりに合わせたオーラルケアを実現します。プレミアムオールインワンブラシヘッドを搭載し、手磨きの最大20倍の歯垢除去<sup>\*4</sup>、2日間で最大2倍のステイン除去<sup>\*5</sup>、約2週間で歯ぐきを健康に導く<sup>\*6</sup>ことをこれ一本で可能としました。<br><sup>\*1</sup> ソニックケアラインアップでの比較 <sup>\*2</sup> POHC 2023 Dental Professional Tracking Research調べ <sup>\*3</sup> SenseIQテクノロジーなど主要機能の総合力を弊社他製品と比較 <sup>\*4</sup> クリーンモード使用時/フィリップス調べ <sup>\*5</sup> プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較/クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用/フィリップス調べ/実際の口内では異なる場合があります <sup>\*6</sup> クリーンモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ

### 使いやすさ重視の設計

- 使いやすいコンパクトでシームレスなハンドルデザイン

### SenseIQ を使って、いつでも最高のケアを

- 押しつけすぎを伝える「過圧防止センサー」と動かしすぎを伝える「動かしすぎ検出機能」
- SenseIQ（センスIQ）テクノロジーで、磨き方を感知し、最適化し、一人ひとりに合わせたオーラルケアを

### 妥協のない一人ひとりに合ったブラッシング

- プレミアムオールインワンブラシヘッド
- ソニックケアアプリで一人ひとりの合わせた磨き方ガイダンスを提供
- 歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチ。歯垢除去力は手磨きの最大20倍<sup>\*3</sup>

### プレミアムアクセサリー

- コンパクトなUSB充電トラベルケース付き


## 特長

### SenseIQ テクノロジー



SenseIQ (センスIQ) テクノロジーが、毎秒最大100回の速度でブラッシング圧力、動き、ブラッシング範囲を検知し、強く押し付けすぎた場合は、強度が調整されます。自分に合った強さ設定を選んでいるか迷うこともなくなり、ケアに手間がかからず、使うほどに上手に磨けるようサポートします。

### プレミアムオールインワンブラシヘッド



プレミアムオールインワンブラシヘッドで、きれいな仕上げを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大20倍の歯垢を除去できます\*2。先端はトライアングルカットで、2日間で最大2倍のステイン（着色汚れ）を除去できます\*3。そして長めの毛先は歯と歯ぐきの境目を洗浄し、約2週間で歯ぐきの健康を推進します\*4。ブラシヘッドの効果は3ヶ月ほどで低下していきませんが、ブラシヘッド認識機能なら交換時期にお知らせします。毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、使用状況を把握して交換時期のタイミングを教えてください。  
<br>\*2 クリーンモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ。 \*3 プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較/クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用/フィリップス調べ/実際の口内では異なる場合があります \*4 クリーンモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ。/画像はイメージです

### ソニックアアアプリ



フィリップスソニックアアアプリはハンドルとリアルタイムで連動して動作します。アプリが提供するブラッシング圧力、動き、ブラッシング範囲、ブラッシング時間、回数に関するリアルタイムのガイダンスを利用して歯を磨けます。一人ひとりに合わせたおすすめと実行可能な手順を活用して、歯磨きの上達をサポートします。また、歯を磨くときにスマートフォン・アプリを開いていなくても、Bluetooth\*6が届く範囲にスマートフォンがあれば、自動同期機能によってアプリ内の歯磨きデータが最新に更新されます。<br>\*6 Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。


### 優れた歯垢、ステイン除去



ソニックアアの高速振動×振幅×音波水流による音波テクノロジーとプレミアムオールインワンブラシヘッドで、妥協のないきれいな仕上げを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大20倍の歯垢を除去できます\*3。先端はトライアングルカットで、2日間で最大2倍のステイン（着色汚れ）を除去し\*4、歯本来の自然な白さに導きます。また、長めの毛先は歯と歯ぐきの境目を深く洗浄し、約2週間で歯ぐきの健康を推進します\*5。<br>\*3 クリーンモード使用時/フィリップス調べ \*4 プラスチック板に人工ス

ティン（人工ステイン）を塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較/クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用/当社調べ/実際の口内では異なる場合があります \*5 クリーンモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ

### ライトリングで磨き方誘導



気付かずにブラシの当て方が強すぎたり、ハンドルを動かすすぎたりするときも、歯ブラシが検知してくれます。ハンドルの端にあるライトリングは、強すぎる圧力や動かすすぎをゆるめるように、やさしく注意を促し、歯ぐきにやさしく効果的な磨き方に誘導いたします。

### USB充電トラベルケース付き

コンパクトでスタイリッシュなUSB充電器付きトラベルケースが付属していて、毎日の外出先へも持ち運び、外出先でのブラッシングにも便利です。

### コンパクトなハンドルデザイン



既存のダイヤモンドクリーンシリーズハンドルより18mmコンパクトで使いやすく、スイッチボタン部分がシームレスでお手入れしやすくデザイン改良されています。

# Philips Sonicare 9900 Prestige

フィリップス ソニックアーク 9900 プレステージ

HX9996/23

## 仕様

### コネクティビティ

Bluetooth®\*: Philips Sonicare アプリに接続

### 電源

電源: AC100-240V (海外電圧対応可能)

### 仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 2週間以上\*\*\*\*

バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー

### デザインと仕上げ

色: ピンク

### サービス

本体保証: 2年間保証

### 互換性

Android\*\*: Android OS 8.0 以降

iOS\*\*\*: iOS 13.0 以降の iPhone

### 使いやすさ

充電表示ランプ: アイコンインジケータが点灯

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムでコンパクトなデザイン、シームレスなタッチコントロール

トラベルケース: エレガントでコンパクトな充電ケース、人工レザ

ブラシヘッド交換お知らせ機能: リマインダーアイコンが点灯します、効果的にブラッシング

### 内容・付属品

ハンドル: ソニックアーク 9900 プレステージ x 1

ブラシヘッド: プレミアムオールインワン 1本、舌磨きブラシヘッド 1本

プレステージ USB トラベルケース: 1

充電器: 1

USB ケーブル: 1

充電スタンド: 1

### 洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

健康上の利点: 歯垢を除去

性能: 歯垢を除去

タイマー: ブラシペーサーとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

過圧防止センサー機能: 紫色のライトリングが点灯、ハンドルの振動が変化してお知らせ

動かしすぎ検出機能: 橙色のライトリングが点灯、ハンドルの振動が変わりお知らせ、アプリでオン/オフを切り替えるオプション

### SenseIQ テクノロジー

過圧防止センサー: ブラシヘッドを押し当てる強さが強すぎるときに警告

摩擦センサー: 摩擦を減らすように指導

位置センサー: ブラッシングセッションごとに、ブラッシング範囲を追跡

3D 口腔マップ: ブラッシングし残した場所をハイライト

自動強さ調整機能: 一定時間ブラシヘッドを強くあてすぎると、自動で強度設定を一段階弱くする、力の強さを調節

人工知能: ブラッシング履歴を記録し、ブラッシングのコツをお知らせ

### ソニックアークアプリと AI

リアルタイムガイダンス: 一人ひとりにあわせたオーラルケアの方法とコツをお知らせ、日/月/年ごとの進捗レポート

モードのカスタマイズ可能: クリーン、ホワイトプラス、ガムヘルス、ディーブクリーン、センシティブ

\*\* Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

\*\*\* AndroidはGoogle Inc.の商標です。

\*\*\*\* Apple、Appleロゴ、iPadおよびiPhoneは、アメリカおよびその他の国に

\*\*\*\*\* 1日2回の2分間のブラッシングを基準とした場合

株式会社フィリップス・ジャパン  
© 2025 Koninklijke Philips N.V.



Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-02-04  
バージョン: 1.1.1

EAN: 87 20689 03474 6

[www.philips.com](http://www.philips.com)

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。