

PHILIPS

sonicare

フィリップス ソニックケア
ダイヤモンドクリーン 9000

Philips Sonicare
DiamondClean 9000

音波テクノロジーの3つの働き
優れた歯垢・ステイン除去
ソニックケアアプリ
4モード、3段階強さ設定



HX9914/58

その歯の輝き、まるでダイヤモンド

歯垢除去力とステイン除去を兼ね備えたモデル

16年連続日本の歯科医・歯科衛生士が最も使用している*¹電動歯ブラシブランド、フィリップス ソニックケアのプレミアムシリーズ「ダイヤモンドクリーン9000」にご家族で使用できるよう、白、黒ハンドル2本セットモデルが登場いたします。プレミアムオールインワンブラシヘッドを搭載し、手磨きの最大20倍の歯垢除去*²、2日間で最大2倍のステイン除去*³、約2週間で歯ぐきの健康を推進する*⁴ことをこれ一本で可能としました。
*¹ POHC 2023 Dental Professional Tracking Research調べ *² 手磨きと比べ／クリーンモード使用時／プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時／フィリップス調べ *³ プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／フィリップス調べ／実際の口内では異なる場合があります *⁴ クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ

ブラッシングを最適化

- 4つのモード、3段階の強さ設定で多様なブラッシングニーズに対応

優れた性能

- 歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチ。歯垢除去力は手磨きの最大20倍*²

スタイリッシュで使いやすいデザイン

- 長寿命のバッテリー

一人ひとりに合ったガイダンスで歯磨き習慣を身に付ける

- ソニックケアアプリ・プログレスレポートで歯磨き習慣をサポート

ダイヤモンドクリーンを使用したユーザーがお口の健康推進を実感

- プレミアムオールインワンブラシヘッド

特長

4モード、3段階強さ設定




ダイヤモンドクリーン 9000 には、クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかりと除去）のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の3段階からお選びいただけます。

過圧防止センサー機能



過圧防止センサーは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ブラシにかけられた圧力が強いとハンドルに内蔵されたセンサーが感知した場合、ハンドルの振動が変化して知らせ、ブラシ圧を弱めてブラッシングするよう促してくれます。

ソニックアークアプリ



ハンドルとアプリがBluetooth®*6でペアリングし、毎日の歯磨きを記録します。磨いた回数や時間、ブラッシングの強さなどをスマートフォンの画面で確認でき、より良いブラッシングへとサポートします。歯磨きする際にスマホを持っていく必要はなく、時間があるときにアプリを開けばハンドルで記録した内容がアプリに反映されます。

*6 Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

優れた歯垢・ステイン除去



プレミアムオールインワンブラシヘッドは、歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチし、きれいな仕上がりを実現します。角度のつい

たアングル毛先は、届きにくい場所にもしっかり届きます。先端はトライアングルカットで、2日間で最大2倍のステイン（着色汚れ）を除去します*3。また、長めの毛先は歯と歯ぐきの境目にやさしい刺激を与え、約2週間で歯ぐきの健康を推進します*4。
*2 手磨きと比べ／クリーンモード使用時／プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時／フィリップス調べ *3 プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／フィリップス調べ／実際の口内では異なる場合があります *4 クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ

ブラシヘッド認識機能



ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで適切なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）

特長

ブラシヘッド交換お知らせ機能




ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。

長寿命のバッテリー



ダイヤモンドクリーン 9000 は、一度の満充電で約 2 週間使用できます。(2 分間のブラッシングを 1 日 2 回使用した場合)

プレミアムオールインワンブラシヘッド



プレミアムオールインワンブラシヘッドで、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大 20

倍の歯垢を除去できます*²。先端はトライアングルカットで、2 日間で最大 2 倍のステイン（着色汚れ）を除去できます*³。そして長めの毛先は歯と歯ぐきの境目を洗浄し、約 2 週間で歯ぐきの健康を推進します*⁴。ブラシヘッドの効果は 3 ヶ月ほどで低下していきますが、ブラシヘッド認識機能なら交換時期にお知らせします。毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、使用状況を把握して交換時期のタイミングを教えてください。
*²クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ。 *³プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／フィリップス調べ／実際の口内では異なる場合があります *⁴クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ。／画像はイメージです

Philips Sonicare DiamondClean 9000

フィリップス ソニックアーク ダイヤモンドクリーン 9000

HX9914/58

仕様

コネクティビティ

Bluetooth**: Philips Sonicare アプリに接続

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

仕様

使用時間: 14 日間****

バッテリー: 充電式

バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー

デザインと仕上げ

色: ブラック, ローズゴールド

サービス

本体保証: 2年間保証

互換性

Android**: Android4.4.2以上（Bluetooth4.0以降搭載機種）*iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。、Bluetooth 4.0 以

降搭載機種

iOS***: iPad 第三世代以降, iPhone 4S 以降, iOS 7.0 以降, iOS 7.0 搭載機種

使いやすさ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

交換お知らせ機能: ○ *RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合, リマインダーアイコンが点灯します

内容・付属品

ハンドル: ダイヤモンドクリーン 9000 2 本

ブラシヘッド: プレミアムオールインワン 2 本

充電器: 2

充電器スタンド: 2

洗浄性能

性能: 歯垢を除去

タイマー: ブラシペーサーとスマートタイマー

過圧防止センサー機能: ハンドルの振動が変化してお知らせ

モード

クリーン: 歯をキレイに

3 段階の強さ設定: 強, 中, 弱

ディープクリーンプラス: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す

ガムヘルス: 歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を

ホワイトプラス: ステインを落とし磨き上げる

スマートセンサーテクノロジー

過圧防止センサー: 強すぎるブラッシングをお知らせ

BrushSync テクノロジー: 推奨するブラッシングモードを自動選択, 強さレベルを連動させて効果を実現します

ブラシヘッド認識機能: もう迷わない, ブラシヘッドの交換時期がわかります

** Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

*** AndroidはGoogle Inc.の商標です。

**** Apple, Appleロゴ, iPadおよびiPhoneは、アメリカおよびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。

***** 1日2回の2分間のブラッシングを基準とした場合

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.



Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-04-15
バージョン: 1.1.1

EAN: 87 20689 03465 4

www.philips.com

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。