

PHILIPS

sonicare



Atkārtoti uzlādējama
Sonic zobu birste

6500

Notīra līdz 10 reizēm vairāk
aplikuma

3 režīmi, 3 intens. pakāpes

Vizuāls brīdinājums par spiedienu

Philips Sonicare lietotne



HX7411/02

Saudzīga tīrīšana, pat jutīgiem zobiem un smaganām

Likvidē līdz pat 10x vairāk aplikuma*

Philips Sonicare 6500 piedāvā nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģiju, īpašo režīmu Sensitive, 3 intensitātes līmeņus, brīdinājumu par spiedienu, kā arī zobu suku galviņu S2 Sensitive.

Maiga, izcila tīrīšana

- Saudzīga tīrīšana jutīgiem zobiem un smaganām

Zobu tīrīšana bez pūlēm

- Vienmēr zināsiet, kad pienācis laiks jaunam suku uzgalim
- Sargājiēt savas smaganas, pateicoties redzamam brīdinājumam par spiedienu
- Uzlabojiet ikdienas rutīnu ar Philips Sonicare lietotni

Zobu tīrīšana bez pūlēm

- Individuāli pielāgojiet tīrīšanu, izvēloties kādu no 9 tīrīšanas iestatījumiem

Izcila tīrīšana

- Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija

Veidots atbilstoši jūsu dzīvesstilam

- Zobu tīrīšana līdz 3 nedēļām ar vienu pilnu uzlādi
- Ceļojiet bez rūpēm ar mūsu premium uzlādējamo ceļojumu futrāli
- Lāzera lodējums gādā par izturību un ilgturību


Izceltie produkti

S2 Sensitive birstes uzgalis



Philips Sonicare 6500 nodrošina saudzīgu zobu tīrīšanu, arī jutīgiem zobiem un smaganām. Pateicoties jaunajam S2 Sensitive birstes uzgalim, kas izgatavots no Sonicare maigākajiem sariņiem, tas ir unikāli veidots, lai nodrošinātu saudzīgu tīrīšanu, kas noņem līdz 10 reizēm vairāk aplikuma grūti aizsniedzamās vietās.*

Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija



Baudiet patīkamu zobu tīrīšanas pieredzi un jaunu mutes dobuma tīrīšanas līmeni, izmantojot nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģiju. Katrā zobu tīrīšanas reizē zobu suku inovatīvā magnētiskā sistēma pielāgo tīrīšanas jaudu, nodrošinot optimālu sniegumu ar precīzām 62 000 sariņu kustībām minūtē pat grūti aizsniedzamās vietās. Turklāt dinamiskā darbība ar šķidrumu papildina suku uzgaļa tīrīšanas sniegumu, veicot maigu skalošanu gar smaganu līniju un starp zobiem, tādējādi nodrošinot pilnīgu tīrīšanu katrā zobu tīrīšanas reizē.


9 tīrīšanas iestatījumi



Ierīce Philips Sonicare 6500 ir izstrādāta jutīgiem zobiem un smaganām. Jūs varat izvēlēties kādu no 3 tīrīšanas režīmiem, kas visvairāk piemērots


tieši jums. Režīms Sensitive nodrošina maigu un rūpīgu tīrīšanu, bet režīms Clean paredzēts aplikuma noņemšanai, lai nodrošinātu izcilu tīrību. Režīms White ir intensīvāks, notīrot virsmas aplikumu un gādājot par starojošu smaidu. Lai tīrīšanu varētu vēl vairāk pielāgot savām vajadzībām, jebkuru režīmu varat apvienot ar vienu no 3 intensitātes līmeņiem — no augsta līdz zēmam.

Brīdinājums par spiedienu ar gaismas gredzenu



Iespējams, ka nepamanīsiet, ka tīrāt zobus ar pārāk lielu spēku, bet zobu suka to noteikti ievēros. Viedais optiskais sensors spēj precīzi konstatēt pārmērīgu tīrīšanas spiedienu un tādā gadījumā samazina vibrāciju un ieslēdz mirgojošu violetu gaismas indikatoru. Jūs vienmēr zināsiet, kad nepieciešams pielāgot zobu tīrīšanas iestatījumus, un smaganas būs pasargātas.

Philips Sonicare lietotne




Lietotne Philips Sonicare viegli izveido savienojumu ar zobu suku un palīdz jums uzlabot un uzturēt mutes dobuma veselību. Mūsu lietotne palīdz sekot zobu tīrīšanas progresam, sniedzot personalizētus norādījumus un ziņojumus par norisi, lai jūs varētu iegūt noderīgu informāciju par zobu tīrīšanu.

2 minūšu taimeris un zobu tīrīšanas sinhronizators



Pilnīgai tīrīšanai ir nepieciešamas tikai divas minūtes, un mūsu SmarTimer paziņo, kad laiks ir pagājis. Lai mutes dobums visur tiktu iztīrīts vienlīdz labi, BrushPacer sadala tīrīšanas sesiju posmos, un neliela pauze vibrācijā ir kā signāls pāriet pie nākamā zobu segmenta. Tādējādi katrā reizē viss tiks iztīrīts vienmērīgi.


BrushSync uzgaļa nomainīšanas atgādinājums



Lai uzturētu labu mutes dobuma veselību, ir svarīgi regulāri nomainīt zobu suku uzgali. BrushSync tehnoloģija gādā, lai zobu suku uzgaļa sniegums vienmēr būtu izcils. Inovatīvā tehnoloģija seko tam, cik bieži un ar kādu intensitāti jūs izmantojat ierīci un atgādina, kad pienācis laiks nomainīt suku uzgali.

Izceltie produkti

Radīta ilgstošai darbībai



Mēs esam pilnībā pārstrādājuši mūsu Philips Sonicare zobu birsti no iekšpuses un no ārpuses, lai tās būtu izturīgas, vieglas un kalpotu ilgu laiku. Mūsu inovatīvais lāzera lodēšanas process nodrošina, ka varēsiet izmantot mūsu zobu birsti daudzu gadu garumā.

Zobu tīrīšana līdz 3 nedēļām no vienas uzlādes līdz nākamajai



Šajā zobu sukā ir izmantots augstas veiktspējas akumulators, kas izstrādāts, lai uzlabotu zobu tīrīšanas pieredzi. Ar vienu uzlādi varēsiet veikt regulāru zobu tīrīšanu līdz pat trim nedēļām, pirms būs nepieciešama nākamā uzlāde.

Uzlādējams ceļojumu futrālis



Mūsu no jauna izstrādātais uzlādējamais ceļojumu futrālis ar integrētu C tipa USB pieslēgvietu un uzlādes kabeli ļauj uzlādēt zobu suku jebkurā vietā, pat neatverot futrāli. Tas ne tikai ir pietiekami izturīgs, lai pasargātu zobu suku ceļojumos, bet arī pietiekami kompakts, lai to varētu ērti ievietot somā un ņemt līdzi, lai kur arī plānojat doties.

Specifikācijas

Intensitāte

Augsta: Labāka tīrīšana

Vidēja: Tīrīšanai ikdienā

Zema: Jutīgiem zobiem un smaganām

Izstrādājuma atjauninājums

Atbalsta sniegšanas periods: Philips nodrošinās nepieciešamos drošības atjauninājumus līdz 2026. gada 31. decembrim.

Strāvas padeve

Spriegums: 100–240 V

Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): 21 diena

Akumulatora tips: Litija jonu

Dizains un apdare

Krāsa: Melna

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Saderība

Android saderība: Android tālruni ar Bluetooth 4.0 un jaunākām versijām

Bluetooth bezvadu tehnoloģija: Viedā zobu tīrīšanas lietotne

iOS saderība: iPhone ar Bluetooth 4.0 un jaunākām versijām

Vienkārša lietošana

Akumulatora indikators: Izgaismota ikona norāda baterijas darbmūžu

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Taimeris: SmarTimer un BrushPacer nodrošina pilnīgu un rūpīgu tīrīšanu

USB-A uzlāde: Nav iekļauts strāvas adapteris

Komplektā iekļautie piederumi

Lādētājs: 1

Rokturis: 1 6500 atkārtoti uzlādējama zobu suka

Ceļojumu futrālis: 1 Uzlādējams ceļojumu futrālis

Birstes uzgalis: 1 S2 Sensitive

USB A tipa kabelis: 1

Tīrīšanas veiktspēja

Ātrums: 62 000 sukas kustību/min

Nosēdumu noņemšana: Līdz 10 reizēm efektīvāka*

Smaganu veselība: Līdz 5 reizēm veselīgākas smaganas**

Whitening: Līdz 2 reizēm baltāki zobi***

Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Balta: Virsmas plankumu noņemšanai

Jutīgais režīms: Jutīgiem zobiem un smaganām

Smart sensoru tehnoloģija

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Gaismas gredzens izgaismojas violetā krāsā, Mazāka vibrācija un pulsējoša skaņa

Nomaiņas atgādinājums: BrushSync informē, kad jānomaina sukas uzgalis

