

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents
rechargeable

7100

Élimine jusqu'à 10x plus de
plaque dentaire

4 modes, 3 réglages d'intensité

Alerte de pression visible

Application Philips Sonicare



HX7428/01

Nettoyage parfait pour des gencives jusqu'à 7 fois plus saines*

Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire**

La brosse à dents Philips Sonicare 7100 inclut la technologie Philips Sonicare nouvelle génération, 4 modes de brossage, 3 niveaux d'intensité, une alerte de pression visible et notre tête de brosse G3 Premium Gum Care.

Nettoyage doux de qualité supérieure

- Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement 2 semaines*

Pour un brossage sans effort

- Perfectionnez la routine des patients avec l'application Philips Sonicare
- Protection des gencives grâce au capteur de pression visible
- Personnalisez votre nettoyage avec 12 modes de brossage
- Vous saurez quand il sera temps de remplacer la tête de brosse

Nettoyage supérieur

- Technologie Philips Sonicare nouvelle génération

Adaptée à votre rythme de vie

- Jusqu'à trois semaines de brossage avec une charge complète
- Soudage laser pour plus de résistance et de durabilité
- Optimisation du brossage avec le SmarTimer et BrushPacer
- Voyagez en toute simplicité grâce à notre coffret compact et ultra-résistant


Points forts

Tête de brosse G3 Premium Gum Care



La brosse à dents Philips Sonicare 7100 vous aide à obtenir des gencives plus saines pour un sourire plus éclatant. Grâce à la tête de brosse G3 Premium Gum Care, les brins éliminent efficacement la plaque dentaire le long de la gencive. Ainsi, vos gencives sont jusqu'à sept fois plus saines en seulement deux semaines*. De conception souple et flexible, la tête de brosse s'adapte aux contours de vos dents et de vos gencives pour un nettoyage en profondeur, tout en retirant jusqu'à dix fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Technologie Philips Sonicare nouvelle génération



Profitez d'un brossage agréable et de soins bucco-dentaires inédits grâce à la technologie Philips Sonicare nouvelle génération. Lors de vos brossages, le système magnétique innovant de la brosse à dents ajuste la puissance de brossage pendant chaque nettoyage, offrant des performances optimales de 62 000 mouvements de brins par minute, même dans les zones difficiles d'accès. De plus, l'action des fluides


dynamiques aide les brins à éliminer la plaque dentaire, pour un nettoyage complet à chaque brossage.

12 modes de brossage



La brosse à dents Philips Sonicare 7100 offre aux patients l'efficacité qui leur convient. Quatre modes de brossage les aident à prendre soin de leurs gencives, gagner en éclat et assurer un brossage optimal au quotidien, même pour les dents sensibles. Le mode Gum Health favorise la santé des gencives en massant doucement le long de la gencive. Le mode Blancheur élimine les taches en surface et polit les dents pour un sourire plus éclatant. Le mode Sensible offre un nettoyage doux et en profondeur, tandis que le mode Classique cible l'élimination de la plaque dentaire pour un excellent nettoyage. Pour un brossage personnalisé, les patients peuvent combiner n'importe quel mode avec l'un des trois niveaux d'intensité, d'élevé à faible, selon leurs préférences.


Capteur de pression à anneau lumineux



Les patients ne remarquent peut-être pas quand ils brossent leurs dents trop fort, mais cette brosse à dents les préviendra. Le capteur optique


intelligent détecte avec précision une pression de brossage excessive, puis clignote en violet tout en réduisant les vibrations. Les patients sauront toujours quand ils doivent adapter leur brossage et leurs gencives seront protégées.

Application Philips Sonicare



L'application Philips Sonicare s'associe parfaitement à la brosse à dents pour aider les patients à améliorer et à préserver leur santé bucco-dentaire. Notre application suit la progression du brossage des patients et leur fournit des conseils personnalisés, avec des rapports de progression destinés à améliorer leur brossage.

Minuteur de 2 minutes et assistance pour le brossage



Deux minutes suffisent aux patients pour un nettoyage complet. C'est pourquoi notre SmarTimer les avertit lorsque le temps est écoulé. Pour un nettoyage uniforme dans toute la bouche, le BrushPacer divise le brossage en segments, avec une légère vibration pour indiquer de passer à la suite. Cela permet aux patients d'obtenir un nettoyage uniforme à chaque brossage.


7100

Brosse à dents rechargeable

HX7428/01


Points forts

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™



Il est important de remplacer régulièrement votre tête de brosse pour maintenir une bonne santé bucco-dentaire. Grâce à la technologie BrushSync, les patients peuvent facilement maintenir les performances de leur tête de brosse. En suivant la fréquence d'utilisation et l'intensité de brossage, cette technologie innovante leur indique quand il est temps d'utiliser une nouvelle tête de brosse.

Conçue pour durer



Nous avons entièrement repensé nos brosses à dents Philips Sonicare pour qu'elles soient solides, légères et durables. Grâce à notre processus de soudage au laser avancé, nos brosses à dents sont conçues pour accompagner les patients pendant des années.

Jusqu'à trois semaines entre les charges



Cette brosse à dents utilise une batterie haute performance conçue pour améliorer l'expérience de brossage du patient. Avec une seule charge,

les patients peuvent profiter de trois semaines de brossage régulier avant de devoir recharger l'appareil.

Coffret de voyage compact



Notre nouveau coffret de voyage est suffisamment compact pour se glisser dans un sac et suffisamment solide pour protéger votre brosse à dents Philips Sonicare. Non seulement il protège la brosse à dents, mais il peut également contenir deux têtes de brosse. Les patients peuvent désormais voyager en toute confiance, où qu'ils aillent.

7100

Brosse à dents rechargeable

HX7428/01

Caractéristiques

Intensités

Fort: Pour un nettoyage renforcé

Moyen: Pour un nettoyage quotidien

Faible: Pour les dents et gencives sensibles

Alimentation

Tension: 100-240 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 21 jours

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Blanc

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Compatibilité

Technologie Bluetooth® sans fil: Application de brossage connectée

Compatibilité Android: Téléphones Android avec

Bluetooth® 4.0 et plus

Compatibilité iOS: iPhone avec Bluetooth® 4.0 et plus

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Minuteur: SmarTimer et BrushPacer pour un brossage complet et en profondeur

Charge USB-A: Adaptateur secteur non inclus

Accessoires inclus

Manche: 1 brosse à dents rechargeable 7100

Tête de brosse: 1 G3 Premium Gum Care

Étui de voyage: 1 coffret de voyage fin

Chargeur: 1

Câble USB-C: 1

Performances de brossage

Élimination de la plaque dentaire: Jusqu'à 10 fois plus efficace**

Gum Health: Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines

Vitesse: 62 000 mouvements de brosse par minute

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

White: Pour éliminer les taches de surface

Gum Health: Masse délicatement vos gencives

Sensitive: Pour les dents et gencives sensibles

Technologie de capteur intelligent

Indicateur de pression: L'anneau lumineux s'allume en violet, Réduction des vibrations et du son de pulsation

Rappel de remplacement: La technologie BrushSync vous indique quand remplacer votre tête de brosse

