

# PHILIPS

## sonicare



Звукова четка за зъби с  
акумулаторна батерия

6100

Отстраняване на до 20 пъти  
повече плака

2 режима, 3 степени на  
интензивност

Видимо предупреждение за  
натиск

21-дневен живот на батерията



HX7408/02

## Нежно почистване дори за чувствителни зъби и венци

Отстраняване на до 20 пъти повече плака\*

Philips Sonicare 6100 разполага с технология от следващо поколение Sonicare, специален режим Sensitive (Чувствителни зъби и венци), 3 глави за четка за отстраняване на плака, чувствителни зъби и венци и избелване, както и функция за нисък интензитет на четкане. Освен това е снабдена и с датчик за натиск за моментите, когато пациентите четкат прекалено грубо.

### Нежно, превъзходно почистване

- Цялостна грижа за по-здрава уста

### Четкането вече е безпроблемно

- Винаги бъдете информирани кога е време за поставяне на нова глава на четката
- Персонализирайте своето почистване с 6 настройки на почистване на зъбите
- Защитете венците с видим сензор за натиск

### Превъзходно почистване

- Технология Sonicare от следващо поколение

### Създадена за вашия начин на живот

- До 3 седмици четкане с едно пълно зареждане
- Лазерно заварена за здравина и трайност
- Оптимизирайте четкането със SmarTimer и BrushPacer


## Акценти

### Глава на четката тип „всичко в едно“ (A3) + още



Главата на четката A3 Premium тип „всичко в едно“ е проектирана с мисъл за пациентите. С помощта на главата на четката A3 пациентите могат да постигнат до 20 пъти повече премахване на плака\*, до 15 пъти по-здрави венци\*\* и премахване на до 100% повече петна\*\*\*. Включено е също: благодарение на новата глава на четката S2 Sensitive, изработена чрез най-меките косъмчета на Sonicare, пациентите могат да постигнат нежно почистване, което премахва до 10 пъти повече плака в труднодостъпни зони\*.

### Технология Sonicare от следващо поколение



Насладете се на приятно четкане и на ново ниво на грижа за устната кухина с технологията Sonicare от следващо поколение. Докато четкате зъбите си, иновативната магнитна система на четката за


зъби регулира силата на четкане по време на всяка сесия на почистване, осигурявайки оптимална ефективност от 62 000 движения на косъмчетата в минута, дори в труднодостъпни зони. Междувременно динамичното действие на течността подпомага косъмчетата за почистване на плака, допринасяйки за постигане на цялостно почистване при всяко четкане.

### 6 настройки на почистване на зъбите



Предназначена за чувствителни зъби и венци, Philips Sonicare 6100 позволява на пациентите да избират между два режима на четкане. Режимът Sensitive (Чувствителни зъби) осигурява нежно и цялостно почистване, докато режимът Clean (Почистване) се фокусира върху отстраняване на плаката за превъзходно почистване. За персонализирано почистване пациентите могат да комбинират всеки режим с едно от три нива на интензивност, от високо до ниско, за сесия на четкане, която е точно за тях.

### Сензор за натиск със светлинен пръстен



Пациентите може да забележат, когато четкат прекалено силно, но тази четка за зъби ще забележи. Интелигентният оптичен сензор точно открива прекомерен натиск при четкане, след което започва да мига в лилаво, докато намалява вибрацията. Пациентите винаги ще знаят кога да регулират своето четкане и венците им ще останат защитени.


### Напомняне за смяна BrushSync



Редовната смяна на главата на четката е важна част от поддържането на добро здраве на устната кухина. С технологията BrushSync пациентите могат лесно да поддържат най-високо качество работата на главата на четката. Проследявайки честотата на използване и интензивността на четкане, иновативната технология напомня на пациентите кога е време за поставяне на нова глава на четката.

## Акценти


### 2-минутен таймер и функция за сегментиране на четкането



Две минути е цялото време, необходимо за пациентите за едно цялостно почистване, така че нашият SmartTimer уведомява пациентите, когато времето изтече. За равномерно почистване в цялата устна кухина, BrushPacer разделя сесията на четкане на сегменти с лека пауза на вибрацията, което е знак да

продължите. Това подпомага пациентите при постигането на равномерно почистване при всяко четкане.

### Проектирано за дълъг живот



Ние проектирахме повторно нашите четки за зъби Philips Sonicare цялостно, за да бъдат здрави, леки и дълготрайни. Благодарение на нашия усъвършенстван процес на лазерно

заваряване нашите четки за зъби са проектирани да четкат зъбите на пациентите години напред във времето.

### До 3 седмици между зарежданията



Тази четка за зъби използва високоефективна батерия, която е изработена за подобряване на вашето изживяване при четкане. С едно зареждане пациентите могат да се насладят на до три седмици редовно четкане, преди да се наложи да я презаредят.

# Спецификации

## Степени на интензивност

**Високо:** За подсилване на вашето почистване

**Средно:** За ежедневно почистване

**Ниски:** За чувствителни зъби и венци

## Технология с интелигентен сензор

**Напомняне за смяна:** BrushSync ви уведомява кога да смените главата на четката

## Технология с интелигентен сензор

**Обратна връзка при натиск:** Светлинният пръстен светва в лилаво, Намалена вибрация и пулсиращ звук

## Захранване

**Напрежение:** 100-240 V

## Технически спецификации

**Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване):** 21 ден

**Батерия:** Акумулаторна

**Тип батерия:** Литиево-йонна

## Дизайн и покритие

**Цвят:** Бяло

## Сервиз

**Гаранция:** 2 години ограничена гаранция

## Лесна употреба

**Индикатор за батерията:** Светещата икона показва състоянието на батерията

**Дръжка:** Тънък и ергономичен дизайн

**Съвместимост на дръжката:** Лесно поставяне на главите с щракване

**Таймер:** SmartTimer и BrushPacer за цялостно и старателно почистване

**Зареждане от USB-A:** Не е включен захранващ адаптер

## Включени в комплекта

**Зарядно устройство:** 1

**Дръжка:** 1 четка за зъби с акумулаторна батерия 6100

**Глава на четка:** 1 A3 Premium "всичко в едно", 1 S2 Sensitive, 1 W2 Optimal White

## Работни показатели при почистване

**Отстраняване на плаката:** До 20 пъти по-ефективно\*

**Скорост:** 62 000 движения на четката/мин

**Gum Health:** До 15 пъти по-здрави венци\*\*\*

**Избелване:** До 100% по-малко петна\*\*

## Режими

**Clean:** За изключително ежедневно почистване

**Sensitive:** За чувствителни зъби и венци



\* Прямо ръчна четка за зъби.

\*\* При режим Clean (Почистване) в сравнение с ръчна четка за зъби.

\*\*\* В сравнение с ръчна четка за зъби. Проучване за инвитро; действителните резултати може да се различават.