

PHILIPS

sonicare

PHILIPS sonicare

PHILIPS sonicare

Електрическа звукова четка
за зъби с приложение

DiamondClean 9000

Свързаното миене на зъби е
улеснено

Вграден сензор за натиск

Интелигентно разпознаване на
главата

4 режима, 3 степени на
интензивност



HX9911/23

Вашата най-здрава усмивка всеки ден

Дълбоко почистване за по-здрава усмивка

Philips Sonicare DiamondClean 9000 осигурява оптимална ефективност за отстраняване на плака, по-здрави венци и избягване на зъби, като Ви помага да извършите дълбоко почистване за по-здрава усмивка.

Designed around you

- Формата на косъмчетата е създадена за вашата усмивка

Optimize your brushing

- Лесно и стилно зареждане – у дома и в движение

Premium performance

- Глава за четка "всичко в едно" за цялостна грижа
- Звуково миене на зъби: Майсторски урок за ефективно почистване

Оставете DiamondClean 9000 да се адаптира към вашите нужди


- Персонализирано почистване на зъби
- Уведомява Ви, когато четките прекалено силно
- BrushSync автоматично избира най-подходящия за вас режим
- Винаги знаете кога да смените вашите глави на четката

Не изоставайте с персонализиран доклад за прогрес

- Започнете и спазвайте здравословните навици

Акценти

Premium Глава за четка "всичко в едно"



Почиствайте без компромиси с главата за четка тип „всичко в едно“ A3 Premium. Най-добрата ни до момента глава за четка е с косъмчета под ъгъл, които помагат да се премахне до 20 пъти повече плака дори в труднодостъпни зони*. Триъгълните върхове на влакната работят за премахване на до 100% повече петна за по-малко от два дни***. А по-дългите косъмчета почистват дълбоко за до 15 пъти по-здрави венци само за две седмици**. Всичко това, без да сменят главите на четката. Знаехте ли че: главите на четката губят част от ефективността си след 3 месеца употреба? Нашата функция BrushSync може да Ви напомня, когато почти е дошло време за смяна.

Заоблена форма



Извитият профил помага на косъмчетата да отидат точно там, където трябва да бъдат. Чрез възискателна разработка ние създадохме продукт "всичко в едно", който предоставя изключителна грижа за устната хигиена.

Звуково миене на зъби, на което можете да се доверите



Отстранете плаката със звукова технология – нашият еталон за ефективно и нежно почистване. Докато миете зъбите си, до 62 000 движения на косъмчета и динамично действие на течността помагат за почистване дори на труднодостъпни места, оставяйки устата ви да се чувства изключително свежа и чиста.

4 режима, 3 степени на интензивност



DiamondClean 9000 има режими Clean (Почистване), White+ (Белота+), Gum Health (Грижа за здравето на венците) и Deep Clean+ (Дълбоко почистване+) за всички нужди при миене на зъбите. Режимът Clean (Почистване) е предназначен за осигуряване на изключително ежедневно почистване, White+ (Белота+) – за премахване на плака, Gum Health (Грижа за здравето на венците) внимателно, но ефективно почиства венците, а Deep Clean+ (Дълбоко почистване+) Ви осигурява освежаващо и цялостно почистване. Четката има три нива на интензитет на почистване, така че можете да

изберете по-интензивно ниво на почистване или такова с по-малък интензитет за чувствителни зъби.

Вграден сензор за натиск



Вие може и да не усетите, че четките прекалено силно, но това няма да остане незабелязано от Вашата DiamondClean 9000. Ако окажете прекалено голям натиск, дръжката ще започне да пулсира леко, за да Ви уведоми, че трябва да бъдете по-внимателни. Оставете четката да се погрижи за миенето на зъбите. 7 от 10 души смятат тази функция за полезна и в резултат на това са започнали да мият зъбите си по по-ефективен начин.

Сдвояване в режим BrushSync



Интелигентните глави с четка гарантират, че използвате правилния режим и интензивност за най-доброто възможно почистване. Например, да кажем, че използвате главата с четка W3 Premium White. Технологиата BrushSync на DiamondClean 9000 автоматично ще синхронизира главата с четка с режима White +, за да ви помогне да избелите зъбите си.

DiamondClean 9000

Електрическа звукова четка за зъби с приложение

HX9911/23


Акценти

Напомняне за смяна BrushSync



Всички глави с четки се износват с течение на времето, така че ще искате да следите вашите, за да сте сигурни, че все още получавате страхотно почистване. Нашата технология BrushSync проследява колко дълго използвате главата с четката и колко усилено сте четкали. Напомнянето за подмяна от BrushSync върху дръжката ви и кратък звуков сигнал ви напомнят, когато е време да я замените.

Доклад за прогрес



DiamondClean 9000 ви дава насоките, от които се нуждаете, за подобряване и поддържане на здравословни навици на четкане между прегледите при зъболекар. Вградените интелигентни сензори ви уведомяват, когато използвате прекалено голям натиск, а като свързвате изживяването си при миене на зъби с приложението Sonicare, персонализиран доклад за прогреса ви помага да продължите да проследявате, за да видите напредъка си във времето.

Дизайн за лесно съхраняване



Ще се насладите на двуседмично редовно използване от едно пълно зареждане. Но, ако батерията свърши, докато пътувате, вашият луксозен USB калъф за пътуване може да се използва и като зарядно устройство. Поставете четката за зъби в калъфа и го свържете към лаптоп или електрическата мрежа. Относно зареждането у дома – просто поставете четката в елегантната зареждаща чаша – тя се вписва стилно във вашата баня и може да се използва като чаша за изплакване.

Спецификации

Свързаност

Безжична технология Bluetooth®: Свързано приложение за почистване

Захранване

Напрежение: 110 – 220 V

Технически спецификации

Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване): 14 дни****

Батерия: Акумулаторна

Тип батерия: Литиево-йонна

Дизайн и покритие

Цвят: Розово злато

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Съвместимост

Съвместимост с Android: Телефони с Android, Bluetooth 4.0 и по-нова версия, Потърсете Sonicare в Google Play Store за подробна информация относно съвместимостта с операционната система.

Съвместимост с iOS: iPhone с Bluetooth 4.0 и по-нова версия, Потърсете Sonicare в App Store за подробна информация относно съвместимостта с iOS.

Лесна употреба

Дисплей: Осветен дисплей

Индикатор за батерията: Светещата икона показва състоянието на батерията

Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн

Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на главите с щракване

Разпознаване на главата на четка:

Синхронизира се в оптимален режим

Напомняне за замяна: За да гарантира винаги най-добри резултати, иконата за напомняне светва

Включени в комплекта

Глави за четка: 1 A3 Premium "всичко в едно"

Калъф за пътуване: 1 USB калъф за зареждане

Дръжка: 1 DiamondClean 9000

Зареждаща чаша: 1

Работни показатели при почистване

Лечебен ефект: До 15 пъти по-здрави венци**

Работни характеристики: Отстранява до 20 пъти повече плака*

Скорост: До 62 000 движения на четката/мин

Таймер: BrushPacer и SmarTimer

Предимства на избелването: До 100% по-малко петна***

Обратна връзка при натиск: Вибрираща дръжка, за да предупреждава потребителя при по-голям натиск върху зъбите

Режими

3 степени на интензивност: Високо, Средно, Ниски

Clean: За изключително ежедневно почистване

Deep Clean+: За освежаващо дълбоко почистване

Gum Health: Специално внимание към къртиците

White+: За премахване на повърхностни петна

Сдвояване в режим BrushSync

A3 Premium "всичко в едно": Сдвояване в режим Clean

Технология с интелигентен сензор

Напомняне за смяна BrushSync: Винаги бъдете информирани кога да, смените главата на четката

Сензор за натиск: Предупреждава при прекалено силно натискане на четката

Технология BrushSync: Свързва смарт дръжката и, главата на смарт четката

