

PHILIPS

sonicare



Звукова четка за зъби с
акумулаторна батерия

7100

Отстраняване на до 20 пъти
повече плака

4 режима, 3 степени на
интензивност

Видимо предупреждение за
натиск

Приложение Philips Sonicare



HX7428/02

Перфектно почистване с до 7 пъти по-здрави венци**

Отстраняване на до 20 пъти повече плака*

Philips Sonicare 7100 разполага с технология от следващо поколение Sonicare, 4 режима на четкане, 3 нива на интензитет на четкане, видима аларма за натиск и нашата глава за четка G3 Premium Gum Care.

Първокласно и нежно почистване

- Една глава с четка за цялостна грижа

Четкането вече е безпроблемно

- Персонализирайте своето почистване с 12 настройки на почистване на зъбите
- Подобрете рутината на пациентите с приложението Philips Sonicare
- Винаги бъдете информирани кога е време за поставяне на нова глава на четката
- Защитете венците с видим сензор за натиск

Превъзходно почистване

- Технология Sonicare от следващо поколение

Създадена за вашия начин на живот

- Лазерно заварена за здравина и трайност
- Оптимизирайте четкането със SmarTimer и BrushPacer
- До 3 седмици четкане с едно пълно зареждане
- Направете пътуването лесно с нашия компактен, изключително издръжлив калъф за пътуване

Акценти

Глава на четката тип „всичко в едно“ (A3) + още



Главата на четката A3 Premium тип „всичко в едно“ е проектирана с мисъл за пациентите. С помощта на главата на четката A3 пациентите могат да постигнат до 20 пъти повече премахване на плака*, до 15 пъти по-здрави венци** и премахване на до 100% повече петна***. Включено е също: главата на четката S2 Sensitive, която е нашата най-нежна и най-мека четка, и е клинично доказано, че предоставя нежно почистване, което отстранява 10 пъти повече плака в труднодостъпни зони* Главата на четката G3 Premium за грижа за венците осигурява до 7 пъти по-здрави венци само за 2 седмици****.

Технология Sonicare от следващо поколение



Насладете се на приятно четкане и на ново ниво на грижа за устната кухина с технологията Sonicare от следващо поколение. Докато четкате зъбите си, иновативната магнитна система на четката за зъби регулира силата на четкане по време на всяка сесия на почистване, осигурявайки оптимална ефективност от 62 000 движения на косъмчетата в минута, дори в труднодостъпни зони. Междувременно динамичното действие на течността


подпомага косъмчетата за почистване на плака, допринасяйки за постигане на цялостно почистване при всяко четкане.

12 настройки на почистване на зъбите



Пациентите имат контрол над предпочитаното четкане с Philips Sonicare 7100. Четири режима на четкане им помагат да се погрижат за здравето на венците, избелването, чувствителността и ежедневното почистване. Режимът Gum Health (Здраве на венците) поддържа здрави венци, като нежно масажират по линията на венците. Режимът White (Избелване) работи за отстраняване на повърхностни петна и полиране на зъбите за по-бяла усмивка. Режимът Sensitive (Чувствителни зъби) предоставя нежно и цялостно почистване, докато режимът Clean (Почистване) се фокусира върху отстраняване на плаката за превъзходно почистване. За персонализирано почистване пациентите могат да комбинират всеки режим с едно от три нива на интензивност, от високо до ниско, за сесия на почистване, която е точно за тях.


Сензор за натиск със светлинен пръстен



Пациентите може да забележат, когато четкат прекалено силно, но тази четка за зъби ще забележи. Интелигентният оптичен сензор


точно открива прекомерен натиск при четкане, след което започва да мига в лилаво, докато намалява вибрацията. Пациентите винаги ще знаят кога да регулират своето четкане и венците им ще останат защитени.

Приложение Philips Sonicare



Приложението Philips Sonicare безпроблемно се съвоява с четката за зъби и подпомага пациентите при подобряването и поддържането на здравето на устата им. Нашето приложение следи напредъка на четкането, като предоставя персонализирани насоки и отчети за напредък, за да могат пациентите да получават ценна информация относно тяхното четкане.

2-минутен таймер и функция за сегментиране на четкането



Две минути е цялото време, необходимо на пациентите за едно пълноценно почистване, така че нашият SmartTimer уведомява пациентите, когато времето изтече. За равномерно почистване в цялата устна кухина BrushPacer разделя сесиите на четкане на сегменти с лека пауза на вибрацията, което е знак да продължат. Това подпомага пациентите при постигането на равномерно почистване при всяко четкане.

Акценти

Напомняне за смяна BrushSync



Редовната смяна на главата на четката е важна част от поддържането на добро здраве на устната кухина. С технологията BrushSync пациентите могат лесно да поддържат най-високо качество работата на главата на четката. Проследявайки честотата на използване и интензивността на четкане, иновативната технология напомня на пациентите кога е време за поставяне на нова глава на четката.

Проектирано за дълъг живот



Ние проектирахме повторно нашите четки за зъби Philips Sonicare цялостно, за да бъдат здрави, леки и дълготрайни. Благодарение на нашия усъвършенстван процес на лазерно заваряване нашите четки за зъби са проектирани да четкат зъбите на пациентите години напред във времето.

До 3 седмици между зарежданията



Тази четка за зъби използва високоефективна батерия, която е изработена за подобряване на изживяването при четкане на пациентите.

С едно зареждане пациентите могат да се насладят на до три седмици редовно четкане, преди да се наложи да я презаредят.

Компактен калъф за пътуване



Нашият преработен калъф за пътуване е достатъчно компактен, за да се постави в чанта, и достатъчно здрав, за да предпази вашата четка за зъби Philips Sonicare по време на пътуването. Не само предпазва четката за зъби, но също така удобно съхранява две глави на четката. Сега пациентите могат да пътуват уверено, където и да ги отведе пътуването.

Спецификации

Включени в комплекта

USB-C кабел: 1

Степени на интензивност

Високо: За подсилване на вашето почистване

Средно: За ежедневно почистване

Ниски: За чувствителни зъби и венци

Технология с интелигентен сензор

Напомняне за смяна: BrushSync ви уведомява кога да смените главата на четката

Технология с интелигентен сензор

Обратна връзка при натиск: Светлинният пръстен светва в лилаво, Намалена вибрация и пулсиращ звук

Съвместимост

Безжична технология Bluetooth: Свързано приложение за почистване

Актуализация на продукта

Период на поддръжка: Philips ще осигури необходимите актуализации на сигурността до 31 декември 2026 г.

Захранване

Напрежение: 100-240 V

Технически спецификации

Батерия: Акумулаторна

Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване): 21 ден

Тип батерия: Литиево-йонна

Дизайн и покритие

Цвят: Бяло

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Съвместимост

Съвместимост с Android: Телефони с Android с Bluetooth 4.0 и по-нова версия

Съвместимост с iOS: iPhone с Bluetooth 4.0 и по-нова версия

Лесна употреба

Индикатор за батерията: Светещата икона показва състоянието на батерията

Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн

Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на главите с щракване

Таймер: SmarTimer и BrushPacer за цялостно и

старателно почистване

Зареждане от USB-A: Не е включен захранващ адаптер

Включени в комплекта

Зарядно устройство: 1

Калъф за пътуване: 1 елегантен калъф за пътуване

Дръжка: 1 четка за зъби с акумулаторна батерия 7100

Глава на четка: 1 A3 Premium "всичко в едно", 1 S2 Sensitive, 1 G3 Premium Gum Care

Работни показатели при почистване

Отстраняване на плаката: До 20 пъти по-ефективно*

Скорост: 62 000 движения на четката/мин

Gum Health: До 15 пъти по-здрави венци***

Избелване: До 100% по-малко петна**

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

Бяло: За премахване на повърхностни петна

Sensitive: За чувствителни зъби и венци

Gum Health: Нежно масажира венците ви



* Спрямо ръчна четка за зъби.

* * При режим Clean (Почистване) в сравнение с ръчна четка за зъби.

* * * В сравнение с ръчна четка за зъби. Проучване за инвитро; действителните резултати може да се различават.

* * * * При режим Gum Health (Грижа за венците) в сравнение с ръчна четка за зъби; измерено съгласно GBI.