

PHILIPS

sonicare



Ładowana
szczoteczka soniczna

7100

Do 20 razy lepsze usuwanie płytki
nazębnej

4 programy, 3 poziomy
intensywności

Widoczny alert nacisku

Aplikacja Philips Sonicare



HX7428/02

Perfekcyjne czyszczenie i do 7x zdrowsze dziąsła**

Do 20 razy lepsze usuwanie płytki nazębnej*

Szczoteczka Philips Sonicare 7100 jest wyposażona w technologię Sonicare nowej generacji, 4 tryby szczotkowania, 3 poziomy intensywności, widoczny alarm nacisku oraz główkę szczoteczki G3 Premium Gum Care.

Najwyższej jakości, delikatne czyszczenie

- Jedna końcówka szczoteczki zapewnia pełną pielęgnację

Szczotkowanie bez wysiłku

- Spersonalizuj czyszczenie dzięki 12 ustawieniom szczotkowania
- Chroń swoje dziąsła dzięki widocznemu czujnikowi siły nacisku
- Ulepsz rutynę pacjentów dzięki aplikacji Philips Sonicare
- Nigdy nie przegap momentu wymiany końcówki szczoteczki na nową

Najlepsze czyszczenie

- Technologia Sonicare nowej generacji

Zaprojektowany dla Twojego stylu życia

- Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki SmarTimer i BrushPacer
- Spawane laserowo dla zwiększenia wytrzymałości i trwałości
- Do 3 tygodni szczotkowania na jednym pełnym naładowaniu
- Ułatw sobie podróżowanie dzięki naszemu kompaktowemu, bardzo wytrzymałemu futerałowi podróżnemu


Zalety

Główka szczoteczki A3 typu All-in-One i nie tylko



Główka szczoteczki A3 Premium typu All-in-One została zaprojektowana z myślą o pacjentach. Dzięki główce szczoteczki A3 pacjenci mogą osiągnąć do 20 razy lepsze usuwanie płytki nazębnej*, do 15 razy zdrowsze dziąsła** i usunąć do 100% więcej przebarwień***. Również w zestawie: Główka szczoteczki S2 Sensitive, która jest naszą najdelikatniejszą i najbardziej miękką i klinicznie udowodniono, że zapewnia delikatne czyszczenie, które usuwa 10 razy więcej płytki nazębnej w trudno dostępnych miejscach* Główka szczoteczki G3 Premium Gum Care zapewnia do 7 razy zdrowsze dziąsła w zaledwie 2 tygodnie****.

Technologia Sonicare nowej generacji



Korzystaj z przyjemności szczotkowania i nowego poziomu pielęgnacji jamy ustnej dzięki technologii Sonicare nowej generacji. Podczas szczotkowania innowacyjny system magnetyczny szczoteczki dostosowuje moc szczotkowania podczas każdej sesji czyszczenia, zapewniając optymalną wydajność 62 tysięcy ruchów włosia na minutę, nawet w trudno dostępnych miejscach. Tymczasem dynamiczne działanie


plynu wspomaga włosie w czyszczeniu płytki nazębnej, pomagając osiągnąć pełne czyszczenie przy każdym szczotkowaniu.

12 ustawień szczotkowania



Preferowany sposób szczotkowania jest w rękach pacjentów dzięki szczoteczce Philips Sonicare 7100. 4 tryby szczotkowania pomagają dbać o zdrowie dziąseł, wybielanie, wrażliwość i codzienne czyszczenie. Tryb Gum Health wspiera zdrowe dziąsła poprzez delikatny masaż wzdłuż linii dziąseł. Tryb White usuwa przebarwienia powierzchniowe i poleruje zęby, zapewniając bielszy uśmiech. Tryb Sensitive zapewnia delikatne, dokładne czyszczenie, podczas gdy tryb Clean koncentruje się na usuwaniu płytki nazębnej, zapewniając doskonałe czyszczenie. Aby uzyskać spersonalizowane czyszczenie, można połączyć dowolny tryb z jednym z 3 poziomów intensywności, od wysokiego do niskiego, aby uzyskać sesję szczotkowania odpowiednią dla siebie.


Czujnik siły nacisku w postaci pierścienia świetlnego



Pacjenci mogą nie zauważyć, kiedy szczotkują zęby zbyt mocno, ale ta szczoteczka to robi. Inteligentny czujnik optyczny precyzyjnie


wykrywa nadmierny nacisk podczas szczotkowania, a następnie miga na fioletowo, jednocześnie redukując vibracje. Pacjenci zawsze będą wiedzieć, kiedy dostosować szczotkowanie, a ich dziąsła pozostaną chronione.

Aplikacja Philips Sonicare



Aplikacja Philips Sonicare bez trudu łączy się ze szczoteczką do zębów i wspiera użytkownika w poprawie i utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. Nasza aplikacja śledzi postępy w szczotkowaniu, zapewniając spersonalizowane wskazówki i raporty z postępów, dzięki czemu można uzyskać cenne informacje na temat szczotkowania.


2-minutowy timer i segmentowy zegar



Dwie minuty to wszystko, czego pacjenci potrzebują do całkowitego doczyszczenia, więc nasza funkcja SmartTimer poinformuje ich, kiedy czas się skończy. Aby zapewnić równomierne czyszczenie całej jamy ustnej, funkcja BrushPacer dzieli sesję czyszczenia na segmenty, a lekka przerwa w vibracjach jest sygnałem do przejścia dalej. Pomaga to w osiągnięciu równomiernego czyszczenia za każdym razem, gdy szczotkują zęby.


Zalety

Przypomnienie o wymianie końcówki



Regularna wymiana końcówki szczoteczki jest ważnym elementem dbania o zdrowie jamy ustnej. Dzięki technologii BrushSync łatwo jest utrzymać najlepszą wydajność końcówki szczoteczki. Innowacyjna technologia przypomina, kiedy nadszedł czas na wymianę główki szczoteczki.

Stworzony z myślą o trwałości



Przeprojektowaliśmy nasze szczoteczki Philips Sonicare od podstaw, aby były mocne, lekkie i trwałe. Dzięki zaawansowanemu procesowi spawania laserowego nasze szczoteczki do zębów są zaprojektowane tak, aby mogły służyć pacjentom przez wiele lat.

Do 3 tygodni między ładowaniami



Ta szczoteczka do zębów wykorzystuje wysokowydajny akumulator, który został zaprojektowany w celu zwiększenia komfortu

szczotkowania. Po jednym naładowaniu można cieszyć się nawet trzema tygodniami regularnego szczotkowania przed koniecznością ponownego naładowania.

Poręczny futerał podróżny



Nasz przeprojektowany futerał podróżny jest wystarczająco kompaktowy, aby zmieścić się w torbie i wystarczająco mocny, aby chronić szczoteczkę Philips Sonicare podczas podróży. Nie tylko chroni szczoteczkę, ale także wygodnie mieści dwie główki szczoteczki. Teraz pacjenci mogą bez obaw podróżować, dokądkolwiek zaprowadzi ich przygoda.

Dane techniczne

Elementy zestawu

Przewód USB-C: 1

Poziomy intensywności

Wysoki: Aby poprawić skuteczność czyszczenia

Średni: Do codziennego czyszczenia

Niski: Do wrażliwych zębów i dziąseł

Technologia Smart Sensor

Przypomnienie o wymianie końcówki:

Przypomnienie BrushSync informuje, kiedy należy wymienić końcówkę szczoteczki

Technologia Smart Sensor

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Pierścień świetlny świeci na fioletowo, Zmniejszone wibracje i cichszy dźwięk

Zgodność

Bezprzewodowa technologia Bluetooth:

Bezprzewodowe połączenie z aplikacją Sonicare

Aktualizacja produktu

Okres pomocy technicznej: Firma Philips będzie dostarczać niezbędne aktualizacje zabezpieczeń do 31 grudnia 2026 roku.

Moc

Napięcie: 100–240 V

Dane techniczne

Czas pracy baterii: 21 dni

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biały

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Zgodność

Zgodność z systemem Android: Telefony z systemem Android z Bluetooth w wersji 4.0 lub nowszej

Zgodność z systemem iOS: Telefony iPhone z Bluetooth w wersji 4.0 lub nowszej

Łatwość użytkowania

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips

Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Wskaźnik akumulatora: Podświetlana ikona informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Funkcje SmartTimer i BrushPacer zapewniają kompletne i dokładne szczotkowanie

Ładowanie przez USB-A: Zasilacz nie jest dołączony

Elementy zestawu

Etui podróżne: 1 kompaktowy futerał podróżny

Ładowarka: 1

Rączka: 1 ładowana szczoteczka do zębów 7100

Główka szczoteczki: 1 wysokiej jakości końcówka A3 typu All-in-One, 1 S2 Sensitive, 1 G3 Premium Gum Care

Skuteczność czyszczenia

Usuwanie płytki nazębnej: Do 20x mniej płytki bakteryjnej¹

Szybkość: 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Gum Health: Do 15 razy zdrowsze dziąsła***

Wybielanie: Nawet 100% mniej przebarwień**

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Biały: Usuwanie przebarwień

Gum Health: Delikatny masaż dziąseł

Delikatne czyszczenie: Do wrażliwych zębów i dziąseł



* w porównaniu ze szczoteczka manualną.

** w trybie Clean w porównaniu ze zwykłą szczoteczka

*** w porównaniu ze zwykłą szczoteczka. Badanie in vitro; rzeczywiste wyniki mogą się różnić.

**** w trybie zdrowia dziąseł, w porównaniu ze zwykłą szczoteczka; mierzone przez GBI.