

PHILIPS

sonicare



Įkraunamas ultragarsinis
dantų šepetėlis

5500

Pašalina iki 7 kartų daugiau
apnašų

2 režimai

Integruotas įspėjimas apie
spaudimą

21 dienų baterijos veikimo laikas



HX7110/02

Efektyvus valymas ir iki 2 kartų baltesni dantys*

Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų**

„Philips Sonicare 5500“ pasižymi naujos kartos „Sonicare“ technologija, specialiu balinimo režimu ir integruotu spaudimo signalu. Pridedamas kelioninis dėklas.

Pastangų nereikalaujantis dantų valymas

- Visada žinokite, kada laikas pakeisti šepetėlio galvutę
- 2 dantų valymo režimai, pritaikomi pagal jūsų valymo poreikius
- Integruotas įspėjimas apie spaudimą padeda apsaugoti danteną

Ypatingas švarumas

- Pažangus valymas pašalinant dėmes, kad dantys būtų baltesni
- Naujos kartos „Sonicare“ technologija

Sukurta pagal jūsų gyvenimo būdą

- Suvirinta lazeriu, siekiant užtikrinti tvirtumą ir ilgaamžiškumą
- Optimizuokite dantų valymą su „SmarTimer“ ir „BrushPacer“
- Valymas iki 3 savaičių įkrovus vieną kartą
- Patogiai keliaukite su mūsų kompaktišku, itin patvariu kelioniniu dėklu


Ypatybės

Šepetėlio galvutė „W2 Optimal White“



„Philips Sonicare 5500“ ne tik kruopščiai valo dantis, bet ir lengvai pašalina paviršines dėmes bei užtikrina baltą akinančią šypsena. Naudojant šepetėlio galvutę „W2 Optimal White“ lengva palaikyti iki 2 kartų baltesnius dantis tarp profesionalių dantų balinimo procedūrų, taip pat pašalinama iki 7 kartų daugiau apnašų nei naudojant rankinį dantų šepetėlį.

Naujos kartos „Sonicare“ technologija



Mėgaukitės malonių dantų valymo procesu ir nauju burnos priežiūros lygiu naudodami naujos kartos „Sonicare“ technologiją. Naujoviška dantų šepetėlio magnetinė sistema kiekvieno valymo seanso metu reguliuoja dantų valymo galią ir užtikrina optimalų 62 000 šerelių judesių per minutę našumą net ir sunkiai pasiekiamose vietose. Tuo tarpu dinaminis skysčio poveikis padeda šepetėlio galvutei efektyviai valyti švelniai skalaujant danteną palei dantenų liniją ir tarpdančius, todėl kiekvieną kartą valydami dantis pajusite išskirtinę švarą.

2 valymo režimai



„Philips Sonicare 5500“ turi 2 dantų valymo režimus, kad galėtumėte kuo geriau prižiūrėti savo dantis ir danteną. „Clean“ režimu

pašalinamos apnašos, kad dantis būtų itin švarūs, o naudojant „White“ režimą pašalinami paviršiaus nešvarumai, kad šypsena būtų dar baltesnė.

Integruotas įspėjimas apie spaudimą



Patys galite nepastebėti, kad valote dantis per stipriai, tačiau tai nustatys šis dantų šepetėlis. Išmanusis optinis jutiklis tiksliai aptinka perteklinį šepetėlio spaudimą ir informuoja apie tai pulsuojančiu garsu bei sumažina vibraciją. Visada žinosite, kada pakoreguoti dantų valymą, ir jūsų dantenos bus apsaugotos.

„BrushSync“ keitimo priminimas



Svarbu reguliariai keisti šepetėlio galvutę, kad palaikytumėte gerą burnos sveikatą. „BrushSync“ technologija padeda užtikrinti, kad šepetėlio galvutė veiktų kuo geriau. Ši pažangi technologija stebi naudojimo dažnumą ir valymo intensyvumą bei primena, kada laikas keisti šepetėlio galvutę.


2 minučių ir valymo intervalų laikmatis



Dantims visiškai išsivalyti pakanka dviejų minučių, o apie tai informuoja mūsų „SmarTimer“ funkcija. Kad išsivalytumėte dantis

kruopščiai ir tolygiai, „BrushPacer“ funkcija suskirsto valymo procedūrą į kelis etapus, o nedidelė vibracijos pauzė yra ženklas, kad reikia pereiti prie kito etapo. Tai padeda tolygiai išsivalyti dantis kiekvieną kartą.

Sukurta ilgam



Sukūrėme „Philips Sonicare“ dantų šepetėlius taip, kad jie būtų tvirti, lengvi ir ilgaamžiški. Mūsų pažangi lazerinio suvirinimo procedūra užtikrina, kad dantų šepetėlius galėsite naudoti ilgus metus.

Iki 3 savaitių tarp įkrovimų



Šiame dantų šepetėlyje naudojamas didelio našumo akumuliatorius, kuris padeda užtikrinti dar efektyvesnį dantų valymą. Vienu įkrovimu galite reguliariai valyti dantis iki trijų savaitių.

Kompaktiškas kelioninis dėklas



Mūsų atnaujinto dizaino kelioninis dėklas yra pakankamai kompaktiškas, kad tilptų į krepšį, ir pakankamai tvirtas, kad apsaugotų jūsų „Philips Sonicare“ dantų šepetėlį kelionėje. Jis ne tik apsaugo jūsų dantų šepetėlį, bet jame taip pat patogiu laikyti dvi šepetėlio galvutes. Dabar galite drąsiai leistis į bet kokią kelionę.

5500

Įkraunamas ultragarsinis dantų šepetėlis

HX7110/02

Specifikacijos

Maitinimas

Įtampa: 100–240 V

Techniniai duomenys

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): 21 diena

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Baterijos tipas: Ličio jonų

Dizainas ir apdaila

Spalva: Balta

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Baterijos indikatorius: Šviečianti piktograma rodo baterijos veikimo trukmę

Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

Laikmatis: „BrushPacer“ ir „SmarTimer“ funkcijos kruopščiam dantų valymui

USB-A įkrovimas: Maitinimo adapteris nepridedamas

Pridėti priedai

Rankenėlė: 1 5500 įkraunamas dantų šepetėlis

Įkroviklis: 1

Kelioninis dėklas: 1 grakštus kelioninis dėklas

Šepetėlio galvutė: 1 „W2 Optimal White“

Valymo veiksmingumas

Greitis: 62 000 šepetėlio judesių / min

Apnašų pašalinimas: Iki 7 kartų veiksmingesnis**

Balinimas: Iki 2 kartų baltesni dantys*

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

Balta: Paviršinėms dėmėms šalinti

Išmanioji jutiklinė technologija

Atsakomoji reakcija į spaudimą: Mažesnė

vibracija ir tylesnis pulsavimas

Pakeitimo priminimas: „BrushSync“ funkcija padeda suprasti, kada keisti šepetėlio galvutę

