

PHILIPS

sonicare



Spazzolino sonico
ricaricabile

6500

Una rimozione della placca fino a
10 volte superiore

3 modalità, 3 intensità

Avviso di pressione visibile

App Philips Sonicare



HX7411/01

Pulizia delicata per denti e gengive sensibili

Una rimozione della placca fino a 10 volte superiore*

Philips Sonicare 6500 è dotato della tecnologia Sonicare di nuova generazione, di una modalità Sensitive dedicata, di 3 livelli di intensità, di un avviso di pressione e di due testine: S2 Sensitive e W2 Whitening

Pulizia dei denti senza sforzo

- Personalizza la tua igiene con 9 impostazioni di pulizia dei denti

Pulizia dei denti senza sforzo

- Sii sempre al corrente di quando è il momento di acquistare una nuova testina
- Proteggi le tue gengive con l'avviso di pressione visibile
- Migliora la tua routine con l'app Philips Sonicare

Pulizia impeccabile

- Tecnologia Sonicare di nuova generazione

Pulizia delicata e di qualità superiore

- Pulizia e sbiancamento delicati per denti e gengive sensibili

Progettato su misura per te

- Saldato al laser per una maggiore resistenza e durata
- Fino a 3 settimane di pulizia con una ricarica completa
- Viaggia con facilità grazie alla nostra custodia da viaggio compatta e ultra resistente


6500

Spazzolino sonico ricaricabile

HX7411/01


In evidenza

S2 Sensitive e W2 Whitening



Philips Sonicare 6500 offre un'esperienza di pulizia delicata, anche per denti e gengive sensibili. Grazie alla nuova testina S2 Sensitive, realizzata con le setole più morbide di Sonicare, è stato progettato in modo unico per offrire una pulizia delicata che rimuove fino a 10 volte più placca nelle zone difficili da raggiungere.** Inoltre, con la testina W2 Optimal White è facile mantenere la brillantezza dei denti tra un trattamento sbiancante professionale e l'altro, rimuovendo fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.


Tecnologia Sonicare di nuova generazione



Goditi una piacevole esperienza di pulizia e un nuovo livello di igiene orale con la tecnologia Sonicare di nuova generazione. Durante la pulizia dei denti, l'innovativo sistema magnetico dello spazzolino regola la potenza di pulizia in ogni sessione di utilizzo, offrendo prestazioni ottimali con 62.000 movimenti di setole al minuto, anche nelle zone difficili da raggiungere. Nel frattempo, l'azione fluida e dinamica


favorisce le prestazioni delle setole durante la rimozione della placca, per una pulizia completa a ogni utilizzo.

9 impostazioni di pulizia dei denti



Progettato per denti e gengive sensibili, Philips Sonicare 6500 ti consente di scegliere tra 3 modalità di pulizia, per adattarsi alle tue esigenze. La modalità Sensitive offre una pulizia delicata e accurata, mentre la modalità Clean si concentra sulla rimozione della placca per una pulizia superiore. La modalità White ha un'azione più profonda per rimuovere le macchie superficiali e rendere i denti brillanti per un sorriso più bianco. Per una pulizia personalizzata, puoi combinare qualsiasi modalità con uno dei 3 livelli di intensità, da alta a bassa, per la sessione di igiene dentale più adatta alle tue esigenze.


Avviso di pressione con anello luminoso



Forse tu non ti accorgi quando spazzoli con troppa forza, ma questo spazzolino sì. Il sensore ottico intelligente rileva con precisione se viene effettuata una pressione eccessiva, quindi

lampeggia in viola riducendo al contempo le vibrazioni. Saprai sempre quando regolare lo spazzolino e le gengive rimarranno protette.

App Philips Sonicare



L'app Philips Sonicare si abbina perfettamente allo spazzolino e ti aiuta a migliorare e mantenere la tua igiene orale. La nostra app tiene traccia dei tuoi progressi di pulizia, fornendo indicazioni personalizzate e report di avanzamento per ottenere informazioni preziose sulla tua pulizia dei denti.

Timer di 2 minuti e BrushPacer



Due minuti è ciò di cui hai bisogno per una pulizia completa, con il nostro SmarTimer potrai sapere quando il tempo è finito. Per una pulizia uniforme in tutta la bocca, BrushPacer divide la sessione in segmenti, con una leggera pausa di vibrazione che indica il momento di andare avanti. In questo modo potrai ottenere una pulizia uniforme a ogni spazzolamento.


6500

Spazzolino sonico ricaricabile

HX7411/01

In evidenza

Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync



Sostituire regolarmente la testina è importante per mantenere una buona igiene orale. Con la tecnologia BrushSync, è facile garantire le prestazioni ottimali della testina. Monitorando la frequenza di utilizzo e l'intensità di spazzolamento, l'innovativa tecnologia ti ricorda quando è il momento di acquistare una nuova testina.

Progettato per durare a lungo



Abbiamo riprogettato i nostri spazzolini Philips Sonicare dentro e fuori per renderli resistenti, leggeri e duraturi. Grazie a un avanzato processo di saldatura al laser, i nostri spazzolini sono progettati per essere utilizzati per molti anni.

Fino a 3 settimane tra una ricarica e l'altra



Questo spazzolino utilizza una batteria ad alte prestazioni progettata per migliorare la tua esperienza di pulizia. Con una sola ricarica, puoi utilizzare questo spazzolino regolarmente fino a tre settimane prima di doverlo ricaricare.

Custodia da viaggio compatta



La nostra custodia da viaggio riprogettata è abbastanza compatta da poter essere inserita in una borsa e abbastanza resistente da proteggere il tuo spazzolino Philips Sonicare durante gli spostamenti. Non solo protegge lo spazzolino, ma può contenere anche due testine. Ora puoi viaggiare ovunque senza pensieri.

6500

Spazzolino sonico ricaricabile

HX7411/01

Specifiche

Intensità

Alta: Per migliorare la tua pulizia

Media: Per la pulizia di tutti i giorni

Bassa: Per denti e gengive sensibili

Aggiornamento del prodotto

Periodo di supporto: Philips fornirà gli aggiornamenti di sicurezza necessari fino al 31 dicembre 2026.

Assorbimento

Voltaggio: 100 - 240 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica): 21 giorni

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Nero

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Compatibilità

Tecnologia wireless Bluetooth: App per la pulizia denti connessa

Compatibilità Android: Telefoni Android con Bluetooth 4.0 e versioni successive

Compatibilità iOS: iPhone con Bluetooth 4.0 e versioni successive

Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: L'icona illuminata indica la durata della batteria

Manico: Design ergonomico e compatto

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Timer: SmarTimer e BrushPacer per una pulizia completa e accurata

Ricarica tramite USB-A: Alimentatore non incluso

Accessori inclusi

Caricabatterie: 1

Custodia da viaggio: 1 custodia da viaggio sottile

Manico: 1 spazzolino ricaricabile 6500

Testina per spazzolino: 1 S2 Sensitive, 1 W2 Optimal White

Prestazioni di pulizia

Velocità: 62.000 movimenti al minuto

Rimozione della placca: Fino a 10 volte più efficace*

Gum Health: Gengive fino a 5 volte più sane**

Sbiancamento: Denti fino a 2 volte più bianchi***

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Bianco: Per rimuovere le macchie superficiali

Sensitive: Per denti e gengive sensibili

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Feedback sulla pressione esercitata: L'anello luminoso diventa viola, Vibrazioni e suono intermittente ridotti

Promemoria di sostituzione: BrushSync ti avverte quando sostituire la testina

