

PHILIPS

sonicare



Įkraunamas ultragarsinis
dantų šepetėlis

5300

Pašalina iki 7 kartų daugiau
apnašų

2 intensyvumai

Integruotas įspėjimas apie
spaudimą

21 dienų baterijos veikimo laikas



HX7109/01

Geresnis apnašų šalinimas ir baltesni dantys*

Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų*

„Philips Sonicare 5300“ pasižymi naujos kartos „Sonicare“ technologija, 2 intensyvumo lygiais ir spaudimo signalu, kuris įspėja, jei valote per stipriai. Su balinti skirta šepetėlio galvute.

Pastangų nereikalaujantis dantų valymas

- Visada žinokite, kada laikas pakeisti šepetėlio galvutę
- 2 intensyvumo lygiai, pritaikomi pagal jūsų valymo poreikius
- Integruotas įspėjimas apie spaudimą padeda apsaugoti danteną

Ypatingas švarumas

- Pažangus valymas pašalinant dėmes, kad dantys būtų baltesni
- Naujos kartos „Sonicare“ technologija

Sukurta pagal jūsų gyvenimo būdą

- Suvirinta lazeriu, siekiant užtikrinti tvirtumą ir ilgaamžiškumą
- Valymas iki 3 savaičių įkrovus vieną kartą
- Optimizuokite dantų valymą su „SmarTimer“ ir „BrushPacer“
- Patogiai keliaukite su mūsų kompaktišku, itin patvariu kelioniniu dėklu


Ypatybės

Šepetėlio galvutė „W2 Optimal White“



„Philips Sonicare 5300“ ne tik kruopščiai valo dantis, bet ir lengvai pašalina paviršines dėmes bei užtikrina baltą akinančią šypseną. Naudojant šepetėlio galvutę „W2 Optimal White“ lengva palaikyti dantų baltumą tarp profesionalių dantų balinimo procedūrų, taip pat pašalinama iki 7 kartų daugiau apnašų nei naudojant rankinį dantų šepetėlį.

Naujos kartos „Sonicare“ technologija



Mėgaukitės maloniu dantų valymu ir naujo lygio burnos priežiūra su naujos kartos „Sonicare“ technologija. Jums valantis dantis, naujoviška dantų šepetėlio magnetinė sistema reguliuoja valymo galią kiekvieno valymo seanso metu, užtikrindama optimalų 62 000 šerelių judesių skaičių per minutę, netgi sunkiai pasiekiamose vietose. Tuo tarpu dinaminis skysčio poveikis padeda šereliams dar geriau pašalinti apnašas, kad kaskart dantis išsivalytumėte nepriekaištingai.


2 intensyvumo lygiai



„Philips Sonicare 5300“ turi 2 intensyvumo lygius, kad galėtumėte kuo geriau prižiūrėti savo dantis ir dantenas. Šis dantų šepetėlis suteikia galimybę

valyti dantis dideliu intensyvumu pasirenkant aukštesnį nustatymą arba švelniai ir kruopščiai pasirenkant žemesnį nustatymą.

Integruotas įspėjimas apie spaudimą



Patys galite nepastebėti, kad valote dantis per stipriai, tačiau tai nustatys šis dantų šepetėlis. Išmanusis optinis jutiklis tiksliai aptinka perteklinį šepetėlio spaudimą ir informuoja apie tai pulsuojančiu garsu bei sumažina vibraciją. Visada žinosite, kada pakoreguoti dantų valymą, ir jūsų dantenos bus apsaugotos.

„BrushSync“ keitimo priminimas



Svarbu reguliariai keisti šepetėlio galvutę, kad palaikytumėte gerą burnos sveikatą. „BrushSync“ technologija padeda užtikrinti, kad šepetėlio galvutė veiktų kuo geriau. Ši pažangi technologija stebi naudojimo dažnumą ir valymo intensyvumą bei primena, kada laikas keisti šepetėlio galvutę.


2 minučių ir valymo intervalų laikmatis



Dantims visiškai išsivalyti pakanka dviejų minučių, o apie tai informuoja mūsų „SmarTimer“ funkcija. Kad išsivalytumėte dantis kruopščiai ir tolygiai, „BrushPacer“ funkcija suskirsto valymo procedūrą į kelis etapus, o

nedidelė vibracijos pauzė yra ženklas, kad reikia pereiti prie kito etapo. Tai padeda tolygiai išsivalyti dantis kiekvieną kartą.

Sukurta ilgam



Sukūrėme „Philips Sonicare“ dantų šepetėlius taip, kad jie būtų tvirti, lengvi ir ilgaamžiški. Mūsų pažangi lazerinio suvirinimo procedūra užtikrina, kad dantų šepetėlius galėsite naudoti ilgus metus.

Iki 3 savaičių tarp įkrovimų



Šiame dantų šepetėlyje naudojamas didelio našumo akumuliatorius, kuris padeda užtikrinti dar efektyvesnį dantų valymą. Vienu įkrovimu galite reguliariai valyti dantis iki trijų savaičių.

Kompaktiškas kelioninis dėklas



Mūsų atnaujinto dizaino kelioninis dėklas yra pakankamai kompaktiškas, kad tilptų į krepšį, ir pakankamai tvirtas, kad apsaugotų jūsų „Philips Sonicare“ dantų šepetėlį kelionėje. Jis ne tik apsaugo jūsų dantų šepetėlį, bet jame taip pat patogų laikyti dvi šepetėlio galvutes. Dabar galite drąsiai leisti į bet kokią kelionę.

5300

Įkraunamas ultragarsinis dantų šepetėlis

HX7109/01

Specifikacijos

Intensyvumo nustatymai

Aukštas: Gilesnis valymas

Žemas: Jautriems dantims ir dantenoms

Maitinimas

Įtampa: 100–240 V

Techniniai duomenys

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): 21 diena

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Baterijos tipas: Ličio jonų

Dizainas ir apdaila

Spalva: Juoda ir balta

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Baterijos indikatorius: Šviečianti piktograma

rodo baterijos veikimo trukmę

Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos

šepetėlio galvutės

Laikmatis: „BrushPacer“ ir „SmarTimer“ funkcijos

kruopščiam dantų valymui

USB-A įkrovimas: Maitinimo adapteris

nepridedamas

Pridėti priedai

Įkroviklis: 1

Rankenėlė: 2 5300 įkraunamas dantų šepetėlis

Kelioninis dėklas: 2 grakštūs kelioniniai dėklai

Šepetėlio galvutė: 2 „W2 Optimal White“

Valymo veiksmingumas

Greitis: 62 000 šepetėlio judesių / min

Apnašų pašalinimas: Iki 7 kartų veiksmingesnis*

Balinimas: Pašalina paviršines dėmes

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

Išmanioji jutiklinė technologija

Atsakomoji reakcija į spaudimą: Mažesnė

vibracija ir tylesnis pulsavimas

Pakeitimo priminimas: „BrushSync“ funkcija

padaeda suprasti, kada keisti šepetėlio galvutę

