

PHILIPS

sonicare



Įkraunamas ultragarsinis
dantų šepetėlis

6500

Pašalina iki 10 kartų daugiau
apnašų

3 režimai, 3 intensyvumo
nustatymai

Vaizdinis įspėjimas apie spaudimą
„Philips Sonicare“ programėlė



HX7411/02

Švelnus valymas net turint jautrius dantis ir dantenas

Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų*

„Philips Sonicare 6500“ naudoja naujos kartos „Sonicare“ technologiją bei turi specialų režimą „Sensitive“, 3 intensyvumo lygius, spaudimo signalą ir „S2 Sensitive“ šepetėlių galvutę.

Švelnus, nepriekaištingas valymas

- Švelnus valymas turintiems jautrius dantis ir dantenas

Pastangų nereikalaujantis dantų valymasis

- Pagerinkite dantų valymo įpročius naudodamiesi „Philips Sonicare“ programėle
- Vaizdinis įspėjimas apie spaudimą padeda apsaugoti dantenas
- Visada žinokite, kada laikas pakeisti šepetėlio galvutę

Pastangų nereikalaujantis dantų valymasis

- 9 dantų valymo nustatymų, pritaikomų pagal jūsų valymo poreikius

Ypatingas švarumas

- Naujos kartos „Sonicare“ technologija

Sukurta pagal jūsų gyvenimo būdą

- Suvirinta lazeriu, siekiant užtikrinti tvirtumą ir ilgaamžiškumą
- Keliaukite be vargo su mūsų aukščiausios kokybės kelioniniu krovimo dėklu
- Valymas iki 3 savaičių įkrovus vieną kartą


Ypatybės

Šepetėlio galvutė „S2 Sensitive“



„Philips Sonicare 6500“ švelniai valo net jautrius dantis ir dantenas. Naujoji šepetėlio galvutė „S2 Sensitive“, pagaminta naudojant „Sonicare“ minkščiausias šerelius, yra sukurta taip, kad valytų švelniai ir pašalintų iki 10 kartų daugiau apnašų sunkiai pasiekiamose vietose.*

Naujos kartos „Sonicare“ technologija



Mėgaukitės maloniu dantų valymo procesu ir nauju burnos priežiūros lygiu naudodami naujos kartos „Sonicare“ technologiją. Naujoviška dantų šepetėlio magnetinė sistema kiekvieno valymo seanso metu reguliuoja dantų valymo galią ir užtikrina optimalų 62 000 šerelių judesį per minutę našumą net ir sunkiai pasiekiamose vietose. Tuo tarpu dinaminis skysčio poveikis padeda šepetėlio galvutei efektyviai valyti švelniai skalaujant danteną palei dantenų liniją ir tarpdančius, todėl kiekvieną kartą valydami dantis pajusite išskirtinę švarą.


9 dantų valymo nustatymų



Jautriems dantis ir dantenoms sukurta „Philips Sonicare 6500“ galima naudoti trims valymo režimais, kad pasirinktumėte sau tinkamą


valymą. Naudojant „Sensitive“ režimą dantis valomi švelniai ir kruopščiai, o „Clean“ režimu orientuojamasi į apnašų pašalinimą, kad dantis būtų itin švarūs. Naudojant „White“ režimą pašalinami paviršiaus nešvarumai, kad šypsena būtų dar baltesnė. Valymą galite pritaikyti pagal savo poreikius, derindami bet kurį režimą su vienu iš 3 intensyvumo lygių, nuo „High“ (aukštas) iki „Low“ (žemas).

Šviečiantis žiedas, įspėjantis apie spaudimą



Patys galite nepastebėti, kad valote dantis per stipriai, tačiau tai nustatys šis dantų šepetėlis. Išmanusis optinis jutiklis tiksliai aptinka perteklinį šepetėlio spaudimą, pradeda šviesti violetine spalva ir sumažina vibraciją. Visada žinosite, kada pakoreguoti dantų valymą, ir jūsų dantenos bus apsaugotos.

„Philips Sonicare“ programėlė



„Philips Sonicare“ programėlė sklandžiai susieja jūsų dantų šepetėlį ir padeda gerinti bei palaikyti burnos sveikatą. Mūsų programėlė stebi jūsų dantų valymo procedūras, teikia asmenines rekomendacijas ir pažangos ataskaitas, kad gautumėte vertingų įžvalgų apie dantų valymą.

2 minučių ir valymo intervalų laikmatis



Dantis visiškai išsivalyti pakanka dviejų minučių, o apie tai informuoja mūsų „SmarTimer“ funkcija. Kad išsivalytumėte dantis kruopščiai ir tolygiai, „BrushPacer“ funkcija suskirsto valymo procedūrą į kelis etapus, o nedidelė vibracijos pauzė yra ženklas, kad reikia pereiti prie kito etapo. Tai padeda tolygiai išsivalyti dantis kiekvieną kartą.

„BrushSync“ keitimo priminimas



Svarbu reguliariai keisti šepetėlio galvutę, kad palaikytumėte gerą burnos sveikatą. „BrushSync“ technologija padeda užtikrinti, kad šepetėlio galvutė veiktų kuo geriau. Ši pažangi technologija stebi naudojimo dažnumą ir valymo intensyvumą bei primena, kada laikas keisti šepetėlio galvutę.


6500

Įkraunamas ultragarsinis dantų šepetėlis

HX7411/02

Ypatybės

Sukurta ilgam



Sukūrėme „Philips Sonicare“ dantų šepetėlius taip, kad jie būtų tvirti, lengvi ir ilgaamžiški. Mūsų pažangi lazerinio suvirinimo procedūra užtikrina, kad dantų šepetėlius galėsite naudoti ilgus metus.

Iki 3 savaičių tarp įkrovimų



Šiame dantų šepetėlyje naudojamas didelio našumo akumulatorius, kuris padeda užtikrinti dar efektyvesnį dantų valymą. Vienu įkrovimu galite reguliariai valyti dantis iki trijų savaičių.

kelioninis krovimo dėklas.



Mūsų atnaujinto dizaino kelioninis krovimo dėklas su integruotu USB-C prievadu ir krovimo laidu suteikia galimybę įkrauti dantų šepetėlį keliaujant, neatidarant dėklo. Jis yra ir pakankamai tvirtas, kad apsaugotų jūsų dantų šepetėlį kelionėje, ir pakankamai kompaktiškas, kad tilptų į bet kokią krepšį, todėl yra puikus kelionių palydovas.

Specifikacijos

Intensyvumo nustatymai

Aukštas: Gilesnis valymas

Vidutinis: Valymui kasdien

Žemas: Jautriems dantims ir dantenoms

Produkto atnaujinimas

Palaikymo laikotarpis: „Philips“ iki 2026 m.

gruodžio 31 d. teiks būtinus saugumo atnaujinimus.

Maitinimas

Įtampa: 100–240 V

Techniniai duomenys

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): 21 diena

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Baterijos tipas: Ličio jonų

Dizainas ir apdaila

Spalva: Juoda

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Suderinamumas

Suderinamumas su „Android“: „Android“ telefonai su „Bluetooth 4.0“ arba vėlesne versija „Bluetooth“ belaidė technologija: Valymo programa prisijungus

Suderinamumas su „iOS“: „iPhone“ su „Bluetooth 4.0“ arba vėlesne versija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Baterijos indikatorius: Šviečianti piktograma rodo baterijos veikimo trukmę

Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

Laikmatis: „BrushPacer“ ir „SmarTimer“ funkcijos kruopščiam dantų valymui

USB-A įkrovimas: Maitinimo adapteris nepridedamas

Pridėti priedai

Įkroviklis: 1

Rankenėlė: 1 6500 įkraunamas dantų šepetėlis

Kelioninis dėklas: 1 kelioninis krovimo dėklas

Šepetėlio galvutė: 1 „S2 Sensitive“

USB-A kabelis: 1

Valymo veiksmingumas

Greitis: 62 000 šepetėlio judesių / min

Apnašų pašalinimas: Iki 10 kartų veiksmingesnis*

„Gum Health“: Iki 5 kartų sveikesnės dantenos**

Balinimas: Iki 2 kartų baltesni dantys***

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

Balta: Paviršinėms dėmėms šalinti

„Sensitive“: Jautriems dantims ir dantenoms

Išmanioji jutiklinė technologija

Atsakomoji reakcija į spaudimą: Žiedas šviečia violetine spalva, Mažesnė vibracija ir tylesnis pulsavimas

Pakeitimo priminimas: „BrushSync“ funkcija padeda suprasti, kada keisti šepetėlio galvutę

