

PHILIPS

sonicare



Spazzolino sonico
ricaricabile

7100

Una rimozione della placca fino a
20 volte superiore

4 modalità, 3 intensità

Avviso di pressione visibile

App Philips Sonicare



HX7428/02

Pulizia perfetta con gengive fino a 7 volte più sane**

Una rimozione della placca fino a 20 volte superiore*

Philips Sonicare 7100 è dotato della tecnologia Sonicare di nuova generazione, di 4 modalità di spazzolamento, 3 livelli di intensità, un avviso di pressione visibile e della testina G3 Premium Gum Care.

Pulizia premium e delicata

- Testina unica per un'igiene orale completa

Pulizia dei denti senza sforzo

- Personalizza la tua igiene con 12 impostazioni di pulizia dei denti
- Sii sempre al corrente di quando è il momento di acquistare una nuova testina
- Proteggere le gengive con l'avviso di pressione visibile
- Migliorare la propria routine di pulizia con l'app Philips Sonicare

Pulizia impeccabile

- Tecnologia Sonicare di nuova generazione

Progettato su misura per te

- Fino a 3 settimane di pulizia con una ricarica completa
- Viaggia con facilità grazie alla nostra custodia da viaggio compatta e ultra resistente
- Saldato al laser per una maggiore resistenza e durata
- Ottimizzare la pulizia dei denti con Smartimer e BrushPacer

In evidenza

Testina A3 all-in-one + altre funzioni



La testina A3 all-in-one Premium è stata progettata pensando ai pazienti. Con la testina A3, è possibile rimuovere fino a 20 volte più placca*, avere gengive fino a 15 volte più sane** e rimuovere fino al 100% di macchie in più***. Inoltre, è inclusa la testina S2 Sensitive, la nostra soluzione più delicata e morbida, clinicamente testata, per una pulizia delicata che rimuove 10 volte più placca nelle zone difficili da raggiungere*. La testina G3 Premium Gum Care fornisce gengive fino a 7 volte più sane in sole 2 settimane****.

Tecnologia Sonicare di nuova generazione



Goditi una piacevole esperienza di pulizia e un nuovo livello di igiene orale con la tecnologia Sonicare di nuova generazione. Durante la pulizia dei denti, l'innovativo sistema magnetico dello spazzolino regola la potenza di pulizia in ogni sessione di utilizzo, offrendo prestazioni ottimali con 62.000 movimenti di setole al minuto, anche nelle zone difficili da raggiungere. Nel frattempo, l'azione fluida e dinamica


favorisce le prestazioni delle setole durante la rimozione della placca, per una pulizia completa a ogni utilizzo.

12 impostazioni di pulizia dei denti



La pulizia dei denti è nelle mani dei pazienti con Philips Sonicare 7100. 4 modalità di pulizia aiutano a prendersi cura della salute delle gengive, dello sbiancamento, della sensibilità e della pulizia quotidiana. La modalità Gum Health consente di avere gengive sane massaggiando delicatamente il bordo gengivale. La modalità White permette di rimuovere le macchie superficiali e rendere i denti brillanti per un sorriso più bianco. La modalità Sensitive offre una pulizia delicata e accurata, mentre la modalità Clean si concentra sulla rimozione della placca per una pulizia superiore. Per una pulizia personalizzata, è possibile combinare qualsiasi modalità con uno dei tre livelli di intensità, da alta a bassa, per un'igiene dentale più adatta alle proprie esigenze.


Sensore di pressione con anello luminoso



Non è facile accorgersi quando si spazzola con troppa forza, ma con questo spazzolino è possibile. Il sensore ottico intelligente rileva con


precisione se viene esercitata una pressione eccessiva, quindi lampeggia in viola riducendo al contempo le vibrazioni. In questo modo è possibile regolare lo spazzolino e le gengive rimarranno protette.

App Philips Sonicare



L'app Philips Sonicare si abbina perfettamente allo spazzolino e aiuta a migliorare e mantenere la propria igiene orale. La nostra app tiene traccia dei progressi di pulizia, fornendo indicazioni personalizzate e report di avanzamento per ottenere informazioni preziose sulla propria pulizia dei denti.

Timer di 2 minuti e BrushPacer



Due minuti è ciò di cui si ha bisogno per una pulizia completa, con il nostro Smartimer sarà possibile sapere quando il tempo è finito. Per una pulizia uniforme in tutta la bocca, BrushPacer divide la sessione in segmenti, con una leggera pausa di vibrazione che indica il momento di andare avanti. In questo modo sarà possibile ottenere una pulizia uniforme a ogni spazzolamento.

7100

Spazzolino sonico ricaricabile

HX7428/02

In evidenza

Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync



Sostituire regolarmente la testina è importante per mantenere una buona igiene orale. Con la tecnologia BrushSync, è facile garantire le prestazioni ottimali della testina. Monitorando la frequenza di utilizzo e l'intensità di spazzolamento, l'innovativa tecnologia ricorda quando è il momento di acquistare una nuova testina.

Progettato per durare a lungo



Abbiamo riprogettato i nostri spazzolini Philips Sonicare dentro e fuori per renderli resistenti, leggeri e duraturi. Grazie a un avanzato processo di saldatura al laser, i nostri spazzolini sono progettati per essere utilizzati per molti anni.

Fino a 3 settimane tra una ricarica e l'altra



Questo spazzolino utilizza una batteria ad alte prestazioni progettata per migliorare l'esperienza di pulizia. Con una sola ricarica, è

possibile utilizzare questo spazzolino regolarmente fino a tre settimane prima di doverlo ricaricare.

Custodia da viaggio compatta



La nostra custodia da viaggio riprogettata è abbastanza compatta da poter essere inserita in una borsa e abbastanza resistente da proteggere il tuo spazzolino Philips Sonicare durante gli spostamenti. Non solo protegge lo spazzolino, ma può contenere anche due testine. Ora è possibile viaggiare ovunque senza pensieri.

7100

Spazzolino sonico ricaricabile

HX7428/02

Specifiche

Intensità

Alta: Per migliorare la tua pulizia

Media: Per la pulizia di tutti i giorni

Bassa: Per denti e gengive sensibili

Aggiornamento del prodotto

Periodo di supporto: Philips fornirà gli aggiornamenti di sicurezza necessari fino al 31 dicembre 2026.

Assorbimento

Voltaggio: 100-240 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica): 21 giorni

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Compatibilità

Tecnologia wireless Bluetooth: App per la pulizia denti connessa

Compatibilità Android: Telefoni Android con Bluetooth 4.0 e versioni successive

Compatibilità iOS: iPhone con Bluetooth 4.0 e versioni successive

Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: L'icona illuminata indica la durata della batteria

Manico: Design ergonomico e compatto

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Timer: SmarTimer e BrushPacer per una pulizia completa e accurata

Ricarica tramite USB-A: Alimentatore non incluso

Accessori inclusi

Custodia da viaggio: 1 custodia da viaggio sottile

Caricabatterie: 1

Manico: 1 spazzolino ricaricabile 7100

Testina per spazzolino: 1 Premium All-in-One A3, 1 S2 Sensitive, 1 G3 Premium Gum Care

Cavo USB-C: 1

Prestazioni di pulizia

Rimozione della placca: Fino a 20 volte più efficace*

Velocità: 62.000 movimenti al minuto

Gum Health: Gengive fino a 15 volte più sane***

Sbiancamento: Fino al 100% di macchie in meno**

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Bianco: Per rimuovere le macchie superficiali

Sensitive: Per denti e gengive sensibili

Gum Health: Massaggia delicatamente le gengive

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Feedback sulla pressione esercitata: L'anello luminoso diventa viola, Vibrazioni e suono intermittente ridotti

Promemoria di sostituzione: BrushSync ti avverte quando sostituire la testina

