

PHILIPS

sonicare



ソニックアール プレミアムオールインワンブラシヘッド

A3 Premium All-in-One

2本組

レギュラーサイズ

はめ込み式

ブラシヘッド交換お知らせ機能



HX9092/67

ソニックアール 史上最高*1のブラシヘッド

この一本で歯垢除去・ステイン除去・歯ぐきケアまで全てアプローチ

日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率 NO.1*2の電動歯ブラシブランド、フィリップス ソニックアール。プレミアムオールインワンは、一本で歯垢除去・ステイン除去・歯ぐきケアまですべてを叶えるソニックアール 史上最高*1のブラシヘッドです。歯垢除去力は手磨きの最大20倍*3、2日間で最大2倍のステインを除去*4し、約2週間で歯ぐきの健康を推進します*5。*1 歯垢除去力等主要機能の総合力を弊社他製品と比較 *2 POHC 2023 Dental Professional Tracking Research調べ *3 手磨きと比べ/クリーンモード使用時/フィリップス調べ *4 プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較/クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用/実際の口内での効果は異なる場合があります/フィリップス調べ *5 クリーンモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ

使いやすさ重視の設計

- 専門家の知識を集結したブラシ設計
- ゴム素材がやさしく密着し、しなやかに毛先が動く

あらゆる点で直感的


- RFID*6対応ブラシで、最適なモードとブラシ交換をお知らせ
- 使い方も簡単

優れた性能

- 手磨きの最大20倍の歯垢を除去*3
- 2週間で歯ぐきの健康を推進*5
- 2日間で最大2倍のステインを除去*4し、自然な白い歯に導く
- 歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチ。歯垢除去力は手磨きの最大20倍*2

特長

手磨きの最大20倍の歯垢を除去*3



プレミアムオールインワンブラシヘッドの角度の付いた毛は、歯垢を最大限に除去するために設計されています。歯間や磨きにくい部分にも届き、あらゆる角度から歯垢にアプローチし、手磨きの最大20倍の歯垢を除去*3します。*3 手磨きと比べ/クリーンモード使用時/フィリップス調べ

使い方も簡単




プレミアムオールインワンブラシヘッドは、フィリップスソニックケアのはめ込み式ハンドルに対応しています*5。はめ込み式で着脱が簡単なので、交換やお手入れにも便利です。*5 Philips One、キッズ、eシリーズを除く。

ゴム素材がやさしく密着し、しなやかに毛先が動く




ブラシヘッドのベースに柔軟性のあるゴム素材を採用しており、毛先の振れ幅が大きく、歯に触れる面積は従来のブラシヘッドの約4倍*8。歯と歯ぐきに密着し、磨きにくい場所にもしっかりと毛先が届き、歯垢をかき出します。*8 ホワイトプラスブラシヘッドと比べた場合/フィリップス調べ

2日間で最大2倍のステインを除去*4し、自然な白い歯に導く



一本一本が三角形の形をしているトライアングルカットが、コーヒー、ワイン、タバコなどによる気になるステイン（着色汚れ）を除去。2日間で最大2倍のステインを除去*4し、歯本来の自然な白さに導きます。*4 プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較/クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用/実際の口内での効果は異なる場合があります/フィリップス調べ

2週間で歯ぐきの健康を推進*5



歯を磨きながら同時に、ブラシヘッドのサイドの毛が歯と歯ぐきの境目をやさしくブラッシングし、約2週間で歯ぐきの健康を推進*5。毛自体もやわらかめの毛を使用しており、柔軟性のある毛がブラシ圧が強くなり過ぎるのを防ぎます。*5 クリーンモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ

優れた歯垢・ステイン除去



プレミアムオールインワンブラシヘッドは、歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチし、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、磨きにくい場所にもしっかりと届きます。先端はトライアングルカットで、2日間

で最大2倍のステイン（着色汚れ）を除去します*3。また、長めの毛先は歯と歯ぐきの境目にやさしい刺激を与え、約2週間で歯ぐきの健康を推進します*4。*2 手磨きと比べ/クリーンモード使用時/プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時/フィリップス調べ *3 プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較/クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用/フィリップス調べ/実際の口内では異なる場合があります *4 クリーンモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ

専門家の知識を集結したブラシ設計



プレミアムオールインワンブラシヘッドは、フィリップスの中でも特に大規模な研究開発の成果です。歯科専門家、オーラルケアの専門家、エンジニア、デザイナーの知識を組み合わせ、このブラシヘッドが誕生しました。

RFID*6対応ブラシで、最適なモードとブラシ交換をお知らせ



ブラシヘッドにはマイクロチップを内蔵。ブラシヘッド認識機能*7対応ハンドルでは、ブラシヘッドの種類を認識し、最適なモードと強さに自動的に設定します。また、ブラシヘッド交換お知らせ機能対応ハンドルでは、ブラシヘッドに毎回のブラッシングの圧力と時間を記録し、ブラシ交換のタイミングが記録され交換時期をアプリやハンドルのランプでお知らせします。*6 非接触で情報を読み書きする通信技術です *7 ブラシヘッド取り付け後、ブラッシングモードや強さを変更すると、ハンドルがその設定をブラシヘッドに上書きし、次にそのブラシヘッドを取り付けた際には、上書きされた設定が選択されます

A3 Premium All-in-One

ソニックケア プレミアムオールインワンブラシヘッド

HX9092/67

仕様

デザインと仕上げ

毛の硬さ: やわらかめ

色: ホワイト

交換時期をお知らせ: 青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。

ブラシヘッドの素材: やわらかく柔軟性の高いゴム製のヘッド

サイズ: レギュラー

ブラシヘッド認識機能対応: 有

互換性

ブラシヘッド装着方式: はめ込み式

使用できるモデル: 2 シリーズ ブラーク ディフェンス, ブラークディフェンス, 2100 シリーズ, ガムヘルス, ダイヤモンドクリーン, ダイヤモンドクリーン 9000, ダイヤモンドクリーン スマート, イージークリーン, エッセンスプラス, エキスパートクリーン, エキスパートリザルツ, フレックスケア, フレックスケア プラチナ, フレックスケア プラチナコネクテッド, フレックスケアプラス, キッズ, ヘ

ルシーホワイト, ヘルシーホワイトプラス, パワーアップ, プレステージ 9900, プロテクトクリーン
使用できないモデル: Philips One、Essence

内容・付属品

ブラシヘッド: プレミアムオールインワン 2 本

品質と性能

交換: 約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。

テスト済み: 最適な使用のために

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.



仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-04-15
バージョン: 4.4.3

EAN: 87 20689 03840 9

www.philips.com