

PHILIPS

sonicare

스탠다드형 음파칫솔 칫
솔모

W DiamondClean

6개입 팩

스탠다드형

클릭온

BrushSync 모드 페어링

HX6066/71



단 1주일 만에 치아를 하얗게*

착색 제거 및 더 하얀 치아를 위한 고급 세정

W 다이아몬드클린 칫솔모는 탁월한 세정력을 넘어 빛나고 하얀 미소를 위해 치아 표면의 착색을 제거하기를 원하는 사용자에게 매우 적합합니다. 이 칫솔모는 전문 미백 치료 기간 중, 치아의 밝기를 유지하는 데도 탁월합니다.

Innovative technology

- 최적의 모드 자동 선택 기능, 최상의 양치 효과***
- 필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

Designed to optimize performance

- 당신의 구강건강에 대한 필요에 부합하도록 테스트 되었습니다.
- 제때 칫솔모 교체 시기를 파악할 수 있으므로 언제나 탁월한 세정 효과를 누릴 수 있습니다
- 간편한 칫솔모 교체를 위한 클릭온 디자인

탁월한 치아 착색 제거 효과

- 1주 만에 치아를 2배 더 밝게 만들어주는 다이아몬드 형태의 칫솔모

For exceptional care of teeth and gums

- 일반 칫솔 대비 최대 7배 더 많은 플라그 제거

주요 제품

플라그를 효과적으로 제거하세요.



조밀하게 식모된 고품질 칫솔모가 일반 칫솔 대비 7배 더 많은 플라그를 제거해 줍니다.

빠르게 치아가 더 밝아지는 효과



DiamondClean의 착색 제거 패드는 조밀하게 식모된 다이아몬드 형태의 칫솔모로 이루어져 있어, 식품과 음료로 인해 생긴 표면 얼룩을 제거해 줍니다. 단 7일만에 최대 100%** 더 밝아진 미소를 지을 수 있게 됩니다.

칫솔모 교체



칫솔모는 사용한 지 3개월이 지나면 세정력이 떨어집니다. 이제 BrushSync™로 교체 시기를 미리 파악해 보세요. 스마트 칫솔이 사용자의 양치 빈도와 사용 강

도를 추적해 교체 시기가 가까워지면 이를 알려 줍니다. 필립스 소닉케어의 스마트 칫솔을 사용하지 않으시는 분은 칫솔모의 파란색 부분을 유심히 살펴 보세요. 파란색이 흰색으로 변하면 새 칫솔모로 교체할 시기입니다.

안심하고 이를 닦으세요.



모든 필립스 소닉케어 칫솔모는 치아와 잇몸에 자극 없이 안전하고 부드럽습니다. 각 칫솔모는 매번 양치할 때마다 탁월한 성능과 내구성이 보장 될 수 있도록 성능 테스트를 거쳤습니다.

필립스 소닉케어 기술



필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

손쉬운 클릭온



W 다이아몬드클린 칫솔모는 필립스 원 및 에센스 라인업을 제외한 모든 필립스 소닉케어 칫솔 핸들과 호환됩니다. 간단히 끼우고 빼는 방식으로 교체하고 세척해 보세요.

BrushSync™ 모드 페어링



BrushSync 모드 페어링 기능을 통해 항상 최상의 양치를 보장합니다***. W 다이아몬드클린 칫솔모는 BrushSync 지원 Philips 소닉케어 칫솔 핸들과 동기화되어***, 탁월한 미백을 위한 최적의 양치 모드 및 강도 수준을 선택합니다. 귀하는 그저 양치를 시작하기만 하면 됩니다.

사양

디자인 및 마감

칫솔모 강도: 일반

색상: 화이트

칫솔모 교체 시기 알림: 칫솔모의 파란색 부분이 열어짐

크기: 표준

호환성

칫솔모 시스템: 클릭온

BrushSync 모드 페어링

사용 가능 모델: 2 시리즈 플라그 예방, 2 시리즈 플라

그 디펜스(2 Series plaque defense), 3 시리즈 잇

몸케어(3 Series gum health), 다이아몬드클린

(DiamondClean), 다이아몬드클린 스마트

(DiamondClean Smart), 이지클린(EasyClean), 플

렉스케어(FlexCare), 플렉스케어 플래티넘(FlexCare

Platinum), 플렉스케어 플래티넘 커넥티드(FlexCare

Platinum Connected), 플렉스케어+(FlexCare+),

소닉케어 키즈(Sonicare for Kids), 헬시화이트

(HealthyWhite), 헬시화이트 플러스

(HealthyWhite+), PowerUp, 프로텍티브클린

(ProtectiveClean)

사용 불가 모델: 필립스 원, 에센스+

구성품

칫솔모: W 다이아몬드클린 스탠다드형 6개

품질 및 성능

권장 교체 시기: 3개월

검증 여부: 자체 테스트 결과, 사용 3개월 이내에서 최

적의 사용효과를 보임

구강 건강 관리 효과

잇몸 건강: 잇몸 건강 개선을 도와줌**

플라그 제거: 최대 7배 더 우수한 플라그 제거 효과**

치아 미백: 단 1주 만에 치아를 더 밝아지게 도와줌**

