

PHILIPS

sonicare

음파칫솔

3100 series

음파 기술

압력 감지 센서

퀵드페이서 및 스마트 타이머

슬림한 인체공학적 디자인



HX3671/23



일반 칫솔과 작별하고 음파 기술을 만나보세요.

최대 3배 더 뛰어난 플라그 제거 효과*

필립스 칫솔의 세정 기능이 결합된 음파 기술로 일반 칫솔보다 최대 3배 더 많은 플라그*를 부드럽게 제거합니다.

사용자를 고려한 디자인

- 칫솔을 쉽게 잡고 사용할 수 있는 인체공학적 디자인
- 칫솔모 교체 시기 알림
- 14일간 지속되는 배터리 수명
- 어댑터는 잊어버리고 USB를 만나보세요.

최적의 양치질

- 스마트 타이머와 퀵드페이서를 통한 최적화된 양치질

소닉케어로 손쉽게 전환

- 손쉬운 전환을 위한 이지 스타트

잇몸 보호

- 내장형 압력 감지 센서로 치아와 잇몸 보호

뛰어난 세정력

- 수동 칫솔에 비해 최대 3배 더 뛰어난 플라그 제거 효과*
- 강력하지만 부드럽게 세정해 주는 필립스의 독보적인 기술


주요 제품

첨단 소닉케어 기술




칫솔모의 강력한 진동으로 치아와 잇몸선 사이 깊숙한 곳까지 미세 거품이 닿아 상쾌한 경험을 선사합니다. 일반 칫솔로는 두 달이 걸리는 칫솔의 움직임 단 2분**만에 경험해 보세요. 분당 31,000번의 진동 횟수로 치아를 부드럽게 닦아주고, 플라그를 제거해 놀라운 깨끗함을 매일 선사합니다.

플라그를 3배 더 효과적으로 제거*



고급 소닉케어 기술을 갖춘 소닉케어 음파 칫솔은 수동 칫솔에 비해 최대 3배* 더 뛰어난 플라그 제거 효과가 있음이 임상적으로 입증되었습니다. 치아 사이의 플라그와 잇몸선 주변에서 플라그를 제거하는 동시에 잇몸을 보호해 줍니다.

잇몸 보호



내장형 압력 센서가 사용자가 가하는 압력을 자동으로 감지하여 경고하고, 칫솔의 진동을 자동으로 줄여 잇몸을 보호합니다. 칫솔은 진동 소리를 내서

힘을 빼도록 알려줍니다. 10명 중 7명이 이 기능 덕분에 양치질의 효과를 더 개선할 수 있었다고 답했습니다.

스마트 타이머 및 퀵드라이서



2분의 스마트 타이머와 30초의 퀵드라이서가 구강 내 모든 부위를 양치할 수 있도록 안내해 완벽하게 세정할 수 있도록 해줍니다.

사용자를 고려한 디자인



슬림하고 가벼운 인체공학적 디자인으로 칫솔을 쉽게 잡고 사용할 수 있어 아무런 무리도 하지 않고 깨끗하게 양치질할 수 있습니다.

BrushSync 교체 알림



모든 칫솔모는 시간이 지남에 따라 마모되므로 양치 성능이 여전히 좋은지 확인하고 싶으실 것입니다. 필립스의 BrushSync 기술은 사용자가 칫솔모를 얼마 동안 사용했는지, 얼마나 강하게 양치를 했

는지 추적합니다. 칫솔모를 교체할 때가 오면 핸들에 있는 BrushSync 교체 알림과 짧은 신호음이 울립니다.

이지 스타트



필립스 이지 스타트 프로그램을 통해 새로운 음파 칫솔의 사용 강도를 처음 14회에 걸쳐 점진적이고 부드럽게 증가시킬 수 있는 옵션이 제공됩니다.

오래 지속되는 배터리 수명



배터리 수명은 최대 14일까지 지속되므로 충전하지 않고도 오래 사용할 수 있습니다.

어댑터는 잊어버리고 USB를 만나보세요.

전원 어댑터는 작은 것 같지만 모아 놓고 보면 어댑터에 포함된 플라스틱은 환경에 큰 영향을 미칩니다. 필립스 소닉케어 1000-4000 시리즈를 USB 충전기로 전환함으로써 4년마다 플라스틱 사용을 최대 189,210kg 줄일 수 있습니다. 강력한 영향력이죠?

사양

소비전력

전압: DC5V

기술 사양

배터리: 충전식

작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지): 14일*****

배터리 유형: 리튬 이온

디자인 및 마감

색상: 화이트

서비스

보증: 구입 후 2년

편리한 사용

핸들: 슬림한 인체공학적 디자인

배터리 표시등: 표시등이 배터리 상태를 나타냄

칫솔모 시스템: 탈부착이 쉬운 클릭온 칫솔모

구성품

충전기: 1개

칫솔모: C2 오픈엔드 플러그 디펜스 1개

핸들: 3100 시리즈 1개

세정 성능

성능: 3배 더 우수한 플라그 제거 효과*

타이머: 쿼드페이스터 및 스마트 타이머

압력 피드백: 핸들 진동으로 알림

모드

세정: 매일매일 깨끗한 양치

스마트 센서 기술

압력 감지 센서: 양치 압력이 너무 강할 때 알림

BrushSync 교체 알림: 칫솔모 교체 시기, 알림

