

PHILIPS

sonicare

מברשת שיניים קולית נטענת

6500

הסרה של עד פי 10 יותר פלאק

מצבים, 3 דרגות עוצמה

התראת לחץ חזותית

של פיליפס Sonicare אפליקציית



HX7411/01



ניקוי עדין, לשיניים ולחניכיים רגישים

*הסרה של עד פי 10 יותר פלאק

ייעודי, Sensitive מצב, Next-Generation Sonicare בעלת טכנולוגיית Philips Sonicare 6500 מברשת השיניים 3: S2 Sensitive ו-W2 Whitening רמות עוצמה, התראת לחץ, ושני ראשי מברשת

הצחצוח הופך חסר מאמץ

- התאימו אישית את הניקוי שלכם עם 9 מצבי צחצוח

הצחצוח הופך חסר מאמץ

- של פיליפס Sonicare שפרו את השגרה שלכם עם אפליקציית
- מגנה על החניכיים שלכם בעזרת התראות הלחץ החזותי
- לדעת תמיד מתי הגיע הזמן לראש מברשת חדש

ניקוי מעולה

- החדשנית Sonicare טכנולוגיית

ניקוי עדין ומעולה

- ניקוי עדין ומלבין לשיניים ולחניכיים רגישות

תוכנן לסגנון החיים שלכם

- עד 3 שבועות של צחצוח בטעינה מלאה אחת
- להפוך את הטויל לקל עם נרתיק הנסיעות הקומפקטי והעמיד ביותר
- הלחמה בלייזר לחוזה ועמידות


Highlights

S2 Sensitive ו-W2 Whitening



של פיליפס מספקת חוויית צחצוח עדינה, אפילו 6500 Sonicare S2 לשיניים והניכיים רגישות. בזכות ראש המברשת החדש Sonicare, שיוצר באמצעות הזיפים הרכים ביותר של S2 Sensitive היא עוצבה באופן ייחודי כדי לספק ניקוי עדין שמסיר עד פי 10 יותר פלאק במקומות קשים להגעה. ** בנוסף, ראש המברשת Optimal White הלבנה בין טיפולי הלבנה 7 יותר פלאק לעומת מברשת שיניים מקצועיים, בעודו מסיר עד פי 7 יותר פלאק לעומת מברשת שיניים דינית.

החדשנית Sonicare טכנולוגיית



ליהנות מחוויית צחצוח נהדרת ומרמה חדשה של טיפול בחניכיים החדשנית. בזמן שאתם מצחצחים, Sonicare עם טכנולוגיית המערכת המגנטית החדשנית של מברשת השיניים מתאימה את עוצמת הצחצוח בכל פעולת ניקוי, ומספקת ביצועים מיטביים של 62,000 תנועות זיפים בכל דקה בדיוק, אפילו באזורים הקשים להגעה. בינתיים, פעולת נוזל דינמית תומכת בביצועים של ראשי הצחצוח על ידי שטיפה עדינה לאורך קו החניכיים בין כל שן, וכך מסייעת לכם להשיג ניקיון מלא בכל פעם שאתם מצחצחים.


הגדרות צחצוח 9



של פיליפס, שתוכננה לשיניים ולחניכיים רגישות, Sonicare 6500 מאפשרת לכם לבחור בין 3 מצבי צחצוח, וכך מובטח הניקוי שמתאים לכם. מצב 'רגיש' מספק ניקוי יסודי ועדין, בעוד שמצב 'נקי' מתמקד בהסרת פלאק לניקיון מעולה. מצב 'לכן' פועל מעט קשה יותר כדי להסיר כתמים שטחיים וללטש את השיניים שלכם


לקבלת חיוך לבן. לקבלת ניקוי מותאם אישית, באפשרותכם שלב כל מצב עם אחת מ-3 רמות העוצמה, מ'גבוהה' עד 'נמוכה', לקבלת פעולת צחצוח שמתאימה בדיוק עבורכם.

התראת לחץ של טבעת מוארת



יתכן שלא תשימו לב כשאתם מצחצחים בעוצמה רבה מדי, אך מברשת שיניים זו כן תרגיש בכך. החיישן האופטי החכם מזהה במדויק לחץ צחצוח עודף, ואז מהבהב בסגול ובמקביל מפחית את הרטט. תמיד תדעו מתי להתאים את הצחצוח שלכם, והחניכיים שלכם יישארו מוגנות.

של פיליפס Sonicare אפליקציית



של פיליפס מבצעת בצורה חלקה צימוד עם Sonicare אפליקציית מברשת השיניים שלכם ותומכת בכך בשיפור ושמירה של בריאות הפה. האפליקציה שלנו עוקבת אחר התקדמות הצחצוח שלכם, מספקת הנחיות מותאמות אישית ודוחות התקדמות כדי שתקבלו תובנות חזותיות לגבי הצחצוח שלכם.

טיימר של 2 דקות וקוצב צחצוח




SmarTimer שתי דקות זה כל מה שאתם צריכים לניקוי מלא, לכן שלנו מאפשר לכם לדעת מתי הגיע הזמן. לקבלת ניקוי אחיד בכל מחלק את הצחצוח שלכם למקטעים, עם הפסקה SmarTimer, הפה קלה ברטט שנותנת לכם סימן להמשיך. פעולה זו מסייעת לכם להגיע לניקוי אחיד בכל פעם שאתם מצחצחים.

תזכורת להחלפת ראש המברשת - BrushSync



החלפת ראשי המברשת באופן סדיר היא חלק חשוב בשמירה על קל, BrushSync בריאות טובה של הפה שלכם. בעזרת טכנולוגיית לשמור על ביצועי ראש המברשת ברמה הטובה ביותר. על ידי מעקב אחר תדירות השימוש ועוצמת הצחצוח שלכם, הטכנולוגיה החדשנית מזכירה לכם מתי הגיע הזמן לראש מברשת חדש.

תוכנן להחזיק מעמד



Sonicare עיצבנו מחדש את מברשות השיניים של פיליפס מסדרת מפנים המברשת החוצה, כדי שתהיינה חזקות, קלות ועמידות. בזכות תהליך ההלחמה בלייזר המתקדם שלנו, מברשות השיניים שלנו תוכננו לצחצוח אצלכם במשך שנים רבות.

עד 3 שבועות בין טעינות



מברשת שיניים זו משתמשת בסוללה בעלת ביצועים גבוהים שתוכננה לשיפור חוויית הצחצוח שלכם. בטעינה אחת, אתם יכולים ליהנות מעד שלושה שבועות של צחצוח לפני שיהיה עליהם לטעון אותה מחדש.

Specifications

הפריטים הכלולים

ידית: 1 6500 מברשת שיניים נטענת
ראשי מברשת: 1 S2 Sensitive, 1 W2 Optimal White
מטען: 1
נרתיק לנטיעות: 1 נרתיק צר לנטיעות

מצבים

ניקוי: לניקוי יומי מיוחד
לבן: להסרת כתמים ממשטחים
לשיניים ולחניכיים רגישות: **Sensitive**

עוצמות

גבוה: לשיפור הניקיון
בינוני: לניקוי יומי
נמוכה: לשיניים ולחניכיים רגישות

ביצועי ניקוי

*הסרת פלאק: יעילה יותר עד פי 10
**בריאות חניכיים: חניכיים בריאות יותר עד פי 5
***הלבנת שיניים: שיניים לבנות יותר עד פי 2
מהירות: 62,000 תנועות צחצוח / דקה

קל לשימוש

תאימות הידית: ראשי מברשת בלחיצה קלה
ידית: עיצוב ארגונומי דק
לצחצוח מלא ויסודי i-BrushPacer ו-SmarTimer: טיימר
מחונן סוללה: הסמל המואר מציין את יתרת המתח בסוללה
בטעינה: ספק כוח לא כלול USB-A

טכנולוגיית חיישנים חכמה

משוב על לחץ: אור הטבעת מאיר בסגול, רטט וצליל פעימה מופחתים
מודיע לכם מתי להחליף את ראש BrushSync: תזכורת החלפה המברשת

מפרט טכני

סוללה: נטענת
סוג סוללה: ליתיום-יון
משך הפעלה (ממלא עד לריק): 21 יום

שירות

אחריות: אחריות מוגבלת לשנתיים

חשמל

V מתח: 100 - 240

תאימות

אלחוטית: אפליקציית הברשה מחוברת Bluetooth טכנולוגיית Bluetooth 4.0 עם Android טלפונים של Android-תאימות ל ומעלה.
ומעלה Bluetooth 4.0 עם iPhone: iOS-תאימות ל

עיצוב וגיוון

צבע: שחור

