

PHILIPS

sonicare



מברשת שיניים קולית
נטענת

6100

הסרה של עד פי 20 יותר פלאק

שני מצבים, שלוש עוצמות
התראת לחץ חזותית

חיי סוללה של 21 יום



HX7408/02

ניקוי עדין, לשיניים ולחניכיים רגישים

*הסרה של עד פי 20 יותר פלאק

מצב רגיש ייעודי, 3 ראשי, Sonicare מציגה את טכנולוגיית הדור הבא של Philips Sonicare 6100 מברשת לפלאק, רגישות, והלבנה, ועוצמה נמוכה. בנוסף, חיישן לחץ למניעת צחצוח חזק מדי

ניקוי עדין ומעולה

- הטיפול המלא לפה בריא יותר

הצחצוח הופך חסר מאמץ

- התאימו אישית את הניקוי שלכם עם 6 מצבי צחצוח
- מגנה על החניכיים בעזרת חיישן הלחץ החזותי
- לדעת תמיד מתי הגיע הזמן לראש מברשת חדש

ניקוי מעולה

- החדשנית Sonicare טכנולוגיית

תוכן לסגנון החיים שלכם

- עד 3 שבועות של צחצוח בטעינה מלאה אחת
- הלחמה בלייזר לחוזק ועמידות
- SmarTimer i-BrushPacer הופכת את הצחצוח למיטבי באמצעות

Highlights

ועוד All-in-One (A3) ראש מברשת



הכל-באחד עוצב מתוך A3 Premium ראש המברשת A3, מחשבה על המטופלים. בעזרת ראש המברשת*, המטופלים יכולים להגיע להסרת פי 20 יותר פלאק, חניכיים בריאות יותר עד פי 15** והסרה של עד 100% S2 יותר כתמים***. גם נכללים: בזכות ראש הצחצוח החדש שיוצר באמצעות הזפים הרכים ביותר Sensitive המטופלים יכולים להשיג ניקוי עדין, Sonicare של שמשיר עד פי 10 יותר פלאק באזורים הקשים להגעה*.

החדשנית Sonicare טכנולוגיית



ליהנות מחוויית צחצוח נהדרת ומרמה חדשה של טיפול החדשנית. בזמן Sonicare בחניכיים עם טכנולוגיית הצחצוח, המערכת המגנטית החדשנית של מברשת השניים מתאימה את עוצמת הצחצוח בכל פעולת ניקוי, ומספקת ביצועים מיטביים של 62,000 תנועות סיבים בכל דקה, אפילו באזורים הקשים להגעה. בינתיים, פעולת נוזל דינמית תומכת בסיבי המברשת לניקוי פלאק, וכך מסייעת לך להשיג ניקיון מלא בכל צחצוח.


הגדרות צחצוח 6



של פיליפס, שתוכננה לשיניים Sonicare 6100 ולחניכיים רגישות, מאפשרת למטופלים לבחור בין שני מצבי צחצוח. מצב 'רגיש' מספק ניקוי עדין ויסודי, בעוד

שמצב 'ניקוי' מתמקד בהסרת הפלאק לקבלת ניקוי מעולה. לניקוי אישי, המטופלים יכולים לשלב כל מצב עם אחת משלוש רמות הרגישות, מ'גבוהה' עד 'נמוכה', לפעולת צחצוח שמתאימה בדיוק להם.

חיישן לחץ של טבעת מוארת




יתכן שהמטופלים לא ישימו לב כשהם מצחצחים בעוצמה רבה מדי, אך מברשת שיניים זו כן תרגיש בכך. החיישן האופטי החכם מזהה במדויק לחץ צחצוח עודף ואז מהבהב בסגול ובמקביל מפחית את הרטט. המטופלים תמיד ידעו מתי להתאים את הצחצוח שלהם, והחניכיים שלהם יישארו מוגנות.

תזכורת להחלפת ראש המברשת - BrushSync




החלפת ראשי המברשת באופן סדיר היא חלק חשוב בשמירה על בריאות טובה של הפה. בעזרת טכנולוגיית קל למטופלים לשמור על ביצועי ראש BrushSync, המברשת שלהם ברמה הטובה ביותר. על ידי מעקב אחר תדירות השימוש ועוצמת הצחצוח, הטכנולוגיה החדשנית מזכירה למטופלים מתי הגיע הזמן לראש מברשת חדש.

טיימר של 2 דקות וקוצב צחצוח




שתי דקות זה כל מה שהמטופלים צריכים לניקוי מלא, שלנו מאפשר למטופלים לדעת מתי SmartTimer לכן הגיע הזמן. לקבלת ניקוי אחיד בכל הפה מחלק את פעולות הצחצוח למקטעים, עם הפסקה קלה ברטט המהווה את הסימן להמשך. פעולה זו מסייעת למטופלים להגיע לניקוי אחיד בכל פעם שהם מצחצחים.

תוכנן להחזיק מעמד



עיצבו מחדש את מברשות השיניים של פיליפס מסדרת מפנים המברשת החוצה, כדי שתהיינה Sonicare חזקות, קלות ועמידות. בזכות תהליך ההלחמה בלייזר המתקדם שלנו, מברשות השיניים שלנו תוכננו לצחצוח אצל המטופלים במשך שנים רבות.

עד 3 שבועות בין טעינות



מברשת שיניים זו משתמשת בסוללה בעלת ביצועים גבוהים שתוכננה לשיפור חוויית הצחצוח שלכם. בטעינה אחת, המטופלים יכולים ליהנות מעד שלושה שבועות של צחצוח לפני שהיה עליהם לטעון אותה מחדש.

Specifications

עוצמות

גבוה: לשיפור הניקיון
בינוני: לניקוי יומיומי
נמוכה: לשיניים ולחניכיים רגישות

טכנולוגיית חיישנים חכמה

מודיע לכם מתי להחליף BrushSync: תזכורת החלפה
את ראש המברשת

טכנולוגיית חיישנים חכמה

משוב על לחץ: אור הטבעת מאיר בסגול, רטט וצליל
פעימה מופחתים

חשמל

מתח: 100-240V

מפרט טכני

משך הפעלה (ממלא עד לריק): 21 יום
סוללה: נטענת
סוג סוללה: ליתיום-יון

עיצוב וגימור

צבע: לבן

שירות

אחריות: אחריות מוגבלת לשנתיים

קל לשימוש

תאימות הידית: ראשי מברשת בלחיצה קלה
מחזון סוללה: הסמל המואר מציין את יתרת המתח
בסוללה
ידית: עיצוב ארגונומי דק
לצחצוח מלא ויסודי I-BrushPacer SmarTimer: טיימר
בטעינה: ספק כוח לא כלול USB-A

הפריטים הכלולים

מסען: 1
ידית: 1 6100 מברשת שיניים נטענת
S2 הכל באחד, 1 A3 Premium ראש המברשת: 1
Sensitive, 1 W2 Optimal White

ביצועי ניקוי

מהירות: 62,000 תנועות צחצוח / דקה
*הסרת פלאק: יעילה יותר עד פי 20
***בריאות חניכיים: חניכיים בריאות יותר עד פי 5
**הלבנת שיניים: עד 100% פחות כתמים

מצבים

ניקוי: לניקוי יומיומי מיוחד
Sensitive: לשיניים ולחניכיים רגישות



לעומת למברשת שיניים ידנית.
במצב 'ניקוי' לעומת מברשת שיניים ידנית.
לעומת מברשת שיניים ידנית. במחקר אין-ו-וטרר; התוצאות * **
בפועל עשויות להשתנות.