



Philips Sonicare AirFloss
z dyszami

W zestawie 2 dysze

HX8012/07

Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.

Usuwanie płytki nazębnej tam, gdzie szczoteczka nie dociera

Urządzenie AirFloss to łatwy sposób na rozpoczęcie czyszczenia przestrzeni między zębami dla osób, które nie używają systematycznie nici dentystycznych. Urządzenia AirFloss można używać z płynem do płukania jamy ustnej lub wodą. Jest ono wyposażone w wyjątkową technologię wykorzystującą powietrze i mikrokropelki, która pomaga usunąć płytkę nazębną w trudno dostępnych miejscach.

Easy to use

- Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki
- Końcówka z naprowadzaniem ułatwiająca prawidłowe ustawienie
- Dysza zaprojektowana z myślą o zapewnieniu łatwego dostępu do trudno dostępnych miejsc

Helps build a healthy habit

- Łatwy sposób na skuteczniejsze czyszczenie przestrzeni między zębami

PHILIPS
sonicare

z dyszami
W zestawie 2 dysze

Dane techniczne

Jednostka handlowa

- Height: 22 cm
- Width: 6 cm
- Length: 2 cm
- Net weight: 0.006 kg
- Gross weight: 0.023 kg
- GTIN: 8710103623168
- Country of origin: MX
- Harmonized system code: 85099000

Karton zewnętrzny

- Height: 8 cm
- Width: 24.3 cm
- Length: 20.7 cm
- Net weight: 0.06 kg
- Gross weight: 0.34 kg
- GTIN: 18710103623165

Inne

- Height: 7.4 cm
- Width: 80 cm
- Length: 120 cm
- GTIN: 68710103623160

Łatwość użytkowania

- Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie

Elementy zestawu

- Końcówka AirFloss: 2


Skuteczność czyszczenia

- Końcówki: Dla najlepszych rezultatów wymieniaj końcówkę co 6 miesięcy

HX8012/07

Zalety

Łatwy początek



Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych jest ważne dla ogólnego zdrowia jamy ustnej. Urządzenie AirFloss, stanowiące łatwy sposób na dotarcie głęboko między zęby, pozwala wyrobić zdrowy nawyk. Po trzech miesiącach korzystania z urządzenia AirFloss 96% osób, które nieregularnie korzystały z nici dentystycznych, w dalszym ciągu korzysta z urządzenia AirFloss co najmniej cztery razy w tygodniu.

Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki



Urządzenie AirFloss jest wyposażone w wyjątkową technologię wykorzystującą powietrze i mikrokropelki. Urządzenie czyści przestrzeń między zębami, emitując strumień powietrza pod ciśnieniem wraz z wodą lub płynem do płukania jamy ustnej. Wystarczy dotknąć przycisku aktywacyjnego — to proste jak kliknięcie myszką.

Końcówka z naprowadzaniem



Wąska końcówka z naprowadzeniem ułatwiają określenie prawidłowego ustawienia. Wystarczy przesunąć ją wzdłuż powierzchni zębów w pobliżu dziąseł, aż końcówka znajdzie się w rowku między zębami.

Wąska, zakrzywiona dysza

Wąska, zakrzywiona dysza zaprojektowana z myślą o zapewnieniu łatwego dostępu do trudno dostępnych miejsc



Data wydania 2024-08-29

Wersja: 2.0.1

EAN: 87 10103 62316 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* w porównaniu do mycia zębów tylko szczoteczką manualną