

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents électrique
avec application

DiamondClean Smart
9700

Élimine jusqu'à 20 fois plus de
plaque dentaire*

Des gencives jusqu'à 15 fois plus
saines**

Jusqu'à 100 % de taches en
moins***

Alerte de pression visible



HX9957/81

Une hygiène bucco-dentaire totale pour une bouche plus saine

L'assurance d'une efficacité à 100 %

La DiamondClean Smart nettoie en profondeur, pour un sourire plus blanc et sain. Les têtes de brosse hautes performances répondent à tous vos besoins en matière d'hygiène bucco-dentaire, tandis que la technologie Smart Sensor vous fournit des informations personnalisées et vous permet de progresser.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Profitez d'une haleine durablement fraîche

Suivi personnalisé via l'application pour se perfectionner

- Vous aide à améliorer votre technique de brossage
- Guidage connecté pour un brossage en douceur
- Vous guide et fournit des indications en temps réel pendant le brossage
- Vous encourage à repasser sur les zones négligées, pour un brossage à 100 %
- Prenez plus soin des zones problématiques

Optimisez votre brossage

- Sélectionne automatiquement le mode qui vous convient
- Pour une tête de brosse offrant une efficacité optimale
- Faites votre choix parmi 5 modes et 3 réglages d'intensité
- Solution de charge simple et élégante, chez soi comme en déplacement

Des performances Premium

- Jusqu'à 4 fois plus de surface de contact**** pour un brossage sans effort


DiamondClean Smart 9700

Brosse à dents électrique avec application

HX9957/81

Caractéristiques

Tête de brosse Premium tout-en-un



Brossez-vous les dents sans compromis avec la tête de brosse A3 Premium tout-en-un. La meilleure de nos brosses à dents est dotée de brins inclinés éliminant jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire, même dans les zones difficiles d'accès*. Les pointes triangulaires permettent d'éliminer jusqu'à 100 % de taches en plus en moins de deux jours***. Et les brins plus longs nettoient en profondeur, pour des gencives jusqu'à 15 fois plus saines en seulement deux semaines**. Tout cela sans changer de tête de brosse. Saviez-vous que les têtes de brosse deviennent moins efficaces après 3 mois d'utilisation ? Notre fonction BrushSync peut vous prévenir quand il est presque temps de remplacer.

Un brossage sonore fiable




Éliminez la plaque dentaire grâce à la technologie sonore, notre référence en matière de nettoyage doux et efficace. Lorsque vous vous brossez les dents, jusqu'à 62 000 mouvements de brossage et l'action des fluides dynamiques contribuent à nettoyer les zones difficiles d'accès, pour une bouche incroyablement fraîche et propre.

5 modes, 3 réglages d'intensité




DiamondClean Smart offre cinq modes répondant à vos différents besoins : Clean pour un brossage quotidien optimal, White+ pour éliminer les taches, Deep Clean+ pour un nettoyage en profondeur vivifiant, Gum Health pour un nettoyage doux et efficace des gencives, et enfin Tongue Care, le mode idéal pour le nettoyage de la langue. Il fragmente les résidus se trouvant sur la langue et élimine les bactéries responsables de la mauvaise haleine. Les trois intensités proposées vous permettent d'augmenter l'intensité ou de la réduire si vous avez une bouche sensible.

Vous guide et fournit des indications en temps réel




L'application Philips Sonicare vous permet de savoir quand vos dents sont parfaitement brossées. Elle vous apprend à réaliser un brossage plus consciencieux et mieux réussi.

Fonction Retouche



S'il vous arrive de négliger une zone lorsque vous vous brossez les dents, la fonction Retouche vous prévient. Il vous suffira ensuite de la nettoyer de nouveau, pour avoir l'assurance d'un brossage complet, à chaque fois.

Zones à surveiller et définition d'objectifs



Votre dentiste vous a peut-être indiqué des zones problématiques ? Nous les mettons en surbrillance sur la carte dentaire 3D de l'application, et nous vous rappellerons d'y faire plus attention.

Simplicité



Lorsque vous utilisez une brosse à dents électrique, le mieux est de la laisser faire le travail. Nous avons intégré au manche un capteur qui fonctionne avec notre application pour vous aider à ne pas frotter trop fort. Vous pourrez ainsi améliorer votre technique, pour un brossage plus doux et efficace.

DiamondClean Smart 9700

Brosse à dents électrique avec application

HX9957/81


Caractéristiques

Trop de pression ?




Vous n'avez peut-être pas conscience de vous brosser les dents trop fort, mais heureusement, votre DiamondClean Smart veille. En cas de pression excessive, l'anneau lumineux au bout du manche clignote pour vous rappeler de moins appuyer et de laisser la tête de brosse faire le travail. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les avait aidés à mieux se brosser les dents.

Sélection des modes via BrushSync™



Avec notre fonction de sélection des modes via BrushSync, le brossage est toujours optimal. Les têtes de brosse intelligentes garantissent l'utilisation du mode et de l'intensité appropriés afin d'obtenir le meilleur brossage possible. Les options optimales sont sélectionnées pour vous en fonction de votre tête de brosse.

Rappels intelligents de remplacement



Les têtes de brosse s'usent au fil du temps et éliminent alors la plaque dentaire moins efficacement. Avec la reconnaissance intelligente de la tête de brosse, vous saurez toujours quand remplacer votre tête de brosse. Votre brosse à dents enregistre vos durées de brossage et la pression exercée, puis vous alerte lorsqu'il est temps de remplacer la tête. Vous pouvez également contrôler la durée de vie de vos têtes de brosse dans l'application Philips Sonicare, et même en commander de nouvelles, pour ne jamais être pris de court.

Technologie de brossage adaptable



Notre technologie de brossage adaptatif permet un nettoyage personnalisé. Grâce à ses côtés doux et souples en caoutchouc, la tête de brosse C3 Premium Plaque Defense s'adapte à la forme de vos gencives et de vos dents. Elle absorbe

l'excès de pression lors du brossage et optimise la technologie de nettoyage sonore. Les brins s'adaptent également à la forme de vos gencives et de vos dents, afin de créer jusqu'à 4 fois plus de surface de contact qu'une tête de brosse classique****, pour un nettoyage en profondeur plus efficace dans les zones difficiles.

Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines



Clipsez la tête de brosse G3 Premium Gum Care pour améliorer la santé de vos gencives. Grâce à sa plus petite taille et à ses brins adaptés aux contours de vos gencives, elle offre un nettoyage doux et efficace le long des gencives, là où s'accumule la plaque responsable de la gingivite. Il est cliniquement prouvé qu'elle permet d'obtenir jusqu'à 100 % d'inflammation gingivale en moins***** et des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement deux semaines*****.

DiamondClean Smart 9700

Brosse à dents électrique avec application

HX9957/81

Caractéristiques

Brosse-langue TongueCare+



Clipsez le brosse-langue TongueCare+ pour éliminer en douceur les bactéries à l'origine des mauvaises odeurs qui se trouvent sur votre langue. Ses 240 microbrins spécialement conçus épousent toutes les irrégularités de votre langue afin d'éliminer les bactéries et autres dépôts sources de mauvaise haleine. Utilisez-le avec notre spray pour la langue antibactérien BreathRx, pour un nettoyage optimal et une haleine ultra-fraîche.

Brosse-langue TongueCare+



Clipsez le brosse-langue TongueCare+ pour éliminer en douceur les bactéries à l'origine des mauvaises odeurs qui se trouvent sur votre langue. Ses 240 microbrins spécialement conçus épousent toutes les irrégularités de votre langue afin d'éliminer les bactéries et autres dépôts sources de mauvaise haleine. Utilisez-le avec notre spray pour la langue antibactérien BreathRx, pour un nettoyage optimal et une haleine ultra-fraîche.

Un design prenant en compte la facilité de rangement



Une simple charge permet deux semaines d'utilisation régulière, mais si le niveau de la batterie devient trop faible pendant que vous êtes en déplacement, votre coffret de voyage USB Premium fait également office de chargeur. Placez votre brosse à dents dans le coffret et connectez ce dernier à votre ordinateur portable ou branchez-le sur une prise secteur. À domicile, placez simplement votre brosse à dents dans notre élégant verre de charge. Il s'intègre parfaitement dans le décor de votre salle de bain et vous sert de verre à dents.

DiamondClean Smart 9700

Brosse à dents électrique avec application

HX9957/81

Spécifications

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth® : Application de brossage connectée

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 14 jours*****

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Rose or

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Compatibilité

Compatibilité Android: Téléphones Android avec Bluetooth® 4.0 et plus, Recherchez Philips Sonicare dans le Google Play Store pour des informations plus détaillées sur la compatibilité avec les systèmes d'exploitation.

Compatibilité iOS: iPhone avec Bluetooth® 4.0 et plus, Recherchez Philips Sonicare dans l'App Store pour des informations plus détaillées sur la compatibilité avec iOS.

Facile d'utilisation

Afficheur: Écran lumineux

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Manche: Design ergonomique ultracompact

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Reconnaissance de la tête de brosse: Se synchronise avec le mode optimal

Indicateur de remplacement: Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

Accessoires inclus

Manche: 1 DiamondClean Smart

Têtes de brosse: 1 A3 Premium tout-en-un, 3 C3 Premium Plaque Defense, 2 G3 Premium Gum Care, 1 brosse-langue TongueCare+

Étui de voyage: 1 coffret de charge USB

Verre de charge: 1

Performances de brossage

Performances: Élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire*

Bénéfices santé: Des gencives jusqu'à 15 fois plus saines**

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Minuteur: BrushPacer et SmartTimer

Efficacité blancheur: Jusqu'à 100 % de taches en moins***

Indicateur de pression: Anneau lumineux violet, Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Retouche: Garantit un brossage à 100 %

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

3 réglages d'intensité: Fort, Moyen, Faible

Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur

Gum Health: Apporte une attention particulière aux molaires

TongueCare+: Pour une haleine durablement fraîche

White+: Pour éliminer les taches de surface

Sélection des modes BrushSync

C3 Premium Plaque Defense: Sélection du mode Clean

Tête de brosse G3 Premium Gum Care: Sélection du mode Gum Health

Brosse-langue TongueCare+: Sélection du mode TongueCare

A3 Premium tout-en-un: Sélection du mode Clean

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Capteur de position: Surveille et améliore l'étendue du brossage

Capteur de mouvements: Vous aide à moins frotter

Carte dentaire 3D: Met les zones problématiques en surbrillance

Retouche: Pour brosser les zones négligées

Capteur de position: Vous guide vers les zones que vous avez oubliées



* par rapport à une brosse à dents manuelle.

** Lors de l'utilisation d'une tête de brosse A3, par rapport à une brosse à dents manuelle.

*** Par rapport à une brosse à dents manuelle. Étude réalisée en laboratoire ; les résultats effectifs peuvent varier.

**** Par rapport à une tête de brosse DiamondClean.

***** En mode Gum Health par rapport à une brosse à dents manuelle ; basé sur l'indice de saignement gingival

***** Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard.