

PHILIPS

sonicare



Чистящие насадки,
набор из 2 штук

Premium Plaque
Defence

Удаляет в 10 раз больше
налета*

На 100 % более белые зубы за
3 дня***

Средней жесткости



HX9042/87

Чистящая насадка для тщательной чистки

Удаляет в 10 раз больше налета*

Удалите налет даже в труднодоступных участках с этой сменной чистящей насадкой для тщательной очистки от Philips Sonicare. Она предназначена специально для удаления налета, и вы сможете наслаждаться исключительной повседневной чисткой для еще более белых и чистых зубов.

Забота о планете

- На 70 % изготовлено из биопластика**
- Бумажная упаковка подлежит переработке

Максимально легко использовать

- Еще более качественная чистка с напоминаниями BrushSync
- Для всех щеток Philips Sonicare с клипсовым механизмом

Для превосходной глубокой чистки

- Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой
- Доказана эффективность ухода за полостью рта
- До 100 % более эффективное удаление потемнений уже за 3 дня***
- Технология Sonicare с доказанной эффективностью


Premium Plaque Defence

Чистящие насадки, набор из 2 штук

HX9042/87

Основные особенности

Попрощайтесь с зубным налетом



Глубокая чистка требует особого подхода, и мягкая головка этой чистящей насадки обеспечивает более эффективные вибрации щетинок для комфортной чистки в труднодоступных участках и до 10 раз более эффективного удаления налета по сравнению с обычной зубной щеткой.

Отбеливание и осветление



Наша насадка для глубокой чистки использует плотный пятиугольный массив жестких щетинок по центру для отбеливания и полировки зубов, что обеспечивает до 100 % более эффективное удаление потемнений уже через 3 дня.***


Надежная чистка зубов с помощью Sonicare



Качественная чистка, выбранная миллионами людей. Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную


чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 62 000 выметающих движений щетинками. Плавные движения Sonicare повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.

Пройдены клинические тесты



Все чистящие насадки Philips Sonicare проходят тщательные проверки на стадии проектирования, а также клинические тесты, чтобы вы могли бы уверены в их соответствии строжайшим стандартам качества, безопасности и производительности.

Напоминания о замене насадки



А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare технологией BrushSync. Она отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.

Съемный дизайн



Эта чистящая насадка совместима со всеми электрическими зубными щетками Philips Sonicare.**** Просто защелкните ее в клипсе или снимите для быстрой замены и очистки.

Биопластик



Мы работаем над снижением использования в нашей продукции пластика на основе ископаемого топлива. Вот почему 70 % пластика, используемого в этой чистящей насадке, производится на основе биоматериалов.**

Бумажная упаковка



Все наши чистящие насадки поставляются в бумажной упаковке, которая подлежит переработке при наличии соответствующих производств.

Premium Plaque Defence

Чистящие насадки, набор из 2 штук

HX9042/87

Характеристики

Дизайн и отделка

Жесткость щетинок: Средней жесткости
Цвет: White (Осветление)
Индикаторные щетинки: Щетинки синего цвета выцветают
Материал насадки щетки: Мягкая и гибкая резиновая головка
Размер: Стандартный
Распознавание чистящей насадки

Совместимость

Система чистящих насадок: Сменные
Несовместимо: Philips One
Совместимые зубные щетки: Philips Sonicare
В комплекте
Насадки: C3 Premium Plaque Defence, 2 шт.

Качество и эффективность

Замена: Каждые 3 месяца
Протестировано: для оптимального использования
Сделано в: Германия
Преимущество: Удаление налета, Удаление налета/осветление



* по сравнению с обычной зубной щеткой.
* * относится к пластику на этой чистящей насадке на основании сравнения массы.
* **после 3 дней в режиме White+ (Осветление+), по сравнению с обычной зубной щеткой.
* ***Несовместимо с ручками Philips One.