

PHILIPS

sonicare



Чистящие насадки,
набор из 2 штук

Sensitive

Мягкое, но эффективное
очистение

Удаляет в 10 раз больше
налета*

Ультра-мягкая



HX6052/87

Чистящая насадка для чувствительных зубов

Бережная и тщательная чистка для чувствительных зубов

Бережно и эффективно удаляйте налет с этой сменной чистящей насадкой для чувствительных зубов от Philips Sonicare. С этой чистящей насадкой удалять налет станет еще проще, и вы не испытаете болевых ощущений на зубах и линии десен. Исключительная повседневная чистка.

Забота о планете

- На 70 % изготовлено из биопластика
- Бумажная упаковка подлежит переработке

Максимально легко использовать

- Для всех щеток Philips Sonicare с клипсовым механизмом
- Еще более качественная чистка с напоминаниями BrushSync

Для чувствительных десен и зубов

- Бережная и тщательная чистка для чувствительных зубов и десен
- Удаляет до 10 раз больше налета в труднодоступных участках*
- Технология Sonicare с доказанной эффективностью
- Доказана эффективность ухода за полостью рта

Основные особенности

Ультрамягкие щетинки



Тщательная чистка вовсе не обязательно должна вредить здоровью зубов и десен. Эта чистящая насадка имеет уникальный дизайн с длинными, тонкими и чрезвычайно мягкими щетинками, которые бережно обрабатывают поверхность зубов и межзубные промежутки.

Попрощайтесь с зубным налетом



Эта чистящая насадка имеет свыше 3000 щетинок в плотном массиве и поможет в 10 раз эффективнее удалять налет по сравнению с обычной зубной щеткой — даже в труднодоступных местах.


Надежная чистка зубов с помощью Sonicare



Качественная чистка, выбранная миллионами людей. Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную


чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 62 000 выметающих движений щетинками. Плавные движения Sonicare повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.

Пройдены клинические тесты



Все чистящие насадки Philips Sonicare проходят тщательные проверки на стадии проектирования, а также клинические тесты, чтобы вы могли быть уверены в их соответствии строжайшим стандартам качества, безопасности и производительности.

Напоминания о замене насадки



А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare технологией BrushSync. Она отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.

Съемный дизайн




Эта чистящая насадка совместима со всеми электрическими зубными щетками Philips Sonicare.** Просто защелкните ее в клипсе или снимите для быстрой замены и очистки.

Биопластик



Мы работаем над снижением использования в нашей продукции пластика на основе ископаемого топлива. Вот почему 70 % пластика, используемого в этой чистящей насадке, производится на основе биоматериалов.***

Бумажная упаковка



Все наши чистящие насадки поставляются в бумажной упаковке, которая подлежит переработке при наличии соответствующих производств.

Sensitive

Чистящие насадки, набор из 2 штук

HX6052/87

Характеристики

Дизайн и отделка

Жесткость щетинок: Ультра-мягкая
Цвет: White (Осветление)
Индикаторные щетинки: Щетинки синего цвета выцветают
Размер: Стандартный
Распознавание чистящей насадки

Совместимость

Система чистящих насадок: Сменные
Несовместимо: Philips One
Совместимые зубные щетки: Philips Sonicare
В комплекте
Насадки: S2 Sensitive, 2 шт.

Качество и эффективность

Замена: Каждые 3 месяца
Протестировано: для оптимального использования
Сделано в: Германия
Преимущество: Бережная чистка



* по сравнению с обычной зубной щеткой.
* *Несовместимо с ручками Philips One.
* ** относится к пластику на этой чистящей насадке на основании сравнения массы.