

PHILIPS

sonicare

Чистящие насадки,
набор из 8 штук

Optimal White

На 100 % более белые зубы за
одну неделю*

Удаляет в 7 раз больше налета*

Средней жесткости



HX6068/87

Чистящая насадка для превосходного отбеливания

На 100 % более белые зубы за 1 неделю*

Пусть ваша улыбка будет еще более белоснежной с этой отбеливающей чистящей насадкой от Philips Sonicare, проверенной в клинических условиях. Вы заметите разницу уже через неделю и сможете насладиться превосходными результатами ежедневной чистки.

Забота о планете

- На 70 % изготовлено из биопластика**
- Бумажная упаковка подлежит переработке

Максимально легко использовать

- Для всех щеток Philips Sonicare с клипсовым механизмом
- Еще более качественная чистка с напоминаниями BrushSync

По-настоящему белоснежные зубы

- До 100 % эффективнее удаляет потемнения всего за одну неделю*
- Технология Sonicare с доказанной эффективностью
- Доказана эффективность ухода за полостью рта
- Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

Основные особенности

Еще более белые зубы



Сделать зубы белее теперь очень просто благодаря этой чистящей насадке с центральным элементом для удаления потемнений. Щетинки в форме алмаза обеспечивают более плотный контакт с поверхностью зуба и эффективно удаляют потемнения. Результат говорит за себя — зубы становятся до 100 % белее всего за одну неделю.*

Попрощайтесь с зубным налетом



Наша отбеливающая чистящая насадка использует плотный массив щетинок и удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой, обеспечивая освежающую чистку всей полости рта.


Надежная чистка зубов с помощью Sonicare



Качественная чистка, выбранная миллионами людей. Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную

чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 62 000 вибраций щетинками. Динамичные и плавные движения повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.

Пройдены клинические тесты



Все чистящие насадки Philips Sonicare проходят тщательные проверки на стадии проектирования, а также клинические тесты, чтобы вы могли быть уверены в их соответствии строжайшим стандартам качества, безопасности и производительности.

Напоминания о замене насадки



А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare технологией BrushSync. Она отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.

Съемный дизайн




Эта чистящая насадка совместима со всеми электрическими зубными щетками Philips Sonicare.*** Просто защелкните ее в клипсе или снимите для быстрой замены и очистки.

Биопластик



Мы работаем над снижением использования в нашей продукции пластика на основе ископаемого топлива. Вот почему 70 % пластика, используемого в этой чистящей насадке, производится на основе биоматериалов.**

Бумажная упаковка



Все наши чистящие насадки поставляются в бумажной упаковке, которая подлежит переработке при наличии соответствующих производств.

Optimal White

Чистящие насадки, набор из 8 штук

HX6068/87

Характеристики

Дизайн и отделка

- Жесткость щетинок: Средней жесткости
- Цвет: White (Осветление)
- Индикаторные щетинки: Щетинки синего цвета выцветают
- Размер: Стандартный
- Распознавание чистящей насадки

Совместимость

- Система чистящих насадок: Сменные
 - Несовместимо: Philips One
 - Совместимые зубные щетки: Philips Sonicare
- В комплекте**
- Насадки: W2 Optimal White, 8 шт.

Качество и эффективность

- Замена: Каждые 3 месяца
- Протестировано: для оптимального использования
- Сделано в: Германия
- Преимущество: Здоровье десен, Удаление налета, Удаление налета/осветление



* в режиме white (осветление) по сравнению с обычной зубной щеткой.
** * относится к пластику на этой чистящей насадке на основании сравнения массы.
***Несовместимо с ручками Philips One.