

PHILIPS

sonicare



Oppladbar sonisk
tannbørste

7100

Fjerner opptil 20 ganger så mye
plakk

Fire moduser og tre
intensitetsnivåer

Synlig trykkvarsel

Philips Sonicare-appen



HX7428/02

Perfekt rengjøring med opptil sju ganger sunnere tannkjøtt**

Fjerner opptil 20 ganger så mye plakk*

Philips Sonicare 7100 har neste generasjons Sonicare-teknologi, fire pussemoduser, tre intensitetsnivåer, et synlig trykkvarsel og G3 Premium Gum Care-børstehode.

Førsteklasses, skånsom rengjøring

- Ett børstehode for komplett pleie

Tannpussen blir enkel

- Du vil alltid vite når det er på tide med et nytt børstehode
- Gjør pasientens rutine enda bedre med Philips Sonicare-appen
- Tilpass pussingen med 12 børsteinnstillinger
- Beskytt tannkjøttet med synlig trykksensor

Uovertruffen rengjøring

- Neste generasjons Sonicare-teknologi

Utformet etter livsstilen din

- Lasersveiset for styrke og holdbarhet
- Opptil 3 ukers børsting på én full opplading
- Optimaliser tannpussen med SmarTimer og BrushPacer
- Enkelt å reise med det kompakte, ultraholdbare reiseetuiet

Høydepunkter

A3 alt-i-ett-børstehode +mer



A3 Premium alt-i-ett-børstehode er designet med tanke på pasientene. Med A3-børstehodet kan pasientene oppnå opptil 20 ganger mer plakkfjerning*, opptil 15 ganger sunnere tannkjøtt** og fjerne opptil 100 % flere flekker***. Også inkludert: S2 Sensitive-børstehode, som er vår mest skånsomme og mykeste, og som er klinisk bevist å gi en skånsom rengjøring som fjerner ti ganger mer plakk på vanskelig tilgjengelige områder* G3 Premium Gum Care-børstehode gir opptil 7 ganger sunnere tannkjøtt over en periode på bare to uker****.

Neste generasjons Sonicare-teknologi



Få en herlig pusseopplevelse og opplev et nytt nivå på tannpleien med neste generasjons Sonicare-teknologi. Mens du børster, tilpasser det innovative magnetsystemet kraften som tannbørsten bruker ved hver tannpuss, noe som gir optimal ytelse med 62 000 børstebevegelser per minutt, selv i vanskelig tilgjengelige områder.

Samtidig bidrar de dynamiske, jevne bevegelsene til å fjerne plakk, slik at du får en komplett rengjøring ved hver tannpuss.

12 børsteinnstillinger



Pasienten har den foretrukne børstingen i hendene med Philips Sonicare 7100. Fire børstestrukturer hjelper med å ta vare på tannkjøthelsen, bleking, følsomme tenner og den daglige pussingen. Gum Health-modus støtter opp et sunt tannkjøtt ved å massere forsiktig langs tannkjøttkanten. White-modus fjerner overflateflekker og polerer tennene for et hvitere smil. Sensitive-modus gir en skånsom og grundig pussing, mens Clean-modus fokuserer på fjerning av plakk for en førsteklasses pussing. For persontilpasset pussing kan pasienten kombinere modusene med ett av tre intensitetsnivåer, fra høy til lav, for å oppnå en tannpuss som passer perfekt.


Lysring for trykksensor



Pasienter merker kanskje ikke at de pusser for hardt, men denne tannbørsten vil gjøre det. Den smarte optiske sensoren registrerer overdreven


børstetrykk med nøyaktighet, og blinker lilla mens den reduserer vibrasjonene. Pasienter får vite når de trenger å tilpasse pussingen, slik at tannkjøttet beskyttes.

Philips Sonicare-appen



Philips Sonicare-appen parkobler seg enkelt med tannbørsten og hjelper pasienten med å forbedre og opprettholde munnhelsen. Appen holder oversikt over pussefremgangen og gir personlig veiledning og fremdriftsrapporter, slik at pasienten kan få verdifulle innsikt i pussingen av tennene sine.

2-minutters tidtaking og børsterytme



To minutter er alt pasienten trenger for en komplett pussing, og SmarTimer gir dem beskjed når tiden er ute. For å få en jevn rengjøring i hele munnen deler BrushPacer økten inn i segmenter og gir tegn med et lite opphold i vibrasjonene når det er på tide å gå videre i pussingen. Dette hjelper til slik at pasienten oppnår en jevn pussing hver gang de børster tennene.

Høydepunkter

Byttepåminnelse med BrushSync



Å bytte børstehodet regelmessig er en viktig del av å opprettholde en god tannhelse. Med BrushSync-teknologien er det enkelt for pasienter å sikre best mulig ytelse på børstehodet. Ved å spore bruksfrekvens og pusseintensitet minner den innovative teknologien pasienten på når det er på tide med et nytt børstehode.

Utformet for å vare



Vi har redesignet Philips Sonicare-tannbørstene fra innsiden og ut for å være sterke, lette og holdbare. Takket være vår avanserte lasersveiseprosess er tannbørstene våre designet for å pusse med pasienten i mange år fremover.

Opptil 3 uker mellom hver ladeøkt



Denne tannbørsten bruker et batteri med høy ytelse som er utviklet for å forbedre pusseopplevelsen. Etter én ladeøkt har pasienten opptil tre uker med regelmessig pussing før vedkommende trenger å lade på nytt.

Kompakt reiseetui



Reiseetuiet er kompakt nok til å få plass i en veske og sterkt nok til å holde Philips Sonicare-tannbørsten beskyttet. Ikke bare holder den tannbørsten beskyttet, men den har også plass til to børstehoder. Nå kan pasienter føle seg trygge på reisen, uansett hvor reisen tar dem.

Spesifikasjoner

Intensitetsnivåer

Høy: For å bedre pussingen

Middels stor: For hverdagspussing

Lav: Til sensitive tenner og tannkjøtt

Produktoppdatering

Støtteperiode: Philips vil levere de nødvendige sikkerhetsoppdateringene til og med 31. desember 2026.

Drift

Spenning: 100–240 V

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Driftstid (full til tom): 21 dager

Batteritype: Litium-ION

Utforming og utseende

Farge: Hvit

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Kompatibilitet

Android-kompatibilitet: Android-telefoner med Bluetooth 4.0 og nyere

Trådløs Bluetooth-teknologi: Børsteapp tilkoblet
iOS-kompatibilitet: iPhone med Bluetooth 4.0 og nyere

Brukervennlighet

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Batteriindikator: Opplyst ikon viser batteriets levetid

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Tidsbryter: SmarTimer og BrushPacer for en komplett og grundig pussing

USB-A-lading: Strømadapter følger ikke med

Deler som medfølger

Reiseetui: 1 slankt reiseetui

Håndtak: 1 7100 oppladbar tannbørste

Lader: 1

Børstehode: 1 A3 Premium Alt-i-ett, 1 S2

Sensitive, 1 G3 Premium Gum Care

USB-C-kabel: 1

Rengjøring

Hastighet: 62 000 børstebevegelser/min

Plakkfjerning: Opptil 20 ganger mer effektiv*

For sunt tannkjøtt: Opptil 15 ganger sunnere tannkjøtt***

Tannbleking: Opptil 100 % mindre misfarging**

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Hvit: For å fjerne misfarging

Sensitive: Til sensitive tenner og tannkjøtt

For sunt tannkjøtt: Masserer tannkjøttet forsiktig

Teknologi med Smart-sensor

Tilbakemelding om pussetrykk: Lysringen lyser i lilla, Redusert vibrasjon og pulserende lyd

Påminnelse-symbol: BrushSync gir deg beskjed når det er på tide å bytte børstehode



* sammenlignet med en manuell tannbørste.

** gjelder Clean-modus sammenlignet med en manuell tannbørste.

*** sammenlignet med en manuell tannbørste. I in vitro-undersøkelse, faktiske resultater kan variere.

**** gjelder Gum Health-modus og sammenlignet med en manuell tannbørste, målt i GBI.