

PHILIPS

sonicare

Sonic-sähköhammasharja
- Trial

ProtectiveClean 4300

Sisäänrakennettu paineanturi

1 puhdistustila

BrushSync-ominaisuus



HX6848



Terveemmät ikenet hellävaraisella harjauksella.

Parantaa ikenien terveyttä jopa 100 % tehokkaammin kuin tavallinen hammasharja

Paineanturin ansiosta sähköhammasharja puhdistaa hellävaraisesti, mutta parantaa ikeniesi terveyttä jopa 100 % tehokkaammin kuin tavallinen hammasharja.

Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka

Innovatiivinen tekniikka

- Hellävaraisempaa harjausta pienellä muistutuksella
- Potilas voi ottaa kaiken irti harjaspäästään.
- Yhdistää älykkään hammasharjan ja älykkäät harjaspäät

Parantaa potilaiden suun terveyttä

- Parantaa ikenien hyvinvointia jopa 100 %*
- Paikkoja, kruunuja tai herkkiä alueita? Ei hätää.

Suunniteltu potilaallesi

- Kätevä tapa aloittaa uuden hammasharja käyttö
- Tukea huolelliseen harjaukseen

Kohokohdat

Parantaa ienterveyttä



Tiheät ja laadukkaat harjakset takaavat hellävaraisen harjauksen ja poistavat plakkia ienrajasta parantaa ikenien terveyttä jopa 100 % tehokkaammin kuin tavallinen hammasharja. Erikoisvalmisteisella kaarevalla kärjellä puhdistat helposti myös takahampaat.

Liian paljon painetta?



Potilas ei välttämättä itse huomaa harjaavansa liian voimakkaasti. Hammasharja kuitenkin seuraa harjauspainetta, ja sen runko alkaa väristä, jos potilas käyttää liikaa voimaa hampaita harjatessaan.

Turvallinen ja hellävarainen



Hampaidenpesu on aina tehokasta ja turvallista: Philipsin Sonic-tekniikka sopii hampaiden puhdistukseen myös


hammasrautojen, paikkojen, kruunujen ja siltojen kanssa, estää hampaiden reikiintymistä ja parantaa ikenien terveyttä.

Philips Sonicare -tekniikka



Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka ohjaa veden hammasväleihin, ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.

Älykkäät vaihtomuistutukset




Harjaspäät kuluvat ajan myötä, mutta meiltä löytyy ratkaisu myös tähän: Älykäs harjaspään tunnistustekniikka seuraa harjasten käyttöaikaa ja sitä, kuinka kovaa hammasharjaa on painettu. Runon valo muistuttaa potilasta harjaspään vaihtamisesta. Näin potilas voi olla varma siitä, että harjaspää hoitaa työnsä tehokkaasti.

BrushSync-tekniikka




Mikrosirutekniikan ansiosta älykäs hammasharja havaitsee ja synkronoi älykkäät harjaspäät tehokkaaksi yhdistelmäksi, joten voit hyödyntää älykkäitä vaihtomuistutuksia.

Kätevät ajastimet



QuadPacer kertoo potilaalle, kun hän on käyttänyt riittävän ajan suun eri osien puhdistamiseen, ja SmarTimer puolestaan ilmoittaa, kun suositeltu kokonaisaika on kulunut.

Easy-start-ohjelma



Uusien asioiden omaksumiseen voi kulua jonkin aikaa. Helpon aloitusohjelmamme avulla voit lisätä harjaustehoa vähitellen ja hellävaraisesti uuden hammasharjasi 14 ensimmäisellä käyttökerralla.

Tekniset tiedot

Virta

Jännite: 110–220 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 2 viikkoa

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Keskisininen

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun tilan

Yhteensopiva kahva: Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

Harjausaika: Jopa 2 viikkoa

Muistutus vaihtamisesta: Muistutuskuvake syttyy varmistaen, parhaan lopputuloksen

Pakkauksen sisältö

Harjaspäät: 1 G3 Premium Gum Care, 1 InterCare Standard -harjaspää, 1 W2c Optimal White Compact -harjaspää

Kahva: 1 ProtectiveClean

Laturi: 1

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

Terveysedut: Kohentaa ikenien terveyttä jo

kahdessa viikossa, Auttaa vähentämään reikiä

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Painepalaute: Varoittaa rungon värinällä

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

Älykäs tunnistintekniikka

Paineanturi: Ilmoittaa, kun harjaat liian voimakkaasti

BrushSync-vaihtomuistutus: Saat muistutuksen, kun on aika, vaihtaa harjaspäät

