

PHILIPS

sonicare

Balení 6 ks hlavic
kartáčku

Optimal White

O 100 % bělejší zuby za jeden
týden*

Odstraňuje 7x více plaku*

Středně měkké



HX6066/87

Hlavice kartáčku pro zářivou bělost

O 100 % bělejší zuby za 1 týden*

Dosáhněte zářivějšího úsměvu s touto klinicky testovanou náhradní bělicí hlavicí pro kartáčky Philips Sonicare. Výsledky zaznamenáte již po jednom týdnu a zároveň si dopřejete výjimečné každodenní čištění.

Šetrné k planetě

- Vyrobeno ze 70 % z bioplastu**
- Recyklovatelné obaly na bázi papíru

Snadné používání ve všech ohledech

- Vhodné pro všechny kartáčky Philips Sonicare s nasazovací rukojetí
- Čistíte si zuby vždy co nejlépe díky připomenutí BrushSync

Pro bělejší a zářivější úsměv

- Osvědčená technologie Sonicare
- Odstraňuje až o 100 % více skvrn za pouhý týden*
- Prokazatelně účinná péče o ústní dutinu
- Odstraňuje až 7x více plaku než manuální zubní kartáček


Přednosti

Bělejší a zářivější zuby




Díky této kartáčkové hlavici se střední částí pro odstraňování skvrn máte bělejší zuby přímo na dosah. Vlákna ve tvaru kosočtverce jsou navržena tak, aby docházelo k většímu kontaktu s povrchem zubů a účinnějšímu odstranění skvrn. Výsledky mluví samy za sebe – až o 100 % bělejší zuby za pouhý týden.*

Rozlučte se s plakem



Naše bělicí kartáčková hlavice s hustými vlákny odstraňuje až 7x více plaku než manuální zubní kartáček a zároveň pečuje o celou ústní dutinu.


Spolehlivé čištění zubů se Sonicare



Vyzkoušejte čištění, jaké si už zvolily miliony lidí. Zubní kartáčky Philips Sonicare čistí jemně, ale přesto účinně a pečují o vaše zuby a dásně


pomocí až 62 000 pohybů vláken. Dynamické působení tekutiny podporuje čistící výkon vláken tím, že vhání tekutinu hluboko do mezizubních prostor a podél linie dásní.

Klinicky testováno



Všechny kartáčkové hlavice Philips Sonicare jsou pečlivě navrženy a klinicky testovány. Můžete si tak být jisti, že splňují nejvyšší standard kvality, bezpečnosti a výkonnosti.

Připomenutí výměny



Věděli jste, že kartáčkové hlavice po třech měsících ztrácí na účinnosti? Zubní specialisté doporučují kartáčkovou hlavici pravidelně měnit, a proto jsou zubní kartáčky Philips Sonicare vybaveny technologií BrushSync. Ta sleduje, jak často a jak silně si zuby čistíte, a jakmile nastane čas na výměnu kartáčkové hlavice, upozorní vás.

Design nasazení




Tato kartáčková hlavice je kompatibilní se všemi elektrickými zubními kartáčky Philips Sonicare.*** Výměna a čištění jsou jednoduché díky snadnému nasazování.

Bioplast



Pracujeme na snížení používání plastů na bázi fosilních paliv ve svých produktech. To je důvod, proč 70 % plastů použitých v této kartáčkové hlavici tvoří bioplasty.**

Obaly na bázi papíru



Všechny naše kartáčkové hlavice se dodávají v obalech na bázi papíru, které lze na dostupných místech recyklovat.

Optimal White

Balení 6 ks hlavíc kartáčku

HX6066/87

Specifikace

Consumer Trade Item

Height: 23.05 cm

Width: 4.76 cm

Length: 6 cm

Net weight: 0.048 kg

Gross weight: 0.073 kg

GTIN: 8720689036689

Country of origin: DE

Vnější obal

Height: 7.5 cm

Width: 24.8 cm

Length: 25.5 cm

Net weight: 0.24 kg

Gross weight: 0.537 kg

GTIN: 18720689036686

Paleta

Height: 112.5 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 37.44 kg

Gross weight: 109.622 kg

GTIN: 68720689036681

Design a provedení

Barva: Bílá

Měkkost vláken: Středně měkké

Vlákna, která upozorní: Vyblednutí modré barvy vláken

Velikost: Standardní

Inteligentní rozpoznávání hlavice kartáčku

Pallet Layer

Height: 8 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Jiné

Height: 112.5 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

GTIN: 68720689036681

Kompatibilita

Systém kartáčkových hlavíc: Nasazovací

Není vhodné pro modely: Philips One

Kompatibilní kartáčky: Philips Sonicare

Balení obsahuje

Kartáčkové hlavice: 6 hlavíc W2 Optimal White

Kvalita a výkon

Výměna: Každé 3 měsíce

Testováno: pro optimální použití

Vyrobeno v: Německo

Výhoda: Zdraví dásní, Odstraňování zubního plaku, Odstraňování skvrn / bělení

