

PHILIPS

sonicare



Wiederaufladbare
Zahnbürste

Sonicare

Entfernt bis zu zehnmal mehr
Plaque*

Bis zu 7 x gesünderes
Zahnfleisch**

Sonicare Technologie der
nächsten Generation

Visueller Drucksensor



HX7423/09

Fortschrittliche Pflege für gesünderes Zahnfleisch***

Entfernt sanft bis zu 10 x mehr Plaque*

Unterstützen Sie die Gesundheit Ihres Zahnfleisches bei jedem Putzen. Unsere Sonicare Technologie der nächsten Generation bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung, selbst an schwer erreichbaren Stellen, mit bis zu 7 x gesünderem Zahnfleisch** und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung*.

Putzen leicht gemacht

- Wählen Sie Ihr ideales Putzerlebnis
- Putzeinblicke auf Tastendruck
- Angeleitete Putzeinheiten
- Putzen Sie weiterhin mit optimaler Leistung dank Erinnerungsfunktion zum Austauschen des Bürstenkopfes

Für Ihren Lifestyle entwickelt

- 21 Tage für regelmäßiges Zähneputzen
- Pflege zum Mitnehmen – überall aufladen

Fühlen Sie die Pflege von Sonicare

- Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch**
- Sonicare Technologie der nächsten Generation
- Schützen Sie Ihr Zahnfleisch mit unserem Drucksensor

Besonderheiten

Besondere Pflege für Ihr Zahnfleisch



Unterstützen Sie die Gesundheit Ihres Zahnfleisches mit diesem speziell entwickelten G3 Bürstenkopf für gesundes Zahnfleisch. Dank der Borstenanordnung sorgen die äußeren Borsten dafür, dass Ihr Zahnfleisch auch dann geputzt bleibt, wenn Sie sich auf Ihre Zähne konzentrieren. Das Ergebnis ist bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in zwei Wochen mit dem Programm. Dank seiner speziell entwickelten Flexibilität entfernen Sie bis zu 10 x mehr Plaque als mit einer Handzahnbürste*.

Sonicare Technologie der nächsten Generation



Diese elektrische Zahnbürste verwendet unsere Sonicare Technologie der nächsten Generation, die ein zuverlässiges und gleichmäßiges Putzerlebnis mit stets hervorragenden Ergebnissen bietet. Der Motor passt die Leistung automatisch an, sodass keine Leistungsverluste auftreten, wenn Sie an schwer zu reinigende Stellen

gelangen. Genießen Sie eine sanfte und dennoch effektive Reinigung für Zähne und Zahnfleisch mit 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute. Sonicare Fluid Action unterstützt die Reinigung der Borsten, indem Flüssigkeit tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gepresst wird.

Visueller Drucksensor



Diese elektrische Sonicare Zahnbürste verfügt über einen Leuchtring an der Basis, der Sie freundlich darüber informiert, wenn Sie zu viel Druck ausüben. Wenden Sie einfach weniger Druck an, sobald er leuchtet, und Ihr Zahnfleisch wird geschont.

Putzmodi und Intensitätsstufen



Optimieren Sie Ihre Putzroutine mit 12 Putzmodi. Egal, ob Sie etwas mehr Kraft oder einen bestimmten Fokus für Ihre Reinigung wünschen, Sie können es haben. Wählen Sie

zwischen dem Clean-, Sensitive-, Gum Health- und dem White-Modus. Wählen Sie eine von drei Intensitätsstufen.

Philips Sonicare App



Mit der Sonicare Zahnbürste und App erreichen Sie all Ihre Mundhygieneziele. Beide lassen sich nahtlos miteinander verbinden, um Ihnen eine Anleitung zum Putzen, Tipps und Tricks sowie personalisierte Inhalte zu bieten. Damit sind Sie unaufhaltbar.

Reiseladeetui



Mit unserem Reiseladeetui, das über einen integrierten Ladeanschluss verfügt, können Sie Ihr Gerät auch auf Reisen mitnehmen und aufladen. Es ist robust genug, um Ihre Sonicare Zahnbürste zu schützen, aber dennoch so kompakt, dass sie in jede Tasche passt und somit der perfekte Reisebegleiter ist.


Besonderheiten

SmartTimer und BrushPacer



Nutzen Sie die Reinigungszeiten von Sonicare. Alle 20 Sekunden fordert Sie der BrushPacer auf, einen neuen Bereich zu putzen. Nach 2 Minuten zeigt der SmartTimer an, dass Ihre Sitzung abgeschlossen ist.

Erinnerungsfunktion



Wussten Sie, dass Bürstenköpfe nach drei Monaten an Effektivität verlieren? Zahnmedizinisches Fachpersonal empfiehlt, den Bürstenkopf regelmäßig zu wechseln. Deshalb verfügen Philips Sonicare Zahnbürsten über die Erinnerungsfunktion zum Austauschen des Bürstenkopfes. Diese erfasst, wie oft und mit

welchem Druck Sie Ihre Zähne putzen, und erinnert Sie dann daran, Ihren Bürstenkopf zu gegebener Zeit auszutauschen.

21 Tage Akkulaufzeit



Eine vollständige Ladung hält bis zu 21 Tage regelmäßigem Putzen. Sie erhalten einen ganz neuen Komfort in Ihrer täglichen Routine.

Daten

Intensitätsstufen

Hoch: Für eine noch bessere Reinigung

Mittel: Für die tägliche Reinigung

Niedrig: Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

Leistung

Stromspannung: 100 bis 240 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): 21 Tage

Batterietyp: Lithium-Ionen

Energieverbrauch: Standby ohne Anzeige

<<0,5 W

Design und Materialausführung

Farbe: Marineblau

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte

Garantie

Kompatibilität

Android-Kompatibilität: Android-Telefone mit Bluetooth 4.0 oder höher

Kabellose Bluetooth-Technologie: Verbundene

Zahnpflege-App

iOS-Kompatibilität: iPhone mit Bluetooth 4.0 oder höher

Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt

Akkustand an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare

Bürstenköpfe

Reiseetui: Reiseladeetui

Timer: BrushPacer und SmartTimer

Artikel enthalten

Handstück: 1 7100 wiederaufladbare Zahnbürste

Reiseetui: 1 Reiseladeetui

Bürstenkopf: 1 G3 Premium Gum Care

Ladegerät: 1 USB-A-Ladegerät

Reinigungsleistung

Plaque-Entfernung: Bis zu 10 x effektiver*

Gesundes Zahnfleisch: Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch**

Geschwindigkeit:

62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Gesundes Zahnfleisch: Massiert sanft das Zahnfleisch

Sensitive: Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

Intelligente Sensor-Technologie

Druck-Feedback: Leuchtring leuchtet violett, Vibration und pulsierendes Geräusch

Erinnerungsfunktion: BrushSync informiert Sie, wenn der Bürstenkopf ausgewechselt werden sollte

Sonicare App

Nachverfolgung und Fortschrittsberichte:

Überwacht die Putzgewohnheiten im Laufe der Zeit und hilft Ihnen, Ihre Mundhygiene beizubehalten.

