

PHILIPS

sonicare



Testine standard per
spazzolino sonico

i InterCare

Confezione da 1

Misura standard

Ad aggancio

Associazione con modalità
BrushSync



HX9001

Per raggiungere anche le zone più nascoste. Pulizia superiore.*

Pulizia profonda delle zone interdentali più difficili da raggiungere

Grazie all'avanzata tecnologia di tufting e alle setole extra lunghe, InterCare rimuove fino a 7 volte più placca presente negli spazi interdentali rispetto a uno spazzolino manuale, migliorando la salute delle gengive in sole due settimane.

Tecnologia innovativa

- Seleziona automaticamente la modalità ottimale per risultati eccezionali**
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare

Progettato per ottimizzare le prestazioni

- Testate per soddisfare la tua igiene orale
- Design ad aggancio per una facile sostituzione della testina
- Sostituisci le testine quando serve, e ottieni una pulizia ad alte prestazioni. Sempre.

Per una cura delle gengive eccezionale

- Migliora la salute delle gengive in sole due settimane

Per una rimozione della placca eccezionale

- Rimuovi fino a 7 volte più placca con la nostra testina InterCare*


In evidenza

Rimuovi fino a 7 volte più placca



Inserisci la nostra testina InterCare per migliorare la salute delle gengive in solo 2 settimane. Le setole extra lunghe aiutano a rimuovere una maggiore quantità di placca e a raggiungere anche i punti più difficili tra i denti per gengive sane.

Migliora la salute delle gengive



La testina InterCare è dotata di innumerevoli setole extra lunghe di alta qualità per eliminare la placca che si insinua in profondità tra i denti. È clinicamente testata per ridurre il sanguinamento delle gengive e le infiammazioni in sole due settimane.

Sostituzione testine



Le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo, ma BrushSync™ ti ricorderà di sostituirle per tempo. Il tuo spazzolino

intelligente monitora per quanto tempo e con quale intensità utilizzi una testina e ti avvisa quando è arrivato il momento di sostituirla. Non hai uno spazzolino Philips Sonicare intelligente? Ti basta controllare le setole blu: quando diventano bianche è il momento di sostituire la testina.

Associazione con modalità BrushSync™



Otterrai sempre la migliore pulizia possibile con la funzione di associazione BrushSync™**. La testina InterCare si sincronizza con il manico dello spazzolino Philips Sonicare dotato di BrushSync™**, selezionando la modalità e il livello di intensità ottimali per una pulizia eccezionale. Tu devi solo iniziare a spazzolare.

L'unica vera tecnologia sonora




La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Inserimento facile ad aggancio



La testina InterCare si adatta perfettamente a tutti i modelli di manico Philips Sonicare, eccetto PowerUp Battery ed Essence. Basta fare clic su on e off per una facile sostituzione e pulizia.

Pulizia con la massima tranquillità



Tutte le testine Philips Sonicare sono sicure e delicate su denti e gengive. Durante i test, tutte le testine vengono messe a dura prova per garantire prestazioni eccezionali e durata ogni volta che le utilizzi.

Specifiche

Aspetto e rifiniture

Consistenza rigida delle setole: Media

Colore: Bianco

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente

Misura: Standard

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Adatto per questi modelli: Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 2 Plaque Defence, Serie 3

Gum Health, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

Associazione con modalità BrushSync

Non adatto per: Philips One

Accessori inclusi

Testine: 1 InterCare standard

Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

Benefici per la salute

Rimozione della placca: Rimuove fino a 7 volte più placca*

Salute delle gengive: Per migliorare la salute delle gengive in due settimane

