

PHILIPS



IPL-ihokarvanpoistolaite,
jossa SenseIQ-tekniikka

Lumea IPL 8000 Series

SmartSkin-tunnistin

3 älykästä lisäosaa: vartalo,
kasvot, tarkkuusajo

SenseIQ-tekniikka

Johdolliseen käyttöön



BRI946/00

SenseIQ mukautuu tarpeisiisi

Nauti sileästä ihosta jopa 12 kuukauden ajan*

Lumea IPL 8000 -sarja mukautuu tarpeisiisi ja tekee käsittelystä nopeaa. SenseIQ-tekniikka, älykkäät lisäosat ja Lumea IPL -sovellus takaavat sileän ihon pitkäksi aikaa.

Hellävarainen ja tehokas käsittely, tuloksena sileä iho pitkään

- Käsittelykerrat vain 2 viikon välein: nopeat tulokset
- Hellävarainen ja mukava käyttää SenseIQ-tekniikan ansiosta
- Kehitetty helpoksi ja tehokkaaksi yhteistyössä ihotautilääkärin kanssa
- Erittäin pitkä johto joustavaan käsittelyyn

Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle

- Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle – kolme älykästä lisäosaa
- Sopii useimmille ihon sävyille ja karvojen väreille

Yksilöllistä karvanpoistoa IPL-käsittelyllä

- Tehosta rutiinejasi Philips Lumea IPL -sovelluksella

Lumea IPL 8000 Series

IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniiikka

BRI946/00

Kohokohdat

Nopeita tuloksia – kahdesti kuussa



Aloita vain 4 käsittelykerralla 2 viikon välein – se on puolet vähemmän kuin muilla merkeillä. Tee sitten vielä tulosta parantava käsittely kerran kuussa tulosten ylläpitämiseksi.

SenseIQ-tekniiikka



Lumea 8000 -sarjan laitteessa on viisi helposti säädettävää valoasetusta. SmartSkin-tunnistin tunnistaa ihon sävyn ja auttaa löytämään miellyttävimmän asetuksen. Älykkäät lisäosat mukauttavat käsittelyn kullekin vartalon alueelle parhaiten sopivaksi.

Erittäin pitkä johto



Kätevä käyttää erittäin pitkän johdon ansiosta, mikä myös helpottaa laitteen liikuttamista iholla.

Kolme älykästä lisäosaa




Erityisesti suunnitellut lisäosat sopivat täydellisesti kehon kaikkiin muotoihin, ja niiden liittäminen aktivoi tehokkaimman ohjelman kullekin kehonosalle. Kasvot: litteä muoto ja pieni ikkuna, jossa UV-suodatin. Vartalo: sisäänpäin kaartuva muoto ja suuri ikkuna. Tarkkuutta vaativat alueet: ulospäin kaartuva muoto vaikeasti saavutettavia kohtia varten.

Kehitetty yhdessä dermatologien kanssa



Terveysteknologian johtavana yrityksenä Philips kehitti Lumea IPL -ihokarvojenpoistojärjestelmän yhdessä ihotautilääkärien kanssa helpoksi ja tehokkaaksi kotikäytössä. Kauneushoitoloissa käytettävään teknologiaan perustuva Lumea IPL tarjoaa hellävaraisen käsittelyn herkimmillekin alueille.

Philips Lumea IPL -sovellus



Maksuton opastussovelluksemme auttaa sinua suunnittelemaan käsittelyaikataulun ja myös pitäytymään siinä. Sovellus myös ohjaa sinut vaihe vaiheelta jokaisen käsittelyn läpi. Sovelluksen on ladannut yli 2,1 miljoonaa käyttäjää.

Useimmille iho- ja karvatyypeille



IPL tarvitsee ihokarvojen värin pigmentin ja ihon sävyn pigmentin välistä kontrastia, joten se toimii luonnollisen tummanvaaleille, ruskeille tai mustille ihokarvoille ja ihon sävyille vaaleasta tummanruskeaan (I–V).

Tekniset tiedot

Lisäosien tekniset tiedot

Vartalolisäosa: Muoto: kupera ja kaareva, Ikkunan koko: 4,1 cm², Vartalolle suunniteltu käsittelyohjelma: säät, käsivarret ja vatsa

Kasvolisäosa: Muoto: litteä, Ikkunan koko: 2 cm², lisäsuodatin, Kasvoille suunniteltu käsittelyohjelma: ylähuuli, leuka ja leukalinja
Tarkkuuslisäosa: Muoto: kovera ja kaareva, tarkka, Ikkunan koko: 3 cm², Bikinialueelle ja kainaloille suunniteltu käsittelyohjelma

Turvallisuus ja säädettävät asetukset

Integroitu UV-suodatin: Suojaa ihoa UV-valolta

5 valotehoasetusta: Säädettävissä omalle ihotyypillesi sopivaksi

Integroitu turvajärjestelmä: Estää tahattomat

välähdykset

SmartSkin-tunnistin: Kertoo tarvittaessa oikean asetuksen

Käyttötila

Liuku ja välähdys: Nopeaan käsittelyyn

Leima ja välähdys: Pienten alueiden käsittelyyn

Johdoton / johdollinen käyttö: Johdolliseen käyttöön

Tekniset tiedot

Jännite: 100–240 V

Tehokas lamppu: Rakennettu kestäväksi, 450 000 välähdystä, mikä vastaa 39 vuoden pituista lampun käyttöikää**

Huolto

Takuu: 2 vuoden yleinen takuu + 1 vuoden lisätakuu, kun rekisteröit tuotteen 90 päivän sisällä

Pakkauksen sisältö

Käyttöohjeet: Käyttöopas

Säilytys: Meikkipussi

Sovitin: 19,5 V / 4 000 mA

Käyttöaika

Kainalog: 2,5 min

Bikiniarajat: 2 min

Kasvot: 1,5 min

Säät: 8,5 min

