

PHILIPS

sonicare



Set van 4
opzetborstels

Sensitive

Zachte en effectieve reiniging

Verwijdert 10x meer tandplak*

Extra zacht



HX6054/87

De opzetborstel voor gevoelige tanden

Zacht maar effectief reinigen van gevoelige tanden

Poets tandplak voorzichtig maar effectief weg met deze opzetborstel voor gevoelige tanden van Philips Sonicare. Met de opzetborstel verwijdert u tandplak schijnbaar moeiteloos, terwijl de borstel zacht is voor tanden en tandvlees. Een uitzonderlijke dagelijkse reiniging.

Zorg voor de planeet

- Gemaakt van 70% bioplastic*
- Recyclebare verpakking op basis van papier

Gebruiksvriendelijk in elk opzicht

- Blijf poetsen op je best met BrushSync-herinneringen
- Past op alle opklikhandvatten van Philips Sonicare

Voor gevoelige tanden en tandvlees

- Poetsstand voor zacht maar effectief reinigen van gevoelige tanden en gevoelig tandvlees
- Verwijdert tot 10x meer tandplak op moeilijk bereikbare plekken*
- Bewezen Sonicare-technologie
- Bewezen effectieve mondverzorging

Kenmerken

Ultrazachte borstelharen



Grondige reiniging kan nog steeds zacht zijn voor gevoelige tanden en tandvlees. Deze opzetborstel heeft een uniek ontwerp met lange, dunne, ultrazachte borstelharen waardoor elke poetsbeweging zacht blijft.

Tandplak behoort tot het verleden



Met meer dan 3.000 opeengepakte borstelharen verwijdt deze opzetborstel tot 10x meer tandplak dan een gewone tandenborstel, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.


Vertrouwd poetsen met Sonicare



Ervaar de reiniging waar miljoenen mensen voor kiezen. Philips Sonicare-tandenborstels reinigen voorzichtig en effectief en verzorgen uw tanden


en tandvlees met tot wel 62.000 borstelbewegingen. Sonicare Fluid Action ondersteunt de reinigingsprestaties van de borstelharen door vloeistoffen diep tussen de tanden en langs het tandvlees te laten doordringen.

Klinisch getest



Alle Philips Sonicare-opzetborstels zijn zorgvuldig ontworpen en klinisch getest. U kunt er dus zeker van zijn dat ze voldoen aan de hoogste standaard op het gebied van kwaliteit, veiligheid en prestaties.

Vervangingsherinneringen



Wist u dat opzetborstels na drie maanden minder effectief worden? Tandartsen raden u aan uw opzetborstel regelmatig te vervangen. Daarom hebben Philips Sonicare-tandenborstels BrushSync-technologie. De borstel houdt bij hoe vaak en hoe hard u poetst en herinnert u er vervolgens aan om uw opzetborstel te vervangen zodra u een nieuwe opzetborstel nodig hebt.

Opzetbaar ontwerp




Deze opzetborstel is compatibel met alle elektrische tandenborstels van Philips Sonicare.** U kunt de opzetborstel eenvoudig op- of afklikken om deze eenvoudig te vervangen en schoon te maken.

Bio-based plastic



We streven ernaar minder plastic op basis van fossiele brandstoffen in onze producten te gebruiken. Daarom is 70% van het plastic in deze opzetborstel van biologische oorsprong.***

Verpakking op basis van papier



Al onze opzetborstels worden geleverd in papieren verpakkingen die kunnen worden gerecycled waar faciliteiten beschikbaar zijn.

Specificaties

Consumer Trade Item

Height: 23.05 cm

Width: 2.57 cm

Length: 6 cm

Net weight: 0.03 kg

Gross weight: 0.048 kg

GTIN: 8720689036870

Country of origin: DE

Omdoos

Height: 13.8 cm

Width: 14.2 cm

Length: 24.8 cm

Net weight: 0.3 kg

Gross weight: 0.594 kg

GTIN: 18720689036877

Pallet

Height: 119.4 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 50.4 kg

Gross weight: 125.642 kg

GTIN: 68720689036872

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit

Hardheid borstelharen: Extra zacht

Memo-borstelharen: Blauwe kleur borstelharen
vervaagt langzaam

Formaat: Standaard

BrushSync-herkenning van opzetborstels

Pallet Layer

Height: 13.8 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Compatibiliteit

Systeem voor opzetborstel: Opklikbaar

Niet geschikt voor: Philips One

Compatibele tandenborstels: Philips Sonicare

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 4 S2 Sensitive

Kwaliteit en prestaties

Vervanging: Iedere 3 maanden

Getest: voor optimaal gebruik

Geproduceerd in: Duitsland

Voordeel: Zachte reiniging

