

PHILIPS



Cepillo dental sónico
recargable

7100

Elimina hasta 10 veces más placa

4 modos, 3 intensidades

Alerta de presión visible

Aplicación Philips Sonicare



HX7421/08

Limpieza perfecta con encías hasta 7 veces más saludables*

Elimina hasta 10 veces más placa**

El Philips Sonicare 7100 cuenta con tecnología Sonicare de última generación, 4 modos de cepillado, 3 niveles de intensidad, una alerta de presión visible y nuestro cabezal de cepillado Cuidado de las encías premium G3.

Limpieza suave Premium

- Encías 7 veces más sanas en tan solo dos semanas*

Cepillado sin esfuerzo

- Personaliza tu limpieza con 12 ajustes de cepillado
- Siempre sabrás cuándo es el momento de sustituir el cabezal de cepillado
- Mejora tu rutina con la aplicación Philips Sonicare
- Protege tus encías con la alerta de presión visible

Limpieza superior

- Tecnología Sonicare de nueva generación

Diseñado para tu estilo de vida

- Viaja sin preocupaciones con nuestro estuche de carga para viaje Premium
- Soldado por láser para una mayor resistencia y durabilidad
- Optimiza el cepillado con SmarTimer y BrushPacer
- Hasta 3 semanas de cepillado con una carga completa


7100

Cepillo dental sónico recargable

HX7421/08


Destacados

Cabezal de cepillado G3 Premium Gum Care



El Philips Sonicare 7100 te ayuda a conseguir unas encías más sanas para una sonrisa más saludable. Con el cabezal de cepillado G3 Premium Gum Care, las cerdas trabajan duro para eliminar la placa a lo largo de la línea de las encías, proporcionándote encías hasta 7 veces más sanas en solo 2 semanas*. Gracias al diseño suave y flexible del cabezal de cepillado, se adapta a los contornos de los dientes y las encías para una limpieza profunda y elimina hasta 10 veces más placa que con un cepillo manual**.


Tecnología Sonicare de nueva generación



Disfruta de una agradable experiencia de cepillado y un nuevo nivel de cuidado bucal con la tecnología Sonicare de última generación. Mientras te cepillas, el innovador sistema magnético del cepillo dental ajusta la potencia de cepillado durante cada sesión de limpieza, lo que proporciona un rendimiento óptimo de 62 000 movimientos de cerdas por minuto, incluso en las zonas de difícil acceso. Mientras tanto, la acción de fluido dinámico ayuda al cabezal de cepillado a limpiar suavemente a lo


largo de la línea de las encías y entre cada diente, ayudándote a conseguir una limpieza completa con cada cepillado.

12 ajustes de cepillado



Tu cepillado preferido está en tus manos con el Philips Sonicare 7100. Los 4 modos de cepillado te ayudan a cuidar la salud de las encías, el blanqueamiento, la sensibilidad y la limpieza diaria. El modo Cuidado de las encías favorece la salud de las encías mediante un suave masaje a lo largo de la línea de las encías. El modo Blanqueamiento elimina las manchas de la superficie y pule los dientes para conseguir una sonrisa más blanca. El modo Cepillado suave proporciona una limpieza suave y profunda, mientras que el modo Limpieza se centra en eliminar la placa para una limpieza superior. Para una limpieza personalizada, puedes combinar cualquier modo con uno de los 3 niveles de intensidad, de alto a bajo, para disfrutar de una sesión de cepillado perfecta para ti.


Alerta de presión en el anillo luminoso



Es posible que no te des cuenta de que te estás cepillando con demasiada fuerza, pero este cepillo dental sí. El sensor óptico inteligente

detecta con precisión la presión de cepillado excesiva y, a continuación, parpadea en morado al tiempo que reduce la vibración. Siempre sabrás cuándo debes ajustar el cepillado para mantener tus encías protegidas.

Aplicación Philips Sonicare



La aplicación Philips Sonicare se empareja perfectamente con el cepillo de dientes y te ayuda a mejorar y mantener tu salud bucal. Nuestra aplicación realiza un seguimiento del progreso de cepillado y te ofrece orientación personalizada e informes de progreso para que puedas obtener información valiosa sobre el cepillado.

Tiempo de cepillado de 2 minutos y patrón de cepillado



Dos minutos es todo lo que necesitas para una limpieza completa; nuestro temporizador SmartTimer te avisa cuando se acaba el tiempo. Para una limpieza uniforme en toda la boca, el BrushPacer divide la sesión en segmentos, en los que una ligera pausa en la vibración es la señal para continuar. Esto te ayuda a conseguir una limpieza uniforme con cada cepillado.


Destacados

Recordatorio de sustitución BrushSync



Sustituir el cabezal de cepillado con regularidad es importante para mantener una buena salud bucal. Con la tecnología BrushSync, es fácil mantener el cabezal de cepillado en óptimas condiciones. Al realizar un seguimiento de la frecuencia de uso y la intensidad del cepillado, la innovadora tecnología te recuerda cuándo es el momento de sustituir el cabezal.

Diseñada para durar



Hemos rediseñado nuestros cepillos dentales Philips Sonicare desde el interior para que sean resistentes, ligeros y duraderos. Gracias a nuestro

avanzado proceso de soldadura láser, nuestros cepillos están diseñados para acompañarte en tu cepillado durante años.

Hasta 3 semanas entre cargas



Este cepillo dental utiliza una batería de alto rendimiento diseñada para mejorar la experiencia de cepillado. Con una sola carga, podrás disfrutar de hasta tres semanas de cepillado habitual antes de tener que recargar.

Estuche de carga para viaje



Nuestro estuche cargador para viaje rediseñado con un puerto de carga integrado y cable de carga te permite recargar el cepillo dental sobre la marcha sin tener que abrir el estuche. No solo es lo suficientemente resistente como para mantener el cepillo dental protegido durante el viaje, sino que también es lo bastante compacto como para caber en cualquier bolso, lo que lo convierte en el compañero de viaje perfecto.

Especificaciones

Intensidades

Alta: Para mejorar la limpieza

Mediano: Para una limpieza diaria

Baja: Para dientes y encías sensibles

Potencia

Tensión: 100-240 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): 21 días

Pila: Recargable

Consumo de energía: En espera sin pantalla <0,5 W

Tipo de batería: Iones de litio

Diseño y acabado

Color: Negro

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Compatibilidad

Compatibilidad con Android: Teléfonos Android con Bluetooth 4.0 y superior

Tecnología inalámbrica Bluetooth: App de

cepillado conectada

Compatibilidad con iOS: iPhone con Bluetooth 4.0 y superior

Fácil de usar

Indicador de batería: El icono iluminado indica la vida útil de la batería

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Compatibilidad con mangos: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Temporizador: SmarTimer y BrushPacer para un cepillado completo y minucioso

Carga USB-A: Adaptador de corriente no incluido

Piezas incluidas

Mango: 1 cepillo dental recargable 7100

Cabezal de cepillado: 4 Cuidado de las encías Premium G3

Estuche de viaje: 1 estuche de carga para viaje

Cargador: 1

Cable USB-A: 1

Rendimiento de limpieza

Eliminación de la placa: Hasta 10 veces más eficaz**

Cuidado de las encías: Encías hasta 7 veces más

sanas*

Velocidad: 62 000 movimientos de cepillado por minuto

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

Blanco: Para eliminar las manchas superficiales

Sensibilidad: Para dientes y encías sensibles

Cuidado de las encías: Masajea suavemente las encías

Tecnología de sensor inteligente

Información sobre la presión aplicada: El anillo luminoso se ilumina en morado, Menos vibración y sonido intermitente

Recordatorio de sustitución: BrushSync te avisa de cuándo sustituir el cabezal de cepillado

