

PHILIPS

sonicare



Pack de 2+1 cabezales
de cepillado

Premium Plaque
Defence

Elimina 10 veces más placa*

Dientes un 100 % más blancos en
3 días***

Suavidad media



HX9043/87

El cabezal de cepillado para una limpieza a fondo

Elimina hasta 10 veces más placa*

Elimina la placa con este cabezal de cepillado de repuesto de Philips Sonicare para limpieza en profundidad, especialmente diseñado para eliminar la placa. Así disfrutarás rápidamente de unos dientes más blancos y brillantes con una limpieza diaria excepcional.

Cuidado del planeta

- Fabricado con plástico con un 70 % de base biológica**
- Embalaje de papel reciclable

Fácil de usar en todos los sentidos

- Sigue cepillándote de forma óptima con los recordatorios de BrushSync
- Se adapta a todos los mangos Philips Sonicare de montaje en un clic

Para una limpieza superior en profundidad

- Eliminación de la placa hasta 10 veces superior a un cepillo dental manual
- Cuidado bucal eficaz demostrado
- Hasta un 100 % menos de manchas en solo 3 días***
- Tecnología probada Sonicare

Premium Plaque Defence

Pack de 2+1 cabezales de cepillado

HX9043/87

Destacados

Di adiós a la placa




La limpieza a fondo requiere un enfoque especial y este cabezal de cepillado suave mejora el movimiento de las cerdas para llegar cómodamente a más zonas y eliminar hasta 10 veces más placa que un cepillo dental manual.

Blanqueamiento y brillo



Nuestro cabezal de limpieza profunda utiliza un grupo de cerdas densas y rígidas en su centro con forma pentagonal para blanquear y dar brillo a los dientes, logrando un 100 % menos de manchas en tres días.***


Cepillado Sonicare fiable



Disfruta de la limpieza elegida por millones de personas. Los cepillos dentales Philips Sonicare limpian y cuidan los dientes y las encías de forma


suave pero eficaz con hasta 62 000 movimientos de las cerdas. La acción de fluido Sonicare ayuda a las cerdas a limpiar al conducir el líquido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.

Probado clínicamente



Todos los cabezales de cepillado Philips Sonicare se han diseñado meticulosamente y se han probado clínicamente. De este modo, puedes estar seguro de que cumplen los más altos estándares de calidad, seguridad y rendimiento.

Recordatorios de sustitución



¿Sabías que los cabezales de cepillado pierden eficacia después de tres meses? Los dentistas recomiendan cambiar el cabezal de cepillado con regularidad, por eso los cepillos dentales Philips Sonicare cuentan con la tecnología BrushSync, que hace un seguimiento de la frecuencia y la intensidad del cepillado y, a continuación, te recuerda que debes sustituir el cabezal de cepillado cuando llegue el momento de cambiarlo.

Diseño de fácil montaje




Este cabezal de cepillado es compatible con todos los cepillos dentales eléctricos Philips Sonicare.**** Solo necesitas encajar o esencajar para sustituirlo o limpiarlo.

Plástico de base biológica



Estamos trabajando para reducir el uso de plástico basado en combustibles fósiles en nuestros productos. Por eso, el 70 % del plástico de este cabezal de cepillado es de base biológica*.

Embalaje de papel



Todos nuestros cabezales de cepillado se suministran en embalajes de papel que se pueden reciclar.

Premium Plaque Defence

Pack de 2+1 cabezales de cepillado

HX9043/87

Especificaciones

Diseño y acabado

- Dureza de cerdas: Suavidad media
- Color: Blanco
- Material del cabezal de cepillado: Cabezal de goma suave y flexible
- Cerdas de cepillo con aviso: El color azul de las cerdas va desapareciendo
- Tamaño: Estándar
- Reconocimiento inteligente de cabezal

Compatibilidad

- Sistema de cabezal de cepillado: Fácil montaje
- No adecuado para: Philips One
- Cepillos dentales compatibles: Philips Sonicare

Piezas incluidas

- Cabezales: 3 Defensa antiplaca Premium C3

Calidad y rendimiento

- Sustitución: Cada 3 meses
- Probado: para un uso óptimo
- Fabricado en: Alemania
- Ventajas: Eliminación de la placa, Eliminación de las manchas/blanqueamiento



* En comparación con un cepillo dental manual.
* *asignado al plástico del cabezal de cepillado en función del equilibrio de masa.
* **después de 3 días de uso en el modo Blanqueamiento+ en comparación con un cepillo dental manual.
* ***No compatible con los mangos Philips One.